

SIGVARIS
GROUP

CATALOGUE 2025/2026



FABRIQUÉ EN FRANCE*



CODE CLIENT SIGVARIS SAS

Document destiné aux professionnels de santé

AIDE AU CHOIX FEMME

4 QUESTIONS POUR UNE DÉLIVRANCE FACILITÉE

À SAVOIR :
68%
des patientes choisiraient
2 produits différents
si elles connaissaient
toute l'offre
Sigvaris⁽¹⁾ !

1 QUELS MODÈLES SOUHAITERIEZ-VOUS PORTER : CHAUSSETTES ? BAS ? COLLANTS ? PLUSIEURS MODÈLES ?

Laissez le choix des modèles à la patiente⁽²⁾, cela lui permettra de se sentir plus à l'aise avec son traitement.



2 QUELS TYPES DE CHAUSSURES PORTEZ-VOUS ?

CHAUSSURES DE VILLE
(bottines, ballerines, moccasins...)



STYLES TRANSPARENT



ESSENTIEL SEMI-TRANSPARENT



STYLES OPAQUE



STYLES MOTIFS

BASKETS ET BOTTINES



STYLES MARINIÈRE



STYLES COLORS

CHAUSSURES POUR LES LOISIRS
(randonnée, jardinage, sports...)



ACTIVE LOISIRS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



ACTIVE RÉSISTANT

Exemple : ma patiente porte plutôt des bottines au travail et des baskets le week-end.
Je peux lui conseiller de prendre **1 produit Styles TRANSPARENT + 1 produit Styles MARINIÈRE.**

3 ÊTES-VOUS SENSIBLE AUX TEMPÉRATURES ?

POUR L'ÉTÉ



ACTIVE CONFORT FRAÎCHEUR⁽³⁾

POUR L'HIVER



ACTIVE CONFORT CHALEUR

4 AVEZ-VOUS DES HALLUX VALGUS ?

NOUVEAU



SPÉCIALISTE PIEDS SENSIBLES (ou autres déformations du pied)

5 ACCORDEZ-VOUS UNE IMPORTANCE AUX MATIÈRES (NATURELLES OU SPÉCIFIQUES) ?

CONTIENT 55% DE COTON BIO⁽⁴⁾



ACTIVE COTON BIO 55%⁽⁴⁾

CONTIENT DU LIN⁽⁵⁾



ACTIVE CONFORT FRAÎCHEUR⁽³⁾

CONTIENT DE LA VISCOSE DE BAMBOU⁽⁶⁾



ACTIVE LOISIRS

(1) Etude "PST 2019" réalisée par Sigvaris via une communauté de patients administrée par HARRIS INTERACTIVE (base = 346 personnes).

(2) Sauf en cas de recommandation particulière du médecin prescripteur ou de pathologie spécifique.

(3) Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006,

fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023. (4) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme. (5) Contient 12% de lin. (6) Contient 32% de viscose de bambou.

AIDE AU CHOIX HOMME

4 QUESTIONS

POUR UNE DÉLIVRANCE FACILITÉE

1 QUELS MODÈLES SOUHAITERIEZ-VOUS PORTER : CHAUSSETTES ? BAS ? LES DEUX ?

Laissez le choix des modèles au patient⁽¹⁾,
cela lui permettra de se sentir plus à l'aise avec son traitement.



2 QUELS TYPES DE CHAUSSURES PORTEZ-VOUS ?

CHAUSSURES DE VILLE
(derbies, richelieux, mocassins, boots...)



ESSENTIEL
MICROFIBRE



ESSENTIEL
COTON

BASKETS



STYLES
MARINIÈRE



STYLES
COLORS

**CHAUSSURES
POUR LES LOISIRS**
(randonnée, jardinage, sports...)



ACTIVE
LOISIRS

**CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ**



ACTIVE
RÉSISTANT

Exemple : mon patient porte plutôt des derbies au travail et des baskets le week-end.

Je peux lui conseiller de prendre 1 produit Essentiel MICROFIBRE + 1 produit Active LOISIRS.

3 VOS PIEDS SONT-ILS SENSIBLES À LA CHALEUR ?

**BONNE GESTION
DE L'HUMIDITÉ⁽²⁾**



ACTIVE
LOISIRS

POUR L'ÉTÉ



ACTIVE
CONFORT FRAÎCHEUR⁽³⁾

4 AVEZ-VOUS DES HALLUX VALGUS ?

NOUVEAU



SPÉCIALISTE
PIEDS SENSIBLES
(ou autres déformations du pied)

5 ACCORDEZ-VOUS UNE IMPORTANCE AUX MATIÈRES (NATURELLES OU SPÉCIFIQUES) ?

**CONTIENT 55%
DE COTON BIO⁽⁴⁾**



ACTIVE
COTON BIO 55%⁽⁴⁾

**CONTIENT
DU LIN⁽⁵⁾**



ACTIVE
CONFORT FRAÎCHEUR⁽³⁾

**CONTIENT DE LA VISCOSE
DE BAMBOU⁽⁶⁾**



ACTIVE
LOISIRS

(1) Sauf en cas de recommandations particulières du médecin prescripteur ou de pathologies spécifiques.

(2) Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS7209) > 81% - Rapport d'essai INTERTEK France 01/2020.

(3) Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023. (4) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme (5) Contient 12% de lin. (6) Contient 32% de viscose de bambou.

SERVICE CLIENTS :

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ

**2 FONCTIONNALITÉS
GAIN DE TEMPS
POUR MIEUX SERVIR**



INFORMATION EN CAS DE RETARD DE LIVRAISON

Pour faciliter votre organisation, en cas de retard de livraison, vous êtes avertis par mail et/ou par un appel téléphonique pré-enregistré.



CONSULTATION DES DATES DE DISPONIBILITÉ D'UN PRODUIT EN RUPTURE

En cas de rupture de produit sur PharmaML :

1

Contactez le service Clients au 03 89 70 24 24 pendant les horaires d'ouverture.

2

Sélectionnez le choix 2.

3

Composez le numéro à 13 chiffres du produit concerné.

4

Un message vocal vous communique une date d'expédition du produit à laquelle il faut ajouter le délai de livraison habituel.

5

À la fin du message, vous pouvez consulter un autre produit, être mis en relation avec un conseiller ou raccrocher.

Vos conseillers SIGVARIS GROUP
sont à votre écoute du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.



03 89 70 24 24

Appelez avant 10h30
ou après 16h et limitez
votre temps d'attente



Pour passer commande :
commandes@sigvaris.com


Pour toute autre information :
serviceclients_fr@sigvaris.com

AFRC RELATION CLIENT
100% FRANCE



n°108999.1

SIGVARIS GROUP France a obtenu la marque de garantie "AFRC Relation Client 100% France" qui assure que 100% de la relation client à distance effectuée par SIGVARIS GROUP France est réalisée en France.



Quelques chiffres :

- **27** collaborateurs dont 16 conseillères de clientèle en appels entrants et 7 en appels sortants, 3 managers et un responsable de service,
- **97%** des clients sont satisfaits de la Relation Client proposée par SIGVARIS GROUP France*.

Nos engagements :

Satisfaction, Proximité et Qualité.

Commande	P. 2
SIGVARIS GROUP	P. 4
Savoir-faire	P. 5
Les marques Sigvaris, Dynaven, Mobilis	P. 6

SOMMAIRE

AIDE À LA DISPENSATION

Bien dispenser	P. 7
Nos solutions	P. 8
Nos services	P. 10
Prise de mesures	P. 14
Taillage femme	P. 15
Taillage homme	P. 18
Retouches et Adapté aux mesures	P. 20

LA COMPRESSION MÉDICALE

Classe 1 Femme	P. 28
Classe 2 Femme	P. 30
Classe 3 Femme	P. 73
Classe 2 Homme	P. 78
Classe 3 Homme	P. 102
Dynaven	P. 106

BANDES, AT2, ACCESSOIRES

Bandes Dupralflex®, Biaform, Medica	P. 114
AT2	P. 116
Doff N'Donner	P. 118
Sigvaris Fix	P. 119
	P. 120

SOLUTIONS ANTI-FATIGUE

Delilah	P. 122
Venoped	P. 124
	P. 125

LYMPHOLOGIE

Dispositifs ajustables	P. 126
Manchon Advance	P. 128
Prise de mesures	P. 130
	P. 131

ORTHOPÉDIE

Cou	P. 133
Épaule et coude	P. 138
Poignet et pouce	P. 142
Dos et abdomen	P. 146
Genou	P. 150
Cheville	P. 154
	P. 160

Vigilance	P. 164
-----------	--------



LE SERVICE CLIENTS COMMANDE

FRANCE MÉTROPOLITAINE

+ CORSE, LUXEMBOURG, ANDORRE

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Ouvert toute l'année sauf les jours fériés,
le vendredi Saint et le 26 décembre.

> DÉLAIS ET LIVRAISON

Toute commande de produits standards
est livrée le lendemain (jour ouvrable) si elle
est reçue avant 12h30.

Les commandes passées le vendredi avant
12h30 sont livrées le samedi matin.

Pour la Corse, le délai de livraison moyen est
de 2 jours ouvrés, hors temps de traitement
par SIGVARIS SAS.



> CODES PHARMA ML

Code société : 99

URL : <http://pharmaml-officine.fr/sigvaris>

Laboratoire : SIGVARIS

Code laboratoire : 00113

POUR COMMANDER DEPUIS LA MÉTROPOLE



TÉLÉTRANSMISSION PHARMA ML

Simple, rapide et sécurisée, disponible
24h/24 et 7j sur 7 : le meilleur moyen
de passer commande.

Pour toute demande, contactez-nous
au 03 89 70 24 24 ou à
serviceclients_fr@sigvaris.com



TÉLÉPHONE 03 89 70 24 24

Après la télétransmission, le moyen
le plus sûr pour commander,
le conseil en plus !

FAX 03 89 69 48 49



E-MAIL commandes@sigvaris.com



TÉLÉTRANSMISSION PHARMA ML

AVANT VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

consultation de la disponibilité des produits possible

APRÈS VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

information immédiate et systématique concernant
la disponibilité des produits :

DISPONIBLE

le produit est en stock

PAS EN STOCK

le produit est en cours de réassort,
la commande est maintenue

NE SE FAIT PLUS

le produit n'est plus commercialisé

NON AUTORISÉ

le produit ne fait pas partie de notre catalogue

RETOUCHES & ADAPTÉ AUX MESURES

RÉCEPTION DES COMMANDES DE RETOUCHES

(jusqu'à 10 articles retouchés) : dans les 2 jours ouvrés.

COMMANDES ADAPTÉES AUX MESURES

Passer commande immédiatement (sous réserve de prise de mesures complète)
ou recevez dans les 2 jours ouvrés une offre de prix personnalisée.



TÉLÉPHONE 03 89 70 24 24

(Retouches : choix 1)

(Adapté aux mesures : choix 3)



E-MAIL

Retouches : commandes@sigvaris.com

Adaptés aux mesures : surmesures@sigvaris.com

OUTRE-MER

Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h (horaires de la métropole).

Ouvert toute l'année sauf les jours fériés, le vendredi Saint et le 26 décembre.

TRAITEMENT DES COMMANDES DEPUIS SIGVARIS GROUP FRANCE

OUTRE-MER Toute commande de produits standards est traitée dans un délai de 5 jours maximum hors retouches.

> DÉLAIS ET LIVRAISON

Le délai de livraison moyen est de 15 jours ouvrés après enregistrement de la commande par SIGVARIS SAS et hors délai de dédouanement local.

Les délais sont donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité :

Commande < 24 paires par la poste en colissimo Outre-mer, 10 à 12 jours ouvrés.

Commande ≥ 24 paires par transport express, 3 jours ouvrés.

LE SERVICE CLIENTS COMMANDE



> COÛT DE LIVRAISON

OUTRE-MER Pour toute commande à partir de 24 paires, prise en charge des frais de transport par SIGVARIS SAS.

Les frais de transport ne comprennent pas les taxes, droits, dédouanement et forfait du transporteur.



CODE CLIENT SIGVARIS SAS

POUR COMMANDER DEPUIS L'OUTRE-MER



TÉLÉPHONE **03 89 70 24 72**



FAX **03 72 27 19 21**



E-MAIL **outremer@sigvaris.com**

DROM

PRESPHARM OUTRE-MER MARTINIQUE

Giliane NAYARADOU

g.nayaradou@prespharm-om.fr

06 96 28 79 28

PRESPHARM OUTRE-MER GUYANE

Christianne JOINVILLE

c.joinville@prespharm-om.fr

06 94 49 89 49

PRESPHARM OUTRE-MER RÉUNION / MAYOTTE

Olivia LEPLAY - Secteur Sud / Ouest

o.leplay@prespharm-om.fr

06 92 48 73 82

PRESPHARM OUTRE-MER GUADELOUPE

Carole ROCHE

c.roche@prespharm-om.fr

06 90 26 46 50

COM ET AUTRES

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Valérie AMIOT

valerieamiot@yahoo.fr

+687 87 29 05 29

NOUVELLE CALÉDONIE

Christine GAUTIER

c.gautier@pharmagence.nc

+687 76 40 24

MAURICE, MADAGASCAR, ST PIERRE ET MIQUELON

outremer@sigvaris.com

RETOUCHES

RÉCEPTION DES COMMANDES DE RETOUCHES

OUTRE-MER - DROM COM (jusqu'à 10 articles retouchés maximum) : sous 9 jours ouvrés.

Au-delà de 10 paires, un délai vous sera confirmé lors de la commande.



TÉLÉPHONE **03 89 70 24 72**



E-MAIL Retouches : **outremer@sigvaris.com**

SIGVARIS GROUP

S'EMPLOIE À AIDER LES INDIVIDUS À SE SENTIR MIEUX. TOUS LES JOURS.

SIGVARIS
GROUP

Au sein de SIGVARIS GROUP, nous considérons qu'il est fondamental d'avoir le bon partenaire santé à ses côtés.

4,5 MILLIONS

de paires vendues en France en 2024

33,3%

de part de marché en France*

sigvaris & DYNAVEN

Fort de nos 160 ans d'expertise médicale, nous avons pensé nos marques pour répondre à des besoins distincts et à des pathologies différentes.

Chacune de nos solutions a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure réponse aux femmes et aux hommes porteurs de compression et d'orthèses.

Parce que notre engagement est de développer des solutions médicales pertinentes.

Parce que l'innovation est notre leitmotiv et améliorer la qualité de vie notre mission.

C'est pour ces raisons que vous pouvez faire confiance à SIGVARIS GROUP pour vous accompagner au quotidien.

NOTRE STRATÉGIE RSE EN ACTION



Favoriser l'accès à la santé et au bien-être pour nos clients, patients et collaborateurs

Nous n'utilisons **aucune substance CMR** (cancérogène, mutagène, reprotoxique) dans nos produits de teinture.

Nous proposons **un service clients en France et de proximité.**

Nous faisons de nos collaborateurs une richesse et un capital à préserver :

- **Index égalité Femme Homme : 89/100⁽¹⁾,**
- **50% des collaborateurs ont plus de 10 ans d'ancienneté,**
- **76% des collaborateurs sont fiers de travailler pour SIGVARIS GROUP France⁽²⁾.**



Préserver les ressources essentielles à la fabrication de nos produits tout en anticipant les risques liés au changement climatique

Nous réalisons toutes nos opérations de teinture en France et nous nous sommes fixé un objectif de réduction de la consommation d'eau ambitieux : **-60% d'eau consommée par kg fabriqué en 2030 (vs 2009)⁽³⁾.**

Nous travaillons sur la réduction de nos déchets : **suppression des sachets plastiques dans nos emballages en 2024 = - 4,8 tonnes de plastique par an.**

Nous sommes engagés dans une stratégie climat et avons déjà diminué de **20% nos émissions carbone entre 2014 et 2023⁽⁴⁾.**



Faire de la force d'un ancrage territorial le moyen d'un développement économique durable

Nous avons fait le choix d'une activité véritablement Made in France⁽⁵⁾ de la conception à la distribution de nos produits :

- **650 collaborateurs sur 3 sites en France,**
- **Plus de 150 métiers au sein de l'entreprise.**

Nous nous engageons pour transmettre et maintenir les savoir-faire en France à travers **un réseau de tuteurs internes** et une **politique de développement des compétences** pour nos collaborateurs.

* Données GERS en valeur en CAM à fin avril 2025.

(1) Index égalité femme homme 2024 : <https://www.sigvaris.com/fr-fr/information/informations-entreprise>.

(2) Etude interne avec 274 répondants - 7/10 Q5 "Je suis fier de travailler chez Sigvaris GROUP France".

(3) Plan de sobriété hydrique 2025 sur les données enregistrées depuis 2009 - Ce plan de sobriété hydrique couvre les consommations d'eau du site de Saint-Just Saint-Rambert site sur lequel l'opération de teinture est réalisée. L'objectif de réduction de la consommation d'eau est calculé en valeur relative avec comme données de référence 0.30 m³/kg en 2009 et 0.11m³/kg soit une réduction de 60%.

(4) Bilan carbone 2023 : <https://www.sigvaris.com/fr-fr/information/informations-entreprise>

(5) Fabrication française : Bas de compression médicale Sigvaris et Dynaven, fabriqués en France.

SIGVARIS : UN SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF !


UNE DÉMARCHE DE TAILLAGE OPTIMALE POUR S’AFFIRMER COMME LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

- Un tailleur large, quel que soit le modèle, pour équiper un maximum de patients⁽¹⁾.
- Des plages centrales qui permettent d’obtenir un taux de couverture très élevé, avec un nombre de références maîtrisé.
- Des tableaux de tailleur uniformisés pour faciliter la délivrance et la navigation entre les gammes.

DES BREVETS EXCLUSIFS POUR VALORISER NOTRE CAPACITÉ D’INNOVATION


7 brevets :

- Sensinnov[®],
- Expert,
- Active Confort Fraîcheur⁽²⁾,
- Active Loisirs,
- Motifs plumetis,
- Collant maternité,
- Doff N'Donner Rolly^{***}.




DES PERFORMANCES TECHNIQUES QUI ILLUSTRONT NOTRE EXPERTISE PRODUIT

- Pointe sans couture,
- Matières naturelles,
- Utilisation de fibres techniques,
- Tech By Zone,
- ErgoFlex.



DES PRODUITS DIFFÉRENCIANTS POUR ACCOMPAGNER VOS PATIENTS AU QUOTIDIEN

- Styles Colors et Marinière,
- Active Confort Fraîcheur⁽²⁾,
- Active Loisirs,
- Active Résistant,
- Active Coton Bio 55%⁽³⁾,
- Spécialiste Pieds Sensibles.



* Tech By Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique.

** Adapté au pied du patient diabétique = réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : construction zone pied en 3 zones / pointe longue couvrant les zones sensibles / absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / fil à faible coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon. Adapté aux pieds déformés / S'ajuste à chaque pied = rapport chaussette et pied sensible : étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

*** Brevet n°EP2512300 - Sigvaris AG - Délivré le 29 novembre 2017.

(1) Corrélation tour de cheville / tour de mollet calculée selon les données IFTH 2012. Chaussette Sigvaris Essentiel Semi-transparent = 99% - BAF Sigvaris Essentiel Semi-transparent = 98% - Collant Sigvaris Essentiel Semi-transparent = 91%.

(2) Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

(3) À minima 55% de coton biologique pour l'ensemble des références de chaussettes femme et homme.

DES MARQUES PRODUITS ADAPTÉES À TOUS LES USAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

sigvaris

Soyez vous-même.
Vivez pleinement.

La marque N°1 sur le marché de la compression⁽¹⁾ !

Un large choix de produits efficaces, confortables et faciles à enfiler, adaptés à chaque situation de vie et aux attentes de vos patients. Des chaussettes, bas et collants unis, transparents ou opaques, des produits fantaisie avec des motifs ou encore des produits colorés... la gamme Sigvaris c'est l'efficacité sans compromis sur le style !

Sigvaris la marque préférée des patients⁽²⁾ et la plus prescrite par les médecins vasculaires⁽³⁾.




FABRICATION FRANÇAISE⁽⁴⁾

DYNAVEN

La marque de compression fiable et fonctionnelle !

Dynaven, notre gamme de chaussettes, bas et collants au look sobre et facile à conseiller est adaptée aux morphologies féminines et masculines.

Des produits disponibles en textures transparente, semi-opaque ou fine qui se déclinent en plusieurs coloris.



FABRICATION FRANÇAISE⁽⁴⁾

mobilis

by SIGVARIS GROUP

KEEP ON MOVING*

La marque d'orthèses simple à délivrer !

Mobilis est notre gamme complète d'orthèses pensée pour vous faciliter le quotidien.

Composée de seulement 21 produits, elle permet de répondre à plus de 80 % des demandes de vos patients.

Pour répondre à chaque pathologie il existe une solution adaptée et précise qui garantit un maintien optimal de l'orthèse.

* Continuez à bouger.

(1) Sigvaris N°1 en ventes : 38,2% des volumes des bas médicaux de compression, source GERS CAM fin avril 2025 France.

(2) Post Test média 2023 - IFOP - 378 répondants - Note d'image moyenne 8,1/10 - Janvier 2024.

(3) Etude sur la prescription des produits de compression réalisée par Opinion way auprès de 80 médecins vasculaires, janvier 2023.

(4) Bas de compression médicale Sigvaris et Dynaven, fabriqués en France.

BIEN DISPENSER EN 6 ÉTAPES POUR UNE MEILLEURE OBSERVANCE

Votre rôle est essentiel afin d'optimiser l'efficacité et l'observance du traitement.

1

ACCUEILLIR LE PATIENT ET VÉRIFIER SON ORDONNANCE

Rappelez lui l'intérêt de la compression : une diminution des douleurs et des sensations de jambes lourdes*. Identifiez le niveau de compression et le modèle (chaussette, bas ou collant). Interrogez-le sur son expérience : 1^{re} prescription, renouvellement ?

2

SE RENSEIGNER SUR L'ÉVENTUELLE PRISE EN CHARGE DE SA MUTUELLE

Questionnez-le sur sa mutuelle pour savoir quel(s) type(s) de produit(s) vous pouvez lui proposer. Pensez à utiliser le logiciel "VisioDroits" pour faire le tiers payant.

3

PRENDRE LES MESURES

Cette étape est déterminante dans l'efficacité et l'observance du traitement. La prise de mesures doit se faire en position debout, sur les 2 jambes, à même la peau. À réaliser de préférence le matin en cas d'œdème.

4

DÉTERMINER LA TAILLE

À partir des mesures, référez-vous au tableau de taillage pour identifier les gammes qui conviennent à la morphologie du patient. Dans le cas d'un patient dont le tour de cheville oscille entre 2 tailles, privilégiez la taille inférieure pour les patients habitués (compression plus forte), mais optez pour la taille supérieure pour les patients novices (facilité d'enfilage).

5

CHOISIR LE PRODUIT ADAPTÉ

Grâce à l'aide au choix en début de catalogue, questionnez le patient sur le type de chaussures qu'il a l'habitude de porter, son mode de vie, ses besoins. En utilisant les tirelles, présentez-lui ensuite les produits pouvant correspondre à ses attentes. N'hésitez pas à proposer 2 produits différents !

6

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LE PATIENT

Informez-le sur l'utilisation de la compression médicale : enfilage, port quotidien, entretien (lavage à la main ou en machine à 30° C) et garantie du produit (6 mois). Rappelez-lui les principaux conseils d'hygiène de vie complémentaires.

* HAS, Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.



SIGVARIS : DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS DE VIE

	FEMME	HOMME
Essentiel Confortable et facile à porter au quotidien	Essentiel SEMI-TRANSPARENT 	Essentiel MICROFIBRE Essentiel COTON  
Styles Look tendance	Styles TRANSPARENT Styles MOTIFS (Plumetis, Carreaux, Mosaïque)   Styles OPAQUE Styles COLORS Styles MARINIÈRE   	Styles COLORS  Styles MARINIÈRE 
Active Technique et multi-activités	Active CONFORT CHALEUR Active CONFORT FRAÎCHEUR** Active LOISIRS    Active COTON BIO 55%* Active COTON Active RÉSISTANT   	Active CONFORT FRAÎCHEUR** Active LOISIRS   Active COTON BIO 55%* Active RÉSISTANT  
NOUVEAU Spécialiste Forte valeur ajoutée médicale	Spécialiste PIEDS SENSIBLES Spécialiste EXPERT Spécialiste DIABTX3   	Spécialiste PIEDS SENSIBLES Spécialiste EXPERT Spécialiste DIABTX3   
Maternité	Collant Maternité 	

* A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

** Fraîcheur/Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

DYNAVEN : UNE GAMME FONCTIONNELLE, FIABLE ET ABORDABLE

FEMME

HOMME

Chaussettes



Transformation pied ouvert

DYNAVEN
TRANSPARENT



DYNAVEN
SEMI-OPAQUE



DYNAVEN
FIN



NOUVEAU

Bas auto-fixants



Transformation pied ouvert

DYNAVEN
TRANSPARENT



DYNAVEN
SEMI-OPAQUE



DYNAVEN
FIN



NOUVEAU

Collants



Transformation pied ouvert

DYNAVEN
TRANSPARENT



DYNAVEN
SEMI-OPAQUE



Disponible en collant confort  ⁽¹⁾

(1) Collant adapté aux femmes enceintes - Rapport mesure volume culotte réalisé par Sigvaris - Février 2025

DIFFÉRENCIEZ-VOUS EN CRÉANT DE LA VALEUR

SIGVARIS GROUP FRANCE,
c'est **la garantie d'un
accompagnement
complet et personnalisé**,
conçu pour vous aider à
développer sereinement
votre activité au quotidien.



UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
DE PROXIMITÉ

avec nos responsables de
développement commercial



UN PROGRAMME
DE FORMATIONS

pour faire monter vos
équipes en compétence



UN PLAN MÉDIA
PUISSANT

pour vous aider à recruter



DES PRODUITS
DIFFÉRENCIANTS

pour répondre à tous
les besoins



UN MERCHANDISING
EFFICACE

pour recruter et fidéliser les patients



UN PLAN
D'ANIMATION
ANNUEL

pour dynamiser vos ventes



DES PARTICIPATIONS
AUX CONGRÈS MAJEURS

pour développer la prescription

NOUS
AGISSONS
SUR TOUS
VOS LEVIERS
DE RÉUSSITE

DYNAMISEZ VOS CATÉGORIES COMPRESSION ET ORTHOPÉDIE

Grâce à nos dispositifs Merchandising

RECRUTEZ DE NOUVEAUX PORTEURS DE COMPRESSION



Kit
linéaire
+16%
de chiffre
d'affaires*




Bar
à textures
+14%
de chiffre
d'affaires**

VALORISEZ VOTRE CONSEIL EN ORTHOPÉDIE



ORGANISEZ VOTRE LOCAL ORTHOPÉDIE



* Données sell-in Sigvaris, évolution du CA total YTD (2024 vs 2023) pour 201 officines ayant bénéficié du dispositif.

** Données sell-in Sigvaris, évolution du CA total YTD (2024 vs 2023) pour 402 officines ayant bénéficié du dispositif.

LES FORMATIONS

POUR BIEN DISPENSER ET FAVORISER L'OBSERVANCE



SOLLICITEZ VOTRE COMMERCIAL

- Formations **produits** (compression, orthèses)
- **Conseils Merchandising**
- **Dépister** au comptoir
- Développer le **sell out**



VISIONNEZ NOS VIDÉOS CONSEILS

- Des **vidéos courtes** (de 2 à 5 min), accessibles sur le **site internet**



PARTICIPEZ À NOS WEBINARS

- Des **sessions de 20 à 30 min**, le vendredi
- **Replay disponible**

LES FORMATIONS PROPOSÉES

Pathologie veineuse
et Compression

Maîtriser l'offre
Sigvaris pour mieux
la conseiller

La prise en charge
des patients

Recruter au
comptoir

Booster la
compression en été

L'offre d'orthèses
Mobilis

Pour accéder aux formations :


SIGVARIS
GROUP




Rendez-vous sur **sigvaris.com**
Rubrique Services et conseils
> Je suis un professionnel de santé
> Sigvaris Academy

Retour enthousiaste des clients⁽¹⁾ :

Recommandation



Contenu utile



(1) 96 clients ayant complété le questionnaire en 2024-2025

UN PANEL DE SERVICES POUR ACCOMPAGNER VOS PATIENTS

Sigvaris anime des plateformes de communication interactives et dynamiques pour favoriser l'adhésion au traitement par compression et l'observance de vos patients !

UN SITE WEB COMPLET POUR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


Découvrez toutes nos solutions de compression médicale sur le site www.sigvaris.com. Retrouvez également nos conseils santé et nos services exclusifs pour vous accompagner au quotidien et aider les patients à mieux vivre leur traitement par compression.

Restez connectés pour être informés de toutes nos actualités !



www.sigvaris.com

DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR ÉCHANGER CHAQUE JOUR AVEC VOUS ET VOS PATIENTS



Sigvaris anime une communauté de patients et de professionnels de santé active et engagée pour les aider à prendre soin de leur santé.



LE CLUB PRIVÉ ET GRATUIT sigvaris & moi

Le 1er programme relationnel dédié à la compression. Des conseils médicaux, des avantages exclusifs... un accompagnement personnalisé pour des jambes en bonne santé.

Inscription rapide et 100 % gratuite !



UN SERVICE CONSOMMATEURS 100 % RÉALISÉ EN FRANCE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE VOS PATIENTS

0 969 320 966
(service gratuit + prix appel)

du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 14h-18h

PRISE DE MESURES : MODE D'EMPLOI

Une prise de mesures précise et individuelle, pratiquée par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

!
Le tour de cheville est déterminant pour la compression

Cheville



B
3 cm au-dessus de la malléole, à l'endroit le plus fin.

Mollet



C
À l'endroit le plus large.

Cuisse



M
À l'endroit le plus large.

Hauteur 1/2 jambe



D
(A-D)
Du sol à la tête du péroné ou 2 doigts en-dessous du genou.

Hanches



Au niveau des crêtes iliaques (à l'endroit le plus large).

Fesses



À l'endroit le plus large.

Hauteur jambe



G
(A-G)
Du sol à l'entrejambe.

!
Cette mesure est utile uniquement pour le collant Maternité

TRUCS ET ASTUCES


- Prendre les mesures de préférence le matin.
- Mesurer les circonférences des deux jambes.
- Mesurer sur la peau (et non par-dessus les vêtements), en position debout et sans chaussures.
- Mesurer la hauteur à l'intérieur de la jambe à partir du sol.
- Reprendre les mesures à chaque renouvellement de prescription.

TAILLAGE FEMME

BAS AUTO-FIXANTS



- Essentiel
- Styles
- Active
- Spécialiste



CUISSE EN CM


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85



- Essentiel
- Styles
- Maternité

TAILLAGE FEMME


COLLANT, COLLANT CONFORT
ET COLLANT MATERNITÉ




“ Ma patiente a un tour de cheville de 23 cm et un tour de cuisse de 64 cm. Je peux donc lui proposer les gammes Essentiel SEMI-TRANSPARENT, Styles OPAQUE, Styles TRANSPARENT en Morpho + . ”

TAILLAGE HOMME

CHAUSSETTES




- Essentiel
- Styles
- Active
- Spécialiste



* A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.


** Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.



TAILLAGE HOMME

BAS AUTO-FIXANTS

Essentiel
Spécialiste



“ Mon patient a un tour de cheville de 23 cm et un tour de mollet de 34 cm. Je peux donc lui proposer les gammes Essentiel MICROFIBRE, Styles COLORS, Styles MARINIÈRE, Active RÉSISTANT, Active COTON BIO 55%*, Active LOISIRS ou encore Spécialiste PIEDS SENSIBLES. ”

TABLEAU DE RETOUCHES

FEMME

ARTICLES RETOUCHÉS NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS

Réduction possible
jusqu'à un tour de
cuisse minimum :
(sauf morpho ☺
et morpho ☹)

XS	37 cm*
S	40 cm*
M	42 cm*
L	44 cm*
XL	46 cm*
XXL	48 cm*

*sauf Styles TRANSPARENT, Styles OPAQUE
et Essentiel SEMI-TRANSPARENT
XS = 40cm / S = 42cm / M = 45cm
L = 48cm / XL = 49cm / XXL = 55cm

Essentiel SEMI-TRANSPARENT

Pas de retouche pied ouvert
sur les chaussettes et bas
auto-fixants Naturel, Dune,
Épice, Noir Classe 2 et Dune
Classe 3 en taille standard**

Styles TRANSPARENT

OPAQUE

MOTIFS Plumetis / Carreaux

Active CONFORT FRAÎCHEUR⁽³⁾

CONFORT CHALEUR

LOISIRS

COTON BIO 55%⁽⁴⁾

COTON

Maternité OPAQUE

TRANSPARENT

Spécialiste AT2

EXPERT

ADVANCE

	MANCHON		PIEDS		
	Remplacer bande auto-fixante par revers sans silicone	Raccourcir la longueur	Pied ouvert Préciser la pointure, possibilité d'ajout de tubulaire sur certains coloris (retouche facturée)	Pied fermé plus court Préciser le nombre de cm à retirer	Pied fermé plus long Préciser la pointure
Essentiel SEMI-TRANSPARENT					EXCLUSIVITÉ
classe 1			■	■	■
classe 2			■	■	■
classe 3			■	■	■
Styles TRANSPARENT					
classe 2			■		■
OPAQUE			■		■
MOTIFS Plumetis / Carreaux					
classe 2					
Active CONFORT FRAÎCHEUR ⁽³⁾			■		
classe 2					
CONFORT CHALEUR					
classe 2					
LOISIRS					
classe 2					
COTON BIO 55% ⁽⁴⁾			■		
classe 2					
COTON			■		
classe 2					
Maternité OPAQUE					
classe 2			■		■
TRANSPARENT			■		■
classe 2					
Spécialiste AT2					
classe 2					
EXPERT			■	■	■
classe 3					
ADVANCE	■	■			
classe 2/3					

** Modèles disponibles en Pied Ouvert de série.



CHAUSSETTES	BAS AUTO-FIXANTS				COLLANT		
	EXCLUSIVITÉ			EXCLUSIVITÉ			EXCLUSIVITÉ
<p>Raccourcir la hauteur Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 3,5 cm à plat) et la circonférence du mollet</p>	<p>Transformer en bas cuisse Tour de cuisse inchangé</p>	<p>Réduire la circonférence de la bande AF⁽¹⁾ Préciser le tour de cuisse</p>	<p>Raccourcir la hauteur Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 5 cm à plat)</p>	<p>Transformer en modèle homme Préciser le tour de cuisse</p>	<p>Transformer en bande OXINNOV⁽²⁾ Préciser le tour de cuisse à l'entrejambe où se positionne le bas</p>	<p>Raccourcir la hauteur du slip Préciser le nombre de cm à retirer et le tour de hanche</p>	<p>Transformer en modèle homme Préciser la pointure</p>
■	■	■	■			■	
■	■	■ SAUF SUR MODÈLES MORPHO (3) ET (4)	■		■ COLORIS NOIR ET DUNE UNIQUEMENT	■	
■	■	■ SAUF SUR MODÈLES MORPHO (3) ET (4)	■			■	
■	■	■ SAUF SUR MODÈLES MORPHO (3) ET (4)	■				■ COLORIS NOIR UNIQUEMENT
■	■	■ SAUF SUR MODÈLES MORPHO (3) ET (4)	■				■ COLORIS NOIR UNIQUEMENT
	■	■					
■							
■							
■							
■ NOIR ET BEIGE UNIQUEMENT							
	■	■	■		■		
	■	■	■				
■	■	■	■				

(1) auto-fixante. (2) Bande silicone grille. (3) Fraîcheur / Effet rafraichissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023. (4) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

TABLEAU DE RETOUCHES

HOMME

ARTICLES RETOUCHÉS NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS

Réduction possible
jusqu'à un tour de
cuisse minimum :

S	40 cm*
M	42 cm*
L	44 cm*
XL	46 cm*
XXL	48 cm*

* Réduction possible
pour Essentiel MICROFIBRE
S : 42cm / M : 44cm /
L : 47cm / XL : 49cm / XXL : 49 cm.

PIEDS



Pied ouvert

Préciser la pointure,
possibilité d'ajout
de tubulaire
(retouche facturée)



Pied fermé plus court

Préciser
le nombre
de cm à retirer



Pied fermé plus long

Préciser
la pointure

Essentiel

MICROFIBRE

classe
2



Pied ouvert disponible uniquement
de série sur les chaussettes et
bas auto-fixants noir et sable en classe 2

COTON

classe
2

DISPONIBLE EN SÉRIE
UNIQUEMENT



COTON

classe
3

SAUF AJOUT TUBULAIRE



Active

CONFORT
FRAÎCHEUR⁽³⁾

classe
2



LOISIRS

classe
2

COTON BIO 55%⁽⁴⁾

classe
2

NOIR ET BEIGE UNIQUEMENT



Spécialiste

AT2

classe
2

Pas de retouche pied ouvert
sur les chaussettes et bas auto-fixants
sauf pour la taille XXL


EXPERT

classe
3

UNIQUEMENT EN XXL



BANDE OXINNOV



Bande auto-fixante avec un motif d'enduction aérée et respirant. Particulièrement adaptée aux fortes pilosités.

CHAUSSETTES

BAS AUTO-FIXANTS

EXCLUSIVITÉ



Raccourcir la hauteur

Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 3,5 cm à plat) et la circonférence du mollet.

GRATUIT



Transformer en bas cuisse

Tour de cuisse inchangé



Réduire la circonférence de la bande AF⁽¹⁾

Préciser le tour de cuisse



Raccourcir la hauteur

Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 5 cm à plat)



Transformer en bande OXINNOV⁽²⁾

Préciser le tour de cuisse à l'entrejambe où se positionne le bas



SAUF SUR MODÈLES MORPHO⁽⁴⁾










COLORIS NOIR
















(1) auto-fixante. (2) Bande silicone grille. (3) Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023. (4) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

NOTRE OFFRE ADAPTÉE AUX MESURES

ADAPTÉS AUX MESURES CIRCULAIRE SANS COUTURE

FEMME	Essentiel SEMI-TRANSPARENT Classe 2					
	CHAUSSETTES		BAS AUTO-FIXANTS		BAS CUISSE	
	PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT
 <p>Naturel Cannelle Dune Brume Noir</p> <p>COMPOSITION : Chaussettes et bas cuisse : Polyamide - Elasthanne - Polyester Bas auto-fixants : Polyamide - Elasthanne - Polyester - Silicone</p>						

HOMME	Essentiel MICROFIBRE Classe 2					
	CHAUSSETTES		BAS AUTO-FIXANTS		BAS CUISSE	
	PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT
 <p>Chrome Noir</p> <p>COMPOSITION : Chaussettes et bas cuisse : Polyamide - Elasthanne Bas auto-fixants : Polyamide - Elasthanne - Silicone</p>						
2 options pour la bande auto-fixante : SENSINNOV ou à Picots						

FEMME	HOMME	COTON Classe 3					
		CHAUSSETTES		BAS AUTO-FIXANTS		BAS CUISSE	
		PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT	PIED FERMÉ	PIED OUVERT
							
2 options pour la bande auto-fixante : SENSINNOV ou à Picots							
COTON Classe 3 peut être conseillé dans la prise en charge des lymphœdèmes en phase de maintien.							

POUR PASSER COMMANDE :

DÉLAI DE LIVRAISON RAPIDE : 6 JOURS OUVRÉS MAXIMUM

- 1 Contactez le **Service Clientèle Adapté aux mesures**, une conseillère spécialisée est à votre écoute.
TÉLÉPHONE 03 89 70 24 24 (choix 3) E-MAIL surmesures@sigvaris.com
- 2 **Passer commande immédiatement par téléphone** (sous réserve de prise de mesures complète) ou recevez **dans les 2 jours ouvrés** une offre de prix personnalisée.
- 3 Retournez-nous votre accord sur l'offre de prix (tampon + signature).
Le prix et la base de remboursement sont calculés en fonction de l'ensemble des mesures du patient.


LES PRISES DE MESURES ADAPTÉ AUX MESURES

Circonférences



Hauteurs

(prendre les mesures à l'intérieur de la jambe)



Mini / maxi pour
modèles circulaires
sans couture

cG	37 / 95 cm
cF	34 / 95 cm
cE	28 / 77 cm
cD	21 / 59 cm

cC	18 / 60 cm
cB ¹	18 / 56 cm
cB	15 / 39 cm
cY	17 / 52 cm

cA	15 / 39 cm
lA	10 / 35 cm
lZ	10 / 35 cm

FICHE DE PRISE DE MESURES SIGVARIS

CHAUSSETTES ADAPTÉES AUX MESURES


Demande de devis Commande (mise en fabrication)

N° CLIENT
 NOM CLIENT
 N° TÉL
 N° FAX
 E-MAIL

DATE
 NOM PATIENT
 FEMME HOMME ENFANT
 AGE
 POIDS
 TAILLE

1^{ÈRE} PRESCRIPTION
 RENOUELEMENT
 N° RENOUELEMENT

QUANTITÉ
 BAS GAUCHE
 BAS DROIT
 PAIRE
 POINTURE
 PIEDS OUVERTS
 PIEDS FERMÉS



		SANS COUTURE ⁽¹⁾		
TEXTURE		Essentiel SEMI-TRANSPARENT F	Essentiel MICROFIBRE H	COTON F/H
MODÈLES	CLASSE DE COMPRESSION	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
	CHAUSSETTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BAS CUISSÉS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BAS AUTO-FIXANTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLORIS	BEIGE			<input type="checkbox"/>
	NATUREL	<input type="checkbox"/>		
	DUNE	<input type="checkbox"/>		
	BRUME	<input type="checkbox"/>		
	NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHROME CANNELLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁽¹⁾ Mini / Maxi pour modèles sans couture

- cG 37 / 95 cm
- cF 34 / 95 cm
- cE 28 / 77 cm
- cD 21 / 59 cm
- cC 18 / 60 cm
- cB¹ 18 / 56 cm
- cB 15 / 39 cm
- cY 17 / 52 cm
- cA 15 / 39 cm
- lA 10 / 35 cm
- lZ 10 / 35 cm

Produits remboursés par la Sécurité Sociale à 60% du tarif de la Sécurité Sociale

Toute demande incomplète ne pourra être traitée, la prise de mesure doit être dûment complétée par un professionnel de santé. Les produits Adaptés aux mesures ne seront pas repris, nous déclinons toute responsabilité pour un produit réalisé à partir de mesures incorrectes. La fabrication de l'article sera réalisée à réception de notre offre acceptée par vous-même. (cachet de votre établissement + mention "bon pour accord" + signature).

SCANNEZ
LE QR CODE POUR
TÉLÉCHARGER
LE FORMAT PDF



FICHE DE PRISE DE MESURES SIGVARIS

BAS ADAPTÉS AUX MESURES

 Demande de devis

 Commande (mise en fabrication)

N° CLIENT

DATE

NOM CLIENT

NOM PATIENT

N° TÉL

 FEMME HOMME ENFANT

N° FAX

AGE

E-MAIL

POIDS

TAILLE

 1^{ÈRE} PRESCRIPTION

 RENOUELEMENT

N° RENOUELEMENT

QUANTITÉ


 BAS GAUCHE

 BAS DROIT

 PAIRE

POINTURE

 PIEDS OUVERTS

 PIEDS FERMÉS


SANS COUTURE⁽¹⁾

TEXTURE	Essentiel SEMI-TRANSPARENT F	Essentiel MICROFIBRE H ⁽²⁾	COTON ⁽²⁾ F/H
CLASSE DE COMPRESSION	2	2	3
MODÈLES	CHAUSSETTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BAS CUISSES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BAS AUTO-FIXANTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLORIS	BEIGE		<input type="checkbox"/>
	NATUREL	<input type="checkbox"/>	
	DUNE	<input type="checkbox"/>	
	BRUME	<input type="checkbox"/>	
	NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHROME		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANNELLE	<input type="checkbox"/>		

⁽¹⁾ Mini / Maxi pour modèles sans couture

cG 37 / 95 cm

cF 34 / 95 cm

cE 28 / 77 cm

cD 21 / 59 cm

cC 18 / 60 cm

cB¹ 18 / 56 cm

cB 15 / 39 cm

cY 17 / 52 cm

cA 15 / 39 cm

lA 10 / 35 cm

lZ 10 / 35 cm

Produits remboursés par la Sécurité Sociale à 60% du tarif de la Sécurité Sociale

Toute demande incomplète ne pourra être traitée, la prise de mesure doit être dûment complétée par un professionnel de santé. Les produits Adaptés aux mesures ne seront pas repris, nous déclinons toute responsabilité pour un produit réalisé à partir de mesures incorrectes. La fabrication de l'article sera réalisée à réception de notre offre acceptée par vous-même. (cachet de votre établissement + mention "bon pour accord" + signature).

SCANNEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER LE FORMAT PDF



⁽²⁾ 2 options pour la bande auto-fixante : SENSINNOV Picots

ESSENTIEL

SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)



Une gamme confortable⁽¹⁾
idéale pour une utilisation
au quotidien⁽⁴⁾ adaptée à
toutes les morphologies⁽³⁾.

Grand Confort⁽¹⁾

Résistant⁽²⁾

Toutes
morphologies⁽³⁾

CHAUSSURES



Bottines



Ballerines

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD			

COMPOSITION

CHAUSSETTES
71% Polyamide
29% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
63% Polyamide
29% Elasthanne
8% Polyester
Silicone

COLLANT
72% Polyamide
27% Elasthanne
1% Polypropylène

INDICATIONS

Bas de compression médicale
entre 10 et 15 mmHg
(entre 13 et 20 hPa, classe 1)

- Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
- Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

(1) Collant : 94% de satisfaction sur le confort du collant - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021. Chaussette : 88% de satisfaction sur le confort des chaussettes - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

(2) Test martindale : pointe 5/5, talon 5/5, semelle 4/5.

(3) Collant : 91% de satisfaction sur l'adaptation morphologique du collant - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021 et construction spécifique culotte. Chaussette : 85% de satisfaction sur l'adaptation morphologique des chaussettes - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

(4) Collant : 93% sont d'accord - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021. Chaussette : 91% sont d'accord - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

ESSENTIEL SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

FEMME CLASSE 1

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT

CLASSE 1 FEMME



MESURES

Taille		Cheville B	Mollet C	Taille		Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches
Chaussettes	S	19 - 22	30 - 38	Bas auto-fixants Collant	S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
	M	22 - 24	33 - 41		M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
	L	24 - 26	37 - 45		L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
	XL	26 - 29	40 - 48		XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	34/40
Long	≥ 40	≥ 75	36/42



CHAUSSETTES - CLASSE 1

		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610045908	3611610045915	3611610045922	3611610045939
	LONG	3611610045946	3611610045953	3611610045960	3611610045977
Noir	NORMAL	3611610045823	3611610045830	3611610045847	3611610045854
	LONG	3611610045861	3611610045878	3611610045885	3611610045892

BAS AUTO-FIXANTS - CLASSE 1

		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610046066	3611610046073	3611610046080	3611610046097
	LONG	3611610046103	3611610046110	3611610046127	3611610046134
Noir	NORMAL	3611610045984	3611610045991	3611610046004	3611610046011
	LONG	3611610046028	3611610046035	3611610046042	3611610046059

COLLANT - CLASSE 1


		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610046226	3611610046233	3611610046240	3611610046257
	LONG	3611610046264	3611610046271	3611610046288	3611610046295
Noir	NORMAL	3611610046141	3611610046158	3611610046165	3611610046172
	LONG	3611610046189	3611610046196	3611610046202	3611610046219



Bande auto-fixante SENSINNOV®



RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 20 et 21)



FEMME

CLASSE 2

Retrouvez aussi
toute la gamme sur :
www.sigvaris.com

ou sur l'appli gratuite :
MySigvaris  



CLASSE 2 15 à 20 mmHg (20 à 27 hPa)

Essentiel

SEMI-TRANSPARENT P. 32
(DIAPHANE)

Styles

TRANSPARENT P. 38
(DIVIN ÉCLAT)

OPAQUE P. 42
(OPALIS)

MOTIFS PLUMETIS P. 47

MOTIFS CARREAUX P. 48

MOTIFS MOSAÏQUE P. 49

MARINIÈRE P. 50

COLORS P. 52

Active

COTON BIO 55%⁽¹⁾ P. 56

COTON P. 58

LOISIRS P. 60

**CONFORT
FRAÎCHEUR⁽²⁾** P. 62
(ORIGIN LIN)

CONFORT CHALEUR P. 64
(SOYANCE)

RÉSISTANT P. 66

Spécialiste

PIEDS SENSIBLES P. 68

Maternité

COLLANT MATERNITÉ P. 70

INDICATIONS

Bas de compression médicale
entre 15,1 et 20 mmHg
(entre 20,1 et 27 hPa, classe 2)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

(1) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.
(2) Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.111.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

ESSENTIEL

Femme

CLASSE 2
FEMME



Les “Essentiel” sont les alliés de vos patientes au quotidien. Ils leur apportent un grand confort⁽¹⁾ en toutes saisons.

ESSENTIEL

SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

Une gamme confortable⁽¹⁾
idéale pour une utilisation
au quotidien⁽⁴⁾ adaptée à
toutes les morphologies⁽³⁾.

Grand Confort⁽¹⁾

Résistant⁽²⁾

Toutes
morphologies⁽³⁾



CHAUSSURES



Bottines



Ballerines

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD	■	■	■	■
MORPHO	■	■		
MORPHO	■	■	■	
PIED OUVERT	■	■		

COLLANT CONFORT

COMPOSITION

CHAUSSETTES
72% Polyamide
28% Elasthane

BAS AUTO-FIXANTS
64% Polyamide
28% Elasthane
8% Polyester
Silicone

COLLANT
72% Polyamide
27% Elasthane
1% Polypropylène

COLLANT CONFORT
75% Polyamide
25% Elasthane

(1) Collant : 94% de satisfaction sur le confort du collant - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021. Chaussette : 88% de satisfaction sur le confort des chaussettes - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

(2) Test martindale : pointe 5/5, talon 5/5, semelle 4/5.

(3) Collant : 91% de satisfaction sur l'adaptation morphologique du collant - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021 et construction spécifique culotte. Chaussette : 85% de satisfaction sur l'adaptation morphologique des chaussettes - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

(4) Collant : 93% sont d'accord - Essai Au Porter collant Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 31 femmes - classe 2 - Février 2021. Chaussette : 91% sont d'accord - Essai Au Porter chaussette Essentiel Semi-Transparent réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - classe 2 - Janvier 2021.

ESSENTIEL

SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

FEMME CLASSE
2

CHAUSSETTES

MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho \ominus	Morpho \oplus
		Mollet C	Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

Grand Confort⁽¹⁾
Résistant⁽²⁾
Toutes morphologies⁽³⁾

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610046301	3611610046318	3611610046325	3611610046332	3611610046349	3611610046356
	LONG	3611610046363	3611610046370	3611610046387	3611610046394	3611610046400	3611610046417
Dune	NORMAL	3611610046547	3611610046554	3611610046561	3611610046578	3611610046585	3611610046592
	LONG	3611610046608	3611610046615	3611610046622	3611610046639	3611610046646	3611610046653
Épice	NORMAL	3611610046783	3611610046790	3611610046806	3611610046813	3611610046820	3611610046837
	LONG	3611610046844	3611610046851	3611610046868	3611610046875	3611610046882	3611610046899
Marine	NORMAL	3611610047261	3611610047278	3611610047285	3611610047292	3611610047308	3611610047315
	LONG	3611610047322	3611610047339	3611610047346	3611610047353	3611610047360	3611610047377
Brume	NORMAL	3611610046905	3611610046912	3611610046929	3611610046936	3611610046943	3611610046950
	LONG	3611610046967	3611610046974	3611610046981	3611610046998	3611610047001	3611610047018
Noir	NORMAL	3611610046424	3611610046431	3611610046448	3611610046455	3611610046462	3611610046479
	LONG	3611610046486	3611610046493	3611610046509	3611610046516	3611610046523	3611610046530

CHAUSSETTES MORPHO \ominus

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610047988	3611610047995	3611610048008	3611610048015	-
	LONG	-	3611610048022	3611610048039	3611610048046	3611610048053	-
Dune	NORMAL	-	3611610048220	3611610048237	3611610048244	3611610048251	-
	LONG	-	3611610048268	3611610048275	3611610048282	3611610048299	-
Noir	NORMAL	-	3611610048145	3611610048152	3611610048169	3611610048176	-
	LONG	-	3611610048183	3611610048190	3611610048206	3611610048213	-

CHAUSSETTES MORPHO \oplus

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610048305	3611610048312	3611610048329	3611610048336	3611610048343
	LONG	-	3611610048350	3611610048367	3611610048374	3611610048381	3611610048398
Dune	NORMAL	-	3611610048503	3611610048510	3611610048527	3611610048534	3611610048541
	LONG	-	3611610048558	3611610048565	3611610048572	3611610048589	3611610048596
Noir	NORMAL	-	3611610048404	3611610048411	3611610048428	3611610048435	3611610048442
	LONG	-	3611610048459	3611610048466	3611610048473	3611610048480	3611610048497

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610047506	3611610047513	3611610047520	3611610047537	3611610047544	3611610047551
	LONG	3611610047568	3611610047575	3611610047582	3611610047599	3611610047605	3611610047612
Dune	NORMAL	3611610047629	3611610047636	3611610047643	3611610047650	3611610047667	3611610047674
	LONG	3611610047681	3611610047698	3611610047704	3611610047711	3611610047728	3611610047735
Épice	NORMAL	3611610047865	3611610047872	3611610047889	3611610047896	3611610047902	3611610047919
	LONG	3611610047926	3611610047933	3611610047940	3611610047957	3611610047964	3611610047971
Noir	NORMAL	3611610047384	3611610047391	3611610047407	3611610047414	3611610047421	3611610047438
	LONG	3611610047445	3611610047452	3611610047469	3611610047476	3611610047483	3611610047490

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur

ESSENTIEL SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

BAS AUTO-FIXANTS



MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho ⊖		Morpho ⊕	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

Résistant⁽²⁾



Bande auto-fixante
SENSINNOV®

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610048800	3611610048817	3611610048824	3611610048831	3611610048848	3611610048855
	LONG	3611610048862	3611610048879	3611610048886	3611610048893	3611610048909	3611610048916
Dune	NORMAL	3611610049289	3611610049296	3611610049302	3611610049319	3611610049326	3611610049333
	LONG	3611610049340	3611610049357	3611610049364	3611610049371	3611610049388	3611610049395
Épice	NORMAL	3611610049524	3611610049531	3611610049548	3611610049555	3611610049562	3611610049579
	LONG	3611610049586	3611610049593	3611610049609	3611610049616	3611610049623	3611610049630
Marine	NORMAL	3611610049043	3611610049050	3611610049067	3611610049074	3611610049081	3611610049098
	LONG	3611610049104	3611610049111	3611610049128	3611610049135	3611610049142	3611610049159
Brume	NORMAL	3611610049647	3611610049654	3611610049661	3611610049678	3611610049685	3611610049692
	LONG	3611610049708	3611610049715	3611610049722	3611610049739	3611610049746	3611610049753
Noir	NORMAL	3611610048923	3611610048930	3611610048947	3611610048954	3611610048961	3611610048978
	LONG	3611610048985	3611610048992	3611610049005	3611610049012	3611610049029	3611610049036

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610050643	3611610050650	3611610050667	3611610050674	-
	LONG	-	3611610050681	3611610050698	3611610050704	3611610050711	-
Dune	NORMAL	-	3611610050568	3611610050575	3611610050582	3611610050599	-
	LONG	-	3611610050605	3611610050612	3611610050629	3611610050636	-
Noir	NORMAL	-	3611610050483	3611610050490	3611610050506	3611610050513	-
	LONG	-	3611610050520	3611610050537	3611610050544	3611610050551	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊕**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610050803	3611610050810	3611610050827	3611610050834	3611610050841
	LONG	-	3611610050858	3611610050865	3611610050872	3611610050889	3611610050896
Dune	NORMAL	-	3611610051008	3611610051015	3611610051022	3611610051039	3611610051046
	LONG	-	3611610051053	3611610051060	3611610051077	3611610051084	3611610051091
Noir	NORMAL	-	3611610050902	3611610050919	3611610050926	3611610050933	3611610050940
	LONG	-	3611610050957	3611610050964	3611610050971	3611610050988	3611610050995

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610050247	3611610050254	3611610050261	3611610050278	3611610050285	3611610050292
	LONG	3611610050308	3611610050315	3611610050322	3611610050339	3611610050346	3611610050353
Dune	NORMAL	3611610050360	3611610050377	3611610050384	3611610050391	3611610050407	3611610050414
	LONG	3611610050421	3611610050438	3611610050445	3611610050452	3611610050469	3611610050476
Épice	NORMAL	3611610050001	3611610050018	3611610050025	3611610050032	3611610050049	3611610050056
	LONG	3611610050063	3611610050070	3611610050087	3611610050094	3611610050100	3611610050117
Noir	NORMAL	3611610050124	3611610050131	3611610050148	3611610050155	3611610050162	3611610050179
	LONG	3611610050186	3611610050193	3611610050209	3611610050216	3611610050223	3611610050230

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante
sauf modèles
Morpho Moins et Plus



Raccourcir
la hauteur



Transformer
en bande
OXINNOV
coloris Noir et Dune
uniquement



ESSENTIEL

SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

FEMME CLASSE
2

COLLANT

Grand Confort⁽¹⁾
Résistant⁽²⁾
Toutes morphologies⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard				Morpho +		
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Hanches confort	Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	100 - 130	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	107 - 140	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	114 - 150	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	121 - 150	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	-	47 - 55	75 - 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

COLLANT

		S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610051305	3611610051312	3611610051329	3611610051336	3611610051343
	LONG	3611610051350	3611610051367	3611610051374	3611610051381	3611610051398
Dune	NORMAL	3611610051800	3611610051817	3611610051824	3611610051831	3611610051848
	LONG	3611610051855	3611610051862	3611610051879	3611610051886	3611610051893
Épice	NORMAL	3611610052005	3611610052012	3611610052029	3611610052036	3611610052043
	LONG	3611610052050	3611610052067	3611610052074	3611610052081	3611610052098
Marine	NORMAL	3611610051602	3611610051619	3611610051626	3611610051633	3611610051640
	LONG	3611610051657	3611610051664	3611610051671	3611610051688	3611610051695
Brume	NORMAL	3611610051909	3611610051916	3611610051923	3611610051930	3611610051947
	LONG	3611610051954	3611610051961	3611610051978	3611610051985	3611610051992
Noir	NORMAL	3611610051404	3611610051411	3611610051428	3611610051435	3611610051442
	LONG	3611610051459	3611610051466	3611610051473	3611610051480	3611610051497

COLLANT MORPHO **+**

		S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610052302	3611610052319	3611610052326	3611610052333	3611610052340
	LONG	3611610052357	3611610052364	3611610052371	3611610052388	3611610052395
Dune	NORMAL	3611610052401	3611610052418	3611610052425	3611610052432	3611610052449
	LONG	3611610052456	3611610052463	3611610052470	3611610052487	3611610052494
Noir	NORMAL	3611610052203	3611610052210	3611610052227	3611610052234	3611610052241
	LONG	3611610052258	3611610052265	3611610052272	3611610052289	3611610052296

COLLANT CONFORT - CULOTTE ÉLARGIE

		S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610052784	3611610052791	3611610052807	3611610052814	-
	LONG	3611610052821	3611610052838	3611610052845	3611610052852	-
Noir	NORMAL	3611610052708	3611610052715	3611610052722	3611610052739	-
	LONG	3611610052746	3611610052753	3611610052760	3611610052777	-


RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)





STYLES

Femme



Les **“Styles”** sont des produits au look tendance adaptés aux tenues de vos patientes, pour qu’elles puissent exprimer leur personnalité !

STYLES TRANSPARENT (DIVIN ÉCLAT)



Cette gamme transparente vous offre une large palette de beiges, idéale pour un effet naturel ou hâlé sur toutes les teintes de peau⁽¹⁾.

nude
effect⁽¹⁾

Discrétion⁽²⁾

Un maillage discret.

Douceur⁽³⁾

Une sélection rigoureuse des fibres offrant une agréable douceur au porter.



CHAUSSURES



Bottines



Ballerines

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD	■	■	■
MORPHO	■	■	
MORPHO	■	■	■
PIED OUVERT	■	■	■
PIED OUVERT MORPHO	■	■	
PIED OUVERT MORPHO	■	■	

COMPOSITION

CHAUSSETTES
61 % Polyamide
38 % Elasthanne
1 % Polyester

BAS AUTO-FIXANTS
58 % Polyamide
42 % Elasthanne
Silicone

COLLANT
65 % Polyamide
35 % Elasthanne

(1) Mesure instrumentale du profil colorimétrique - Etude Certesens auprès de 153 femmes - Septembre 2017.
(2) Maillage discret : 85% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020.
(3) Douceur : 6,6/10 - Analyse sensorielle Styles Transparent sur le B120 réalisée par Sigvaris - Mars 2021.

STYLES TRANSPARENT (DIVIN ÉCLAT)

FEMME CLASSE
2

CHAUSSETTES

MESURES

Nude Effect⁽¹⁾

Discrétion⁽²⁾

Douceur⁽³⁾

Taille	Cheville B	Standard	Morpho	Morpho
		Mollet	Mollet	Mollet
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
	Normal	≤ 40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610041382	3611610041399	3611610041405	3611610041412	3611610041429	3611610041436
	LONG	3611610041443	3611610041450	3611610041467	3611610041474	3611610041481	3611610041498
Beige 120	NORMAL	3611610041504	3611610041511	3611610041528	3611610041535	3611610041542	3611610041559
	LONG	3611610041566	3611610041573	3611610041580	3611610041597	3611610041603	3611610041610
Beige 130	NORMAL	3611610041627	3611610041634	3611610041641	3611610041658	3611610041665	3611610041672
	LONG	3611610041689	3611610041696	3611610041702	3611610041719	3611610041726	3611610041733
Beige 140	NORMAL	3611610041740	3611610041757	3611610041764	3611610041771	3611610041788	3611610041795
	LONG	3611610041801	3611610041818	3611610041825	3611610041832	3611610041849	3611610041856
Beige 150	NORMAL	3611610041863	3611610041870	3611610041887	3611610041894	3611610041900	3611610041917
	LONG	3611610041924	3611610041931	3611610041948	3611610041955	3611610041962	3611610041979
Bleu nuit	NORMAL	3611610079668	3611610079651	3611610079644	3611610079637	3611610079620	3611610079613
	LONG	3611610079606	3611610079590	3611610079583	3611610079576	3611610079569	3611610079552
Noir	NORMAL	3611610041986	3611610041993	3611610042006	3611610042013	3611610042020	3611610042037
	LONG	3611610042044	3611610042051	3611610042068	3611610042075	3611610042082	3611610042099

CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610042105	3611610042112	3611610042129	3611610042136	-
	LONG	-	3611610042143	3611610042150	3611610042167	3611610042174	-
Beige 120	NORMAL	-	3611610042181	3611610042198	3611610042204	3611610042211	-
	LONG	-	3611610042228	3611610042235	3611610042242	3611610042259	-
Beige 130	NORMAL	-	3611610068099	3611610068082	3611610068075	3611610068068	-
	LONG	-	3611610068051	3611610068044	3611610068037	3611610068020	-
Noir	NORMAL	-	3611610042266	3611610042273	3611610042280	3611610042297	-
	LONG	-	3611610042303	3611610042310	3611610042327	3611610042334	-

CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610042341	3611610042358	3611610042365	3611610042372	3611610042389
	LONG	-	3611610042396	3611610042402	3611610042419	3611610042426	3611610042433
Beige 120	NORMAL	-	3611610042440	3611610042457	3611610042464	3611610042471	3611610042488
	LONG	-	3611610042495	3611610042501	3611610042518	3611610042525	3611610042532
Beige 130	NORMAL	-	3611610068471	3611610068464	3611610068457	3611610068440	3611610068433
	LONG	-	3611610068426	3611610068419	3611610068402	3611610068396	3611610068389
Noir	NORMAL	-	3611610042549	3611610042556	3611610042563	3611610042570	3611610042587
	LONG	-	3611610042594	3611610042600	3611610042617	3611610042624	3611610042631

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610042648	3611610042655	3611610042662	3611610042679	3611610042686	3611610042693
	LONG	3611610042709	3611610042716	3611610042723	3611610042730	3611610042747	3611610042754
Beige 120	NORMAL	3611610042761	3611610042778	3611610042785	3611610042792	3611610042808	3611610042815
	LONG	3611610042822	3611610042839	3611610042846	3611610042853	3611610042860	3611610042877
Beige 130	NORMAL	3611610068013	3611610068006	3611610067993	3611610067986	3611610067979	3611610067962
	LONG	3611610067955	3611610067948	3611610067931	3611610067924	3611610067917	3611610067900
Beige 140	NORMAL	3611610042884	3611610042891	3611610042907	3611610042914	3611610042921	3611610042938
	LONG	3611610042945	3611610042952	3611610042969	3611610042976	3611610042983	3611610042990
Beige 150	NORMAL	3611610128182	3611610128199	3611610128205	3611610128212	3611610128229	3611610128236
	LONG	3611610128243	3611610128250	3611610128267	3611610128274	3611610128281	3611610128298

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 120	NORMAL	-	3611610120742	3611610120759	3611610120766	3611610120773	-
	LONG	-	3611610120780	3611610120797	3611610120803	3611610120810	-

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 120	NORMAL	-	3611610120582	3611610120599	3611610120605	3611610120612	-
	LONG	-	3611610120629	3611610120636	3611610120643	3611610120650	-

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho ⊖		Morpho ⊕	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

Nude Effect⁽¹⁾

Discrétion⁽²⁾

Douceur⁽³⁾



Bande auto-fixante SENSINNOV®

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610043003	3611610043010	3611610043027	3611610043034	3611610043041	3611610043058
	LONG	3611610043065	3611610043072	3611610043089	3611610043096	3611610043102	3611610043119
Beige 120	NORMAL	3611610043126	3611610043133	3611610043140	3611610043157	3611610043164	3611610043171
	LONG	3611610043188	3611610043195	3611610043201	3611610043218	3611610043225	3611610043232
Beige 130	NORMAL	3611610043249	3611610043256	3611610043263	3611610043270	3611610043277	3611610043284
	LONG	3611610043300	3611610043317	3611610043324	3611610043331	3611610043338	3611610043345
Beige 140	NORMAL	3611610043362	3611610043379	3611610043386	3611610043393	3611610043400	3611610043407
	LONG	3611610043423	3611610043430	3611610043447	3611610043454	3611610043461	3611610043468
Beige 150	NORMAL	3611610043485	3611610043492	3611610043508	3611610043515	3611610043522	3611610043529
	LONG	3611610043546	3611610043553	3611610043560	3611610043567	3611610043574	3611610043581
Bleu nuit	NORMAL	3611610079545	3611610079538	3611610079521	3611610079514	3611610079507	3611610079491
	LONG	3611610079484	3611610079477	3611610079460	3611610079453	3611610079446	3611610079439
Noir	NORMAL	3611610043607	3611610043614	3611610043621	3611610043628	3611610043635	3611610043642
	LONG	3611610043669	3611610043676	3611610043683	3611610043690	3611610043706	3611610043713

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610043720	3611610043737	3611610043744	3611610043751	-
	LONG	-	3611610043768	3611610043775	3611610043782	3611610043789	-
Beige 120	NORMAL	-	3611610043805	3611610043812	3611610043819	3611610043826	-
	LONG	-	3611610043843	3611610043850	3611610043857	3611610043864	-
Beige 130	NORMAL	-	3611610068372	3611610068365	3611610068358	3611610068351	-
	LONG	-	3611610068334	3611610068327	3611610068320	3611610068313	-
Noir	NORMAL	-	3611610043881	3611610043898	3611610043904	3611610043911	-
	LONG	-	3611610043928	3611610043935	3611610043942	3611610043949	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊕**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610043966	3611610043973	3611610043980	3611610043987	3611610044000
	LONG	-	3611610044017	3611610044024	3611610044031	3611610044038	3611610044051
Beige 120	NORMAL	-	3611610044062	3611610044079	3611610044086	3611610044093	3611610044109
	LONG	-	3611610044116	3611610044123	3611610044130	3611610044147	3611610044154
Beige 130	NORMAL	-	3611610068297	3611610068280	3611610068273	3611610068266	3611610068259
	LONG	-	3611610068242	3611610068235	3611610068228	3611610068221	3611610068214
Noir	NORMAL	-	3611610044161	3611610044178	3611610044185	3611610044192	3611610044208
	LONG	-	3611610044215	3611610044222	3611610044229	3611610044236	3611610044253

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610044260	3611610044277	3611610044284	3611610044291	3611610044307	3611610044314
	LONG	3611610044321	3611610044338	3611610044345	3611610044352	3611610044369	3611610044376
Beige 120	NORMAL	3611610044383	3611610044390	3611610044406	3611610044413	3611610044420	3611610044437
	LONG	3611610044444	3611610044451	3611610044468	3611610044475	3611610044482	3611610044499
Beige 130	NORMAL	3611610067894	3611610067887	3611610067870	3611610067863	3611610067856	3611610067849
	LONG	3611610067832	3611610067825	3611610067818	3611610067811	3611610067804	3611610067797
Beige 140	NORMAL	3611610044505	3611610044512	3611610044529	3611610044536	3611610044543	3611610044550
	LONG	3611610044567	3611610044574	3611610044581	3611610044588	3611610044595	3611610044602
Beige 150	NORMAL	3611610128304	3611610128311	3611610128328	3611610128335	3611610128342	3611610128349
	LONG	3611610128366	3611610128373	3611610128380	3611610128387	3611610128394	3611610128401

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 120	NORMAL	-	3611610120667	3611610120674	3611610120681	3611610120688	-
	LONG	-	3611610120704	3611610120711	3611610120718	3611610120725	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE MORPHO **⊕**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 120	NORMAL	-	3611610120506	3611610120513	3611610120520	3611610120527	-
	LONG	-	3611610120544	3611610120551	3611610120558	3611610120565	-

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus long



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante
sauf modèles Morpho Moins et Plus



Raccourcir la hauteur

STYLES TRANSPARENT (DIVIN ÉCLAT)

COLLANT



Nude Effect⁽¹⁾

Discrétion⁽²⁾

Douceur⁽³⁾



MESURES

Taille	Cheville B	Standard			Morpho ⁺		
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	47 - 55	75 - 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

COLLANT

		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610044628	3611610044635	3611610044642	3611610044659	3611610044666
	LONG	3611610044673	3611610044680	3611610044697	3611610044703	3611610044710
Beige 120	NORMAL	3611610044727	3611610044734	3611610044741	3611610044758	3611610044765
	LONG	3611610044772	3611610044789	3611610044796	3611610044802	3611610044819
Beige 130	NORMAL	3611610044826	3611610044833	3611610044840	3611610044857	3611610044864
	LONG	3611610044871	3611610044888	3611610044895	3611610044901	3611610044918
Beige 140	NORMAL	3611610044925	3611610044932	3611610044949	3611610044956	3611610044963
	LONG	3611610044970	3611610044987	3611610044994	3611610045007	3611610045014
Beige 150	NORMAL	3611610045021	3611610045038	3611610045045	3611610045052	3611610045069
	LONG	3611610045076	3611610045083	3611610045090	3611610045106	3611610045113
Bleu nuit	NORMAL	3611610079422	3611610079415	3611610079408	3611610079392	3611610079385
	LONG	3611610079378	3611610079361	3611610079354	3611610079347	3611610079330
Noir	NORMAL	3611610045120	3611610045137	3611610045144	3611610045151	3611610045168
	LONG	3611610045175	3611610045182	3611610045199	3611610045205	3611610045212

COLLANT MORPHO⁺

		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610045229	3611610045236	3611610045243	3611610045250	3611610045267
	LONG	3611610045274	3611610045281	3611610045298	3611610045304	3611610045311
Beige 120	NORMAL	3611610045328	3611610045335	3611610045342	3611610045359	3611610045366
	LONG	3611610045373	3611610045380	3611610045397	3611610045403	3611610045410
Beige 130	NORMAL	3611610068198	3611610068181	3611610068174	3611610068167	3611610068150
	LONG	3611610068143	3611610068136	3611610068129	3611610068112	3611610068105
Noir	NORMAL	3611610045427	3611610045434	3611610045441	3611610045458	3611610045465
	LONG	3611610045472	3611610045489	3611610045496	3611610045502	3611610045519

COLLANT PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610045526	3611610045533	3611610045540	3611610045557	3611610045564
	LONG	3611610045571	3611610045588	3611610045595	3611610045601	3611610045618
Beige 120	NORMAL	3611610045625	3611610045632	3611610045649	3611610045656	3611610045663
	LONG	3611610045670	3611610045687	3611610045694	3611610045700	3611610045717
Beige 130	NORMAL	3611610067771	3611610067764	3611610067757	3611610067740	3611610067733
	LONG	3611610067726	3611610067719	3611610067702	3611610067696	3611610067689
Beige 140	NORMAL	3611610045724	3611610045731	3611610045748	3611610045755	3611610045762
	LONG	3611610045779	3611610045786	3611610045793	3611610045809	3611610045816

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus long

* Tech By Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique.
** Confort Culotte : 88% de satisfaction sur le confort Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020.

STYLES

OPAQUE

(OPALIS)



Cette gamme totalement couvrante⁽¹⁾ et agréable à porter⁽²⁾ enveloppe les jambes tout en douceur⁽⁴⁾ et galbe la silhouette.

Ultra Opaque⁽¹⁾

Agréable à porter⁽²⁾
Texture particulièrement souple

Grande facilité d'enfilage⁽³⁾



CHAUSSURES



Bottines



Baskets



Ballerines

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPOSITION

CHAUSSETTES
78% Polyamide
22 % Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
72% Polyamide
24% Elasthanne
4% Polyester
Silicone

COLLANT
81% Polyamide
19% Elasthanne

(1) Ultra opaque : 100% des porteuses trouvent le produit parfaitement opaque - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019.

(2) Collant agréable à porter : 94 % de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. Confort Collant : Confort collant : 95% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. Confort Bas auto-fixants : Confort Bas auto-fixants : 95% de satisfaction - Essai Au Porter Bas auto-fixants Styles Opaque réalisé Avenir Focus - 40 femmes - Mars 2018. Confort chaussettes : Confort chaussettes : 100% de satisfaction - Essai Au Porter Chaussettes Styles Opaque réalisé Avenir Focus - 28 femmes - Janvier 2018.

(3) Collant : Facile à enfiler : 100% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. Chaussettes : Facile à enfiler : 100% de satisfaction - Essai Au Porter Chaussettes Styles Opaque réalisé Avenir Focus - 28 femmes - Janvier 2018. Bas auto-fixants : Facile à enfiler : 95% de satisfaction - Essai Au Porter Bas auto-fixants Styles Opaque réalisé Avenir Focus - 40 femmes - Mars 2018.

(4) Douceur : 6/10 - Analyse sensorielle Styles Opaque - Juillet 2019.



Ultra Opaque⁽¹⁾
Agréable à porter⁽²⁾
Grande facilité d'enfilage⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard Mollet C	Morpho - Mollet C	Morpho + Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610039860	3611610039877	3611610039884	3611610039891	3611610039907	3611610039914
	LONG	3611610039921	3611610039938	3611610039945	3611610039952	3611610039969	3611610039976
Bleu Marine	NORMAL	3611610039983	3611610039990	3611610040002	3611610040019	3611610040026	3611610040033
	LONG	3611610040040	3611610040057	3611610040064	3611610040071	3611610040088	3611610040095
Noir	NORMAL	3611610039747	3611610039754	3611610039761	3611610039778	3611610039785	3611610039792
	LONG	3611610039808	3611610039815	3611610039822	3611610039839	3611610039846	3611610039853

CHAUSSETTES MORPHO **-**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	-	3611610040187	3611610040194	3611610040200	3611610040217	-
	LONG	-	3611610040224	3611610040231	3611610040248	3611610040255	-
Noir	NORMAL	-	3611610040101	3611610040118	3611610040125	3611610040132	-
	LONG	-	3611610040149	3611610040156	3611610040163	3611610040170	-

CHAUSSETTES MORPHO **+**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610040262	3611610040279	3611610040286	3611610040293	3611610040309
	LONG	-	3611610040316	3611610040323	3611610040330	3611610040347	3611610040354

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur

MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho ⊖		Morpho ⊕	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

Ultra Opaque⁽¹⁾
Agréable à porter⁽²⁾
Grande facilité d'enfilage⁽³⁾



Bande auto-fixante SENSINNOV®



BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610040484	3611610040491	3611610040507	3611610040514	3611610040521	3611610040538
	LONG	3611610040545	3611610040552	3611610040569	3611610040576	3611610040583	3611610040590
Bleu Marine	NORMAL	3611610040606	3611610040613	3611610040620	3611610040637	3611610040644	3611610040651
	LONG	3611610040668	3611610040675	3611610040682	3611610040699	3611610040705	3611610040712
Noir	NORMAL	3611610040361	3611610040378	3611610040385	3611610040392	3611610040408	3611610040415
	LONG	3611610040422	3611610040439	3611610040446	3611610040453	3611610040460	3611610040477

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	-	3611610040804	3611610040811	3611610040828	3611610040835	-
	LONG	-	3611610040842	3611610040859	3611610040866	3611610040873	-
Noir	NORMAL	-	3611610040729	3611610040736	3611610040743	3611610040750	-
	LONG	-	3611610040767	3611610040774	3611610040781	3611610040798	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊕**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610040880	3611610040897	3611610040903	3611610040910	3611610040927
	LONG	-	3611610040934	3611610040941	3611610040958	3611610040965	3611610040972

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus long



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante sauf modèles Morpho Moins et Plus



Raccourcir la hauteur

STYLES OPAQUE (OPALIS)

FEMME CLASSE
2

COLLANT



- Ultra Opaque⁽¹⁾
- Agréable à porter⁽²⁾
- Grande facilité d'enfilage⁽³⁾



MESURES

Taille	Cheville B	Standard			Morpho+		
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	47 - 55	75 - 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

COLLANT

		S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610041085	3611610041092	3611610041108	3611610041115	3611610041122
	LONG	3611610041139	3611610041146	3611610041153	3611610041160	3611610041177
Bleu Marine	NORMAL	3611610041184	3611610041191	3611610041207	3611610041214	3611610041221
	LONG	3611610041238	3611610041245	3611610041252	3611610041269	3611610041276
Noir	NORMAL	3611610040989	3611610040996	3611610041009	3611610041016	3611610041023
	LONG	3611610041030	3611610041047	3611610041054	3611610041061	3611610041078

COLLANT MORPHO +

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610041283	3611610041290	3611610041306	3611610041313	3611610041320
	LONG	3611610041337	3611610041344	3611610041351	3611610041368	3611610041375

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus long



Transformer en
modèle homme
coloris Noir uniquement

Le confort Tech by Zone

5 zones de tricotage spécifiques pour un grand confort⁽⁷⁾
& une adaptation aux différentes morphologies⁽⁸⁾

Zone Ceinture

- Ceinture souple & large qui ne serre pas⁽⁹⁾

Zone Ventrale

- Bon maintien au niveau du ventre⁽¹⁰⁾

Zone Transition

- Spécialement conçue pour un confort optimal⁽¹¹⁾



Zone Fesses

- Plus d'aisance & de souplesse⁽⁷⁾

Zone Côtés

- Ultra souple, qui épouse les formes⁽¹²⁾



(5) Tech By Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique. (6) Confort Culotte : 91% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. Gammes Styles Opaque et Styles Transparent ; (7) Confort Culotte : au moins 88% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020. (8) Adapté à la morphologie : construction du produit + au moins 83% de satisfaction sur l'adaptation morphologique du produit - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. (9) Confort ceinture : au moins 79% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020. (10) Maintien ventral : 85% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020. (11) Confort haut de la cuisse : au moins 80% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Opaque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 femmes - Décembre 2019. (12) Epouse les formes : au moins 91% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Styles Transparents réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 33 femmes - Novembre 2020.

STYLES

MOTIFS

PLUMETIS - CARREAUX - MOSAÏQUE



Féminine et facile à porter⁽¹⁾, cette gamme à motifs apporte une touche de fantaisie et donne du style à toutes les tenues de vos patientes.



CHAUSSURES



Bottines



Ballerines

MODÈLES EXISTANTS

MOTIFS PLUMETIS	■	■	■
MOTIFS CARREAUX	■	■	■
MOTIFS MOSAÏQUE			■

COMPOSITION

MOTIFS PLUMETIS

CHAUSSETTES	BAS AUTO-FIXANTS	COLLANT
71% Polyamide 28% Elasthanne 1% Polypropylène	74% Polyamide 26% Elasthanne Silicone	73% Polyamide 27% Elasthanne

MOTIFS CARREAUX

CHAUSSETTES	BAS AUTO-FIXANTS	COLLANT
71% Polyamide 28% Elasthanne 1% Polypropylène	74% Polyamide 26% Elasthanne Silicone	73% Polyamide 27% Elasthanne

MOTIFS MOSAÏQUE

COLLANT
72% Polyamide 28% Elasthanne

(1) Facile à porter : Au moins 86% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Carreaux réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 participants - Décembre 2022.

STYLES MOTIFS PLUMETIS

FEMME CLASSE
2

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT



Incontournable

Élégant

Texture semi-transparente
moderne

Confort⁽²⁾

Texture souple⁽³⁾
et extensible



Bande auto-fixante
SENSINNOV®



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches	
Chaussettes	S	19 - 22	Bas auto-fixants Collant	S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
	M	22 - 24		M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
	L	24 - 26		L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
	XL	26 - 29		XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	34/40
Long	≥ 40	≥ 75	36/42

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610114635	3611610114642	3611610114659	3611610114697
	LONG	3611610114666	3611610114703	3611610114673	3611610114680

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610114710	3611610114727	3611610114734	3611610114741
	LONG	3611610114758	3611610114765	3611610114772	3611610114789

COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610114796	3611610114802	3611610114819	3611610114826
	LONG	3611610114833	3611610114840	3611610114857	3611610114864

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante

* Tech by Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique.

** Confort Culotte : 88% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Plumetis réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 34 participants - Décembre 2022.

(1) Facile à porter : Au moins 94% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Plumetis réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 34 participants - Décembre 2022.

(2) Confortable : Au moins 88% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Plumetis réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 34 participants - Décembre 2022.

(3) Souplesse : Au moins 7/10 - Analyse sensorielle réalisée par Sigvaris, collant Plumetis, Juin 2022.

STYLES MOTIFS CARREAUX

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT



Féminin

Élégant

Texture semi-transparente moderne

Confort⁽²⁾

Texture souple⁽³⁾ et extensible qui permet de faciliter l'enfilage⁽⁴⁾



Bande auto-fixante SENSINNOV®



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches		
Chaussettes	S	19 - 22	30 - 38	Bas auto-fixants Collant	S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
	M	22 - 24	33 - 41		M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
	L	24 - 26	37 - 45		L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
	XL	26 - 29	40 - 48		XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	34/40
Long	≥ 40	≥ 75	36/42

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610114888	3611610114895	3611610114901	3611610114918
	LONG	3611610114925	3611610114932	3611610114949	3611610114956

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610114963	3611610114970	3611610114987	3611610114994
	LONG	3611610115007	3611610115014	3611610115021	3611610115038

COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610115045	3611610115052	3611610115069	3611610115076
	LONG	3611610115083	3611610115199	3611610115090	3611610115106

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante

* Tech by Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique.

** Confort Culotte : 86% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Carreaux réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 participants - Décembre 2022.

(1) Facile à porter : Au moins 86% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Carreaux réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 participants - Décembre 2022.

(2) Confortable : Au moins 86% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Carreaux réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 participants - Décembre 2022.

(3) Souplesse : Au moins 7/10 - Analyse sensorielle réalisée par Sigvaris, collant carreaux, Juin 2022.

(4) Facile à enfiler : Au moins 77% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Carreaux réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 35 participants - Décembre 2022.

STYLES MOTIFS MOSAÏQUE

FEMME CLASSE
2

COLLANT

Inédit

Élégant

Texture semi-transparente
moderne

Confort⁽²⁾

Texture souple⁽³⁾
et extensible qui permet
de faciliter l'enfilage⁽⁴⁾



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches	
Collant	S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
	M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
	L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
	XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610115113	3611610115120	3611610115137	3611610115144
	LONG	3611610115151	3611610115168	3611610115175	3611610115182

* Tech by Zone : culotte technique avec 5 zones de tricotage spécifique.

** Confort Culotte : 94% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Mosaïque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 36 participants - Avril 2022.

(1) Facile à porter : 86% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Mosaïque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 36 participants - Avril 2022.

(2) Confortable : 89% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Mosaïque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 36 participants - Avril 2022.

(3) Souplesse : Au moins 7/10 - Analyse sensorielle réalisée par Sigvaris, collant mosaïque, Juin 2022.

(4) Facile à enfiler : 78% de satisfaction - Essai Au Porter Collant Mosaïque réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 36 participants - Avril 2022.

STYLES MARINIÈRE



Ultra tendance⁽¹⁾,
ces chaussettes marinière
à la pointe du style vous
apportent un grand confort⁽²⁾.

Grand confort au porter⁽²⁾

Pointe de pied sans
couture pour éviter
toute gêne en bout
de pied.

Ultra tendance⁽¹⁾

Un look marinière
unique sur le marché
français de la
compression.

Résistante⁽³⁾

Texture semi
épaisse⁽⁴⁾, adaptée
aux baskets de ville.



CHAUSSURES



Bottines



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

38% Polyamide
30% Polypropylène
21% Coton
10% Elasthanne
1% Polyester

(1) Ultra tendance : Au moins 91% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes Marinière H et F réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 63 participants (34F / 29H) - Janvier 2022.

(2) Grand Confort : 97% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes Marinière réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 34 Femmes - Janvier 2022.

(3) Résistant : Test de résistance réalisé par Sigvaris - note zone cheville = 4/5 (résistant) / note zone semelle = 4/5 (résistant) - Juin 2018.

(4) Test d'épaisseur réalisé par Sigvaris : cheville note 3/5 - Novembre 2018.

STYLES MARINIÈRE

CHAUSSETTES

FEMME CLASSE
2



Ultra tendance⁽¹⁾

Liseré bleu, blanc, rouge
Produit emblématique
Fabriqué en France

Motif marinière

unique sur le marché français
de la compression

Pointe de pied





sans couture

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Marine / Blanc	 NORMAL	3611610068488	3611610068495	3611610068501	3611610068518	3611610068525
	 LONG	3611610068532	3611610068549	3611610068556	3611610068563	3611610068570
Écru / Blanc	 NORMAL	3611610070764	3611610070757	3611610070740	3611610070733	3611610070726
	 LONG	3611610070719	3611610070702	3611610070696	3611610070689	3611610070672

STYLES

COLORS



Ultra confortable⁽¹⁾

Semelle ergonomique⁽³⁾ avec fines bouclettes, pour un effet moelleux⁽⁴⁾.
Pointe de pied sans couture pour éviter toute gêne en bout de pied.
Texture semi épaisse⁽⁵⁾, agréable à porter avec des baskets de ville⁽²⁾.

Ultra confortables⁽¹⁾ et tendance, ces chaussettes casual sont tout particulièrement adaptées à vos baskets de ville⁽²⁾.

Très résistante⁽⁶⁾

Chaussette très résistante sur les zones talon, pointe, semelle et tige.

Bicolore
Pointe, talon et revers colorés.



CHAUSSURES



Bottines



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

38% Polyamide
36% Coton
15% Polypropylène
11% Elasthanne

(1) Ultra confortable/Confort : 100% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes ColorsF réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 30 participants - Juillet 2021.

(2) Agréable à porter avec des baskets selon 97% des testeuses - Essai Au Porter chaussettes ColorsF réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 30 participants - Juillet 2021.

(3) Semelle conçue avec un designer.

(4) "La semelle apporte un effet moelleux" pour 90% des testeuses - Essai Au Porter chaussettes Colors F réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 30 participants - Juillet 2021.

(5) Test d'épaisseur réalisé par Sigvaris : note 3/5 zone cheville - juin 2021.

(6) Test de résistance réalisé par Sigvaris - Note résistance 5/5 en talon, pointe, semelle - juillet 2017.

STYLES COLORS

CHAUSSETTES

100%
de satisfaction

sur le confort global⁽¹⁾

Bicolore

Semelle ergonomique⁽³⁾
avec de la bouclette

Pointe de pied
sans couture

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Marine / Framboise	NORMAL	3611610087298	3611610087304	3611610087311	3611610087328	3611610087335
	LONG	3611610087342	3611610087359	3611610087366	3611610087373	3611610087380
Noir / Turquoise	NORMAL	3611610087649	3611610087656	3611610087663	3611610087670	3611610087687
	LONG	3611610087694	3611610087700	3611610087717	3611610087724	3611610087731



L'été, tout est permis avec la contention Sigvaris !



Sigvaris, un effet rafraîchissant pour des jambes légères à chaque instant.**

Chaussettes Active Confort Fraîcheur** ● ●

* Sigvaris N°1 en ventes : 31% des volumes des bas médicaux de compression, source GERS CAM fin décembre 2024 France. ** Fraîcheur/Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Höhenstein - Mai 2023. Les chaussettes de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Avril 2025. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.



ACTIVE

Femme



Les **“Active”** : ces produits techniques sont spécialement conçus pour être portés dans des moments de loisirs et accompagner vos patientes dans toutes leurs activités.

ACTIVE COTON BIO



Active Coton Bio 55%* est une gamme extrêmement confortable⁽¹⁾, et tout particulièrement facile à enfiler⁽²⁾. Développée à partir de fibres de coton biologique*, elle convient aux peaux sensibles⁽³⁾.

Confort optimal⁽¹⁾

Texture avec 55% de coton biologique, très agréable à porter⁽⁵⁾.
Zone pied élargie et pointe de pied sans couture.

Grande facilité d'enfilage⁽²⁾

Convient aux peaux sensibles⁽³⁾



La culture de fibres de coton biologique contribue à réduire l'impact sur l'environnement⁽⁴⁾.

CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

14% Elasthanne
27% Polyamide
56% Coton biologique
3% Polypropylène

* A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

(1) Confort global = 96% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

(2) Facilité d'enfilage = 94% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

(3) Patch test sur 33 sujets ayant la peau sensible. Résultats : bonne tolérance cutanée - DERMSCAN - décembre 2022.

(4) Rapport 2021 Textile/Exchange https://textileexchange.org/app/uploads/2021/07/Textile-Exchange_Organic-Cotton-Market-Report_2021.pdf.

(5) Agréable à porter = 94% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

ACTIVE COTON BIO 55%*

CHAUSSETTES

FEMME CLASSE
2



Texture contenant
55% de coton biologique*

Zone pied élargie

Pointe de pied
sans couture

Confort optimal⁽¹⁾
Grande facilité d'enfilage⁽²⁾
Convient aux peaux
sensibles⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Beige	NORMAL	3611610120902	3611610120919	3611610120926	3611610120933	3611610120940
	LONG	3611610120957	3611610120964	3611610120971	3611610120988	3611610120995
Noir	NORMAL	3611610121008	3611610121015	3611610121022	3611610121039	3611610121046
	LONG	3611610121053	3611610121060	3611610121077	3611610121084	3611610121091
Bleu Ciel	NORMAL	3611610129769	3611610129776	3611610129783	3611610129790	3611610129806
	LONG	3611610129813	3611610129820	3611610129837	3611610129844	3611610129851

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Pied ouvert
disponible
uniquement pour
Noir et Beige



Raccourcir
la hauteur

ACTIVE COTON

Le bas auto-fixant Active Coton est agréable à porter⁽¹⁾ et tout particulièrement facile à enfiler⁽²⁾. Il contient des fibres de coton biologique*.



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

49% Polyamide
34% Coton biologique
17% Elasthanne
Silicone

* A minima 34% de coton biologique dans l'ensemble des références

(1) Agréable à porter = 84% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 25 femmes - décembre 2023.

(2) Facilité d'enfilage = 96% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 25 femmes - décembre 2023.

(3) Compatibilité cutanée hors dentelle validée par un patch test effectué sous contrôle dermatologique auprès de 33 testeurs avec peau sensible - Laboratoire DermScan - novembre 2023.

ACTIVE COTON

BAS AUTO-FIXANTS

FEMME CLASSE
2



Bande auto-fixante
SENSINNOV®

Contient 34% de fibres
de coton biologique*

Agréable à porter⁽¹⁾

Grande facilité d'enfilage⁽²⁾

Convient aux peaux
sensibles⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610130505	3611610130000	3611610130017	3611610130024	3611610130031
	LONG	3611610130512	3611610130048	3611610130055	3611610130062	3611610130079

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert

ACTIVE LOISIRS

Respirant⁽²⁾

Avec des zones spécifiquement développées pour maintenir les pieds au sec.


Viscose de bambou⁽¹⁾

Cette chaussette contenant de la viscose de bambou⁽¹⁾ vous apporte un maximum de confort⁽³⁾ pour être à l'aise lors de vos activités de loisirs.

Confort⁽³⁾ et amorti⁽⁵⁾

Technique de tricotage qui apporte plus de moelleux pendant la marche.

Très Doux⁽⁴⁾

Une sélection rigoureuse des fibres offrant une agréable douceur au porter.



CHAUSSURES



Baskets



Chaussures de randonnée



Bottes de jardin

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

54% Polyamide
32% Viscose de Bambou
11% Elasthane
3% Autre fibre

(1) 32% Viscose de Bambou.

(2) Respirant : indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d'essai INTERTEK France - Janvier 2020.

(3) Ultra confort semelle : 97% de satisfaction - Essai Au Porter Active Loisirs réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes - Septembre 2020.

(4) Douceur : 7/10 - Analyse sensorielle Active Loisirs réalisée par Sigvaris - Janvier 2020.

(5) Zones de protection et de renfort : Présence d'une zone de protection en bouclette au dessus du talon et sur la semelle.

(6) Moelleux semelle : Note 7-8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 11 experts - Janvier 2020.



Semelle moelleuse en bouclette⁽⁶⁾

Confort⁽³⁾ & amorti⁽⁵⁾ pendant la marche

Zones en bouclette renforcées par l'utilisation d'un Polyamide

Protection & renfort



Viscose de Bambou⁽¹⁾

Grande douceur⁽⁴⁾

Pointe de pied sans couture

Semelle bouclette

Pointe sans couture

Pas de gêne en bout du pied

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48
XXL	29 - 32	43 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	3611610071228	3611610071235	3611610071242	3611610071259	3611610071266	3611610071273
	LONG	3611610071280	3611610071297	3611610071303	3611610071310	3611610071327	3611610071334
Rose Pêche	NORMAL	3611610071464	3611610071471	3611610071488	3611610071495	3611610071501	3611610071518
	LONG	3611610071525	3611610071532	3611610071549	3611610071556	3611610071563	3611610071570
Bleu Jean	NORMAL	3611610071341	3611610071358	3611610071365	3611610071372	3611610071389	3611610071396
	LONG	3611610071402	3611610071419	3611610071426	3611610071433	3611610071440	3611610071457
Noir	NORMAL	3611610071105	3611610071112	3611610071129	3611610071136	3611610071143	3611610071150
	LONG	3611610071167	3611610071174	3611610071181	3611610071198	3611610071204	3611610071211

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Raccourcir la hauteur

ACTIVE

CONFORT FRAÎCHEUR* (ORIGIN LIN)

Ces chaussettes respirantes⁽¹⁾ contenant du lin⁽²⁾ apportent un effet rafraîchissant* en cas de températures élevées.

Fraîcheur*

Respirant⁽¹⁾

Contient du lin⁽²⁾

Testé sous contrôle dermatologique⁽³⁾



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

46% Modal
28% Polyamide
14% Elasthanne
12% Lin

* Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

(1) Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d'essai INTERTEK France - 01/2020.

(2) Contient 12% de lin.

(3) Patch test EVIC, sous contrôle dermatologique - 112 personnes - Février 2014.

ACTIVE

CONFORT FRAÎCHEUR (ORIGIN LIN)

FEMME CLASSE
2

CHAUSSETTES



Contient du lin⁽²⁾

Printemps/été

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	29 - 35
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Écru	NORMAL	3611610054542	3611610054559	3611610054566	3611610054573	3611610054580
	LONG	3611610054597	3611610054603	3611610054610	3611610054627	3611610054634
Noir	NORMAL	3611610133407	3611610133414	3611610133421	3611610133438	3611610133445
	LONG	3611610133452	3611610133469	3611610133476	3611610133483	3611610133490

NOUVEAU

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Raccourcir
la hauteur

ACTIVE

CONFORT CHALEUR (SOYANCE)



Ces chaussettes fines et chaudes⁽¹⁾ sont idéales pour la saison Automne/Hiver⁽²⁾.

Chaussette fine et chaude⁽¹⁾

Facile à enfiler⁽⁴⁾
Texture souple⁽⁵⁾

Texture douce⁽³⁾
Utilisation du modal, fibre reconnue pour sa douceur

Testé sous contrôle dermatologique⁽⁶⁾

CHAUSSURES



Bottines



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

61% Polyamide
19% Modal
18% Elasthanne
2% Soie

(1) Chaussettes fines et chaudes à la fois : rapport finesse/chaueur à 6,03 - Etude interne comparative.
(2) Sont idéales en automne : 100% de satisfaction. Sont idéales en hiver : 100% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 29 participants - Janvier 2022.
(3) Douceur : note 6,9/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.
(4) Enfilage : 93% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 29 participants - Janvier 2022.
(5) Souplesse : note 5,6/10 - Analyse sensorielle tactiles.
(6) Etude clinique DermScan auprès de 33 personnes - Juin 2018.

ACTIVE

CONFORT CHALEUR (SOYANCE)

FEMME CLASSE
2

CHAUSSETTES



Finesse et chaleur⁽¹⁾

Automne/hiver⁽²⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47
XXL	29 - 32	44 - 50

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Plume	NORMAL	3611610054740	3611610054757	3611610054764	3611610054771	3611610054788
	LONG	3611610054795	3611610054801	3611610054818	3611610054825	3611610054832
Marine	NORMAL	3611610054849	3611610054856	3611610054863	3611610054870	3611610054887
	LONG	3611610054894	3611610054900	3611610054917	3611610054924	3611610054931
Noir	NORMAL	3611610054641	3611610054658	3611610054665	3611610054672	3611610054689
	LONG	3611610054696	3611610054702	3611610054719	3611610054726	3611610054733

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Raccourcir
la hauteur

ACTIVE RÉSISTANT

Ces chaussettes très résistantes⁽³⁾ ont été spécialement conçues pour protéger vos pieds dans les chaussures de sécurité⁽²⁾.

Grande résistance⁽³⁾

Zones talons et pointes renforcées avec l'utilisation du fil Kermel^{®(5)}.

Très confortable⁽¹⁾

Pointe de pied sans couture.
Semelle bouclette apportant un effet moelleux.

Protection du pied⁽²⁾

Idéale pour porter avec des chaussures de sécurité selon 94% des testeurs⁽⁴⁾.



CHAUSSURES



Chaussures de sécurité



Chaussures de ski

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

75% Polyamide
14% Aramide Kermel[®]
11% Elasthanne

(1) Confort global : 96% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris - 50 testeurs - Avril 2024.

(2) Chaussette conçue spécifiquement pour les chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité.

(3) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d'usure Martindale, réalisé par Sigvaris - Octobre 2018.

(4) Idéale avec des chaussures de sécurité : 94 % de satisfaction - Essai Au Porter Chaussette Active Résistant réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 18 personnes portant des chaussures de sécurité - Décembre 2018.

(5) Kermel-HTA[®], la référence en terme de tissu extérieur pour vêtements d'intervention, qui combine protection, résistance et confort.

(6) Résistance : 100 % de satisfaction - Essai Au Porter Chaussette Active Résistant réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 18 personnes portant des chaussures de sécurité - 4 mois de port - Décembre 2018.

ACTIVE RÉSISTANT

CHAUSSETTES

FEMME CLASSE
2

100%
de satisfaction

sur la résistance⁽⁶⁾



Chaussures de sécurité⁽²⁾

Grande résistance⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Noir / Bleu	NORMAL	3611610063520	3611610063513	3611610063506	3611610063490	3611610063483
	LONG	3611610063476	3611610063469	3611610063452	3611610063445	3611610063438

SPÉCIALISTE

PIEDS SENSIBLES



Facilité d'enfilage⁽²⁾

Une facilité d'enfilage optimale.

Adaptation morphologique⁽³⁾


Taillage avec 3 hauteurs pour une meilleure précision.

Confort / Aisance⁽¹⁾

Une construction apportant aisance et confort tout au long de la journée.

Ces chaussettes apportent aisance et confort⁽¹⁾ tout au long de la journée, pour s'adapter aux fragilités et aux particularités morphologiques des pieds sensibles*.

Chaussette adaptée aux pieds des patients diabétiques et aux pieds déformés* (Hallux Valgus, Orteils en griffe...)



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

* Adapté au pied du patient diabétique = réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : construction zone pied en 3 zones / pointe longue couvrant les zones sensibles / absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / fil à faible coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon. Adapté aux pieds déformés / S'ajuste à chaque pied = rapport chaussette et pied sensible : étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(1) Confort : 98% de satisfaction - Essai au porter interne réalisé par Sigvaris - 22 femmes et 17 hommes - Novembre 2024.

(2) Facilité d'enfilage : 100% de satisfaction - Essai au porter interne réalisé par Sigvaris - 22 femmes et 17 hommes - Novembre 2024.

(3) Adaptation morphologique = système de taillage avec 5 tailles et 3 hauteurs / 3 plages de pointures. Couverture de taillage chaussette femme = 87% ; chaussette homme = 91%. Corrélation tour de cheville / tour de mollet données IFTH 2012.

(4) Pointe longue enveloppant les zones sensibles-8a-résultat compression et longueur de la pointe - étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(5) Extensible grâce aux matières utilisées et à la construction du produit - 6c-résultat allongement de la pointe - étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(6) Douceur : 8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par Sigvaris - 12 personnes - Juillet 2024.

(7) Etude coefficient de frottement sur chaussettes de compression en PTFE - Juin 2021.

COMPOSITION

56% Viscose Tencel®
21% Polyamide
12% Elasthanne
9% PTFE
2% Polypropylène

SPÉCIALISTE PIEDS SENSIBLES

CHAUSSETTES

NOUVEAU



Facilité d'enfilage optimale⁽²⁾

Satisfaction 100%

Intelligence morphologique :

Construction en 3 zones :



Évite les surpressions et apporte plus d'aisance⁽¹⁾ et d'extensibilité⁽⁵⁾



Fil de TENCEL® (Viscose)

Apporte de la douceur⁽⁶⁾

Fil de PTFE

Évite les frottements⁽⁷⁾ sur les zones cutanées fragiles

Pointe longue et extensible^(4, 5)

Englobe et protège les orteils.

Les chaussettes Spécialiste Pieds Sensibles s'adaptent aux particularités du patient avec des pieds déformés*

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48
XXL	29 - 32	43 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Court	33 - 37	34/39
Normal	37 - 41	36/40
Long	41 - 45	38/42

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610136651	3611610136668	3611610136675	3611610136682	3611610136699
	NORMAL	3611610136705	3611610136712	3611610136729	3611610136736	3611610136743
	LONG	3611610136750	3611610136767	3611610136774	3611610136781	3611610136798

MATERNITÉ

TRANSPARENT / OPAQUE



Conçu pour les femmes enceintes, le collant Maternité suit l'évolution du ventre tout au long de la grossesse^(1, 1bis). Le design de la ceinture apporte une touche de féminité et d'élégance.



94%⁽⁷⁾
des testeuses sont d'accord pour dire que c'est le collant de compression idéal pour les femmes enceintes⁽⁷⁾

CEINTURE ÉVOLUTIVE⁽¹⁾

La ceinture suit l'évolution de la morphologie du ventre tout au long de la grossesse^(1bis).

CONFORTABLE⁽³⁾

Ceinture confortable⁽⁴⁾. Matière douce⁽⁶⁾ et respectueuse de la peau⁽⁵⁾.

SOUTIEN VENTRAL ADAPTÉ⁽²⁾

TAILLAGE ADAPTÉ à la morphologie des femmes enceintes pour un confort optimal⁽³⁾.

COMPOSITION

MODÈLE TRANSPARENT

61% Polyamide
28% Elasthanne
10% Polyuréthane
1% Coton

MODÈLE OPAQUE

62% Polyamide
32% Elasthanne
6% Polyuréthane

(1) Ceinture évolutive : matière extensible utilisée dans la ceinture.

(1 bis) Suit l'évolution du ventre tout au long de la grossesse : Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

(2) Soutien ventral optimisé : 76,5% de satisfaction - Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

(3) Confort global : 87,5% de satisfaction - Essai Au Porter réalisé par Sigvaris auprès de 8 femmes enceintes - Avril 2020.

(4) Confort de la ceinture : 84% de satisfaction - Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

(5) Test sous contrôle dermatologique auprès de 33 personnes - Derscan - Aout 2018.

(6) Brevet n° FR 3084995 - Sigvaris AG - Délivré le 31 juillet 2020.

(7) 94% des testeuses sont d'accord pour dire que c'est le collant de compression idéal pour les femmes enceintes - Etude réalisée par Sigvaris auprès de 17 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

(8) Douceur ceinture : Note 8/10 - Analyse sensorielle réalisée par Sigvaris en interne - 15 panélistes - Octobre 2018.



Ceinture évolutive⁽¹⁾

La ceinture suit l'évolution de la morphologie du ventre tout au long de la grossesse^(1bis).

Soutien ventral adapté⁽²⁾

Confortable⁽³⁾

Ceinture confortable⁽⁴⁾.
Matière douce⁽⁶⁾ et respectueuse de la peau⁽⁵⁾.

Taillage adapté

à la morphologie des femmes enceintes pour un confort optimal⁽³⁾.

MESURES

Taille	Cheville B	Standard			
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Fesses
S	19 - 22	30 - 39	45 - 60	≤ 103	≤ 105
M	22 - 24	33 - 42	49 - 64	≤ 110	≤ 112
L	24 - 26	37 - 46	54 - 69	≤ 117	≤ 119
XL	26 - 29	40 - 49	56 - 71	≤ 124	≤ 126

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

COLLANT MATERNITÉ TRANSPARENT

		S	M	L	XL
Nude (Beige 120)	NORMAL	3611610062363	3611610062356	3611610062349	3611610062332
	LONG	3611610062325	3611610062318	3611610062301	3611610062295
Noir	NORMAL	3611610062288	3611610062431	3611610062424	3611610062417
	LONG	3611610062400	3611610062394	3611610062387	3611610062370

COLLANT MATERNITÉ OPAQUE

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610062202	3611610062219	3611610062226	3611610062233
	LONG	3611610062240	3611610062257	3611610062264	3611610062271

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus long

Retrouvez aussi
toute la gamme sur :
www.sigvaris.com

ou sur l'appli gratuite :
MySigvaris  



FEMME

CLASSE 3

CLASSE 3
FEMME

INDICATIONS

Bas de compression médicale
entre 20,1 et 36 mm Hg
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement antithrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

CLASSE 3

20 à 36 mmHg (27 à 48 hPa)

Essentiel

SEMI-TRANSPARENT P. 74

(DIAPHANE)


Spécialiste

EXPERT

P. 76

DIABTX3

P. 77



Résistant⁽¹⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard Mollet C	Morpho ⊖ Mollet C	Morpho ⊕ Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053064	3611610053071	3611610053088	3611610053095	3611610053101	3611610053118
	LONG	3611610053125	3611610053132	3611610053149	3611610053156	3611610053163	3611610053170
Noir	NORMAL	3611610052944	3611610052951	3611610052968	3611610052975	3611610052982	3611610052999
	LONG	3611610053002	3611610053019	3611610053026	3611610053033	3611610053040	3611610053057

CHAUSSETTES MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053385	3611610053392	3611610053408	3611610053415	-
	LONG	-	3611610053422	3611610053439	3611610053446	3611610053453	-
Noir	NORMAL	-	3611610053309	3611610053316	3611610053323	3611610053330	-
	LONG	-	3611610053347	3611610053354	3611610053361	3611610053378	-

CHAUSSETTES MORPHO **⊕**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053545	3611610053552	3611610053569	3611610053576	-
	LONG	-	3611610053583	3611610053590	3611610053606	3611610053613	-
Noir	NORMAL	-	3611610053460	3611610053477	3611610053484	3611610053491	-
	LONG	-	3611610053507	3611610053514	3611610053521	3611610053538	-

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053187	3611610053194	3611610053200	3611610053217	3611610053224	3611610053231
	LONG	3611610053248	3611610053255	3611610053262	3611610053279	3611610053286	3611610053293

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD	■	■	■
MORPHO ⊖	■	■	
MORPHO ⊕	■	■	
PIED OUVERT	■	■	

RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur

COMPOSITION

CHAUSSETTES
68% Polyamide
32% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
60% Polyamide
33% Elasthanne
7% Polyester
Silicone

COLLANT
68% Polyamide
31% Elasthanne
1% Polypropylène

(1) Test martindale : pointe 5/5, talon 5/5, semelle 4/5.

ESSENTIEL

SEMI-TRANSPARENT (DIAPHANE)

FEMME CLASSE
3

BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT



Bande auto-fixante
SENSINNOV®



Résistant⁽¹⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard			Morpho -		Morpho +	
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-	
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	26 - 34	35 - 45	34 - 42 58 - 68	
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	29 - 37	39 - 49	37 - 45 62 - 72	
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	33 - 41	44 - 54	41 - 49 67 - 77	
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	36 - 44	46 - 56	44 - 52 69 - 79	
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	-	-	

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053743	3611610053750	3611610053767	3611610053774	3611610053781	3611610053798
	LONG	3611610053804	3611610053811	3611610053828	3611610053835	3611610053842	3611610053859
Noir	NORMAL	3611610053620	3611610053637	3611610053644	3611610053651	3611610053668	3611610053675
	LONG	3611610053682	3611610053699	3611610053705	3611610053712	3611610053729	3611610053736

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053989	3611610053996	3611610054009	3611610054016	-
	LONG	-	3611610054023	3611610054030	3611610054047	3611610054054	-
Noir	NORMAL	-	3611610054061	3611610054078	3611610054085	3611610054092	-
	LONG	-	3611610054108	3611610054115	3611610054122	3611610054139	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610054146	3611610054153	3611610054160	3611610054177	-
	LONG	-	3611610054184	3611610054191	3611610054207	3611610054214	-
Noir	NORMAL	-	3611610054221	3611610054238	3611610054245	3611610054252	-
	LONG	-	3611610054269	3611610054276	3611610054283	3611610054290	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053866	3611610053873	3611610053880	3611610053897	3611610053903	3611610053910
	LONG	3611610053927	3611610053934	3611610053941	3611610053958	3611610053965	3611610053972

COLLANT

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610054382	3611610054399	3611610054405	3611610054412	-
	LONG	-	3611610054429	3611610054436	3611610054443	3611610054450	-
Noir	NORMAL	-	3611610054306	3611610054313	3611610054320	3611610054337	-
	LONG	-	3611610054344	3611610054351	3611610054368	3611610054375	-

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante
sauf modèles
Morpho Moins et Plus



Raccourcir
la hauteur



Raccourcir la
hauteur du slip



Bande auto-fixante
SENSINNOV®



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
XS	17 – 19	29 – 35	42 – 59
S	19 – 22	32 – 38	45 – 62
M	22 – 24	35 – 41	48 – 65
L	24 – 26	38 – 44	51 – 68
XL	26 – 29	41 – 47	54 – 71
XXL	29 – 32	44 – 50	57 – 74

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	34/40
Long	≥ 40	≥ 75	36/42

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	NORMAL	3611610072256	3611610072263	3611610072270	3611610072287	3611610072294	3611610072300
	LONG	3611610072317	3611610072324	3611610072331	3611610072348	3611610072355	3611610072362
Noir	NORMAL	3611610072133	3611610072140	3611610072157	3611610072164	3611610072171	3611610072188
	LONG	3611610072195	3611610072201	3611610072218	3611610072225	3611610072232	3611610072249

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	NORMAL	3611610072492	3611610072508	3611610072515	3611610072522	3611610072539	3611610072546
	LONG	3611610072553	3611610072560	3611610072577	3611610072584	3611610072591	3611610072607
Noir	NORMAL	3611610072379	3611610072386	3611610072393	3611610072409	3611610072416	3611610072423
	LONG	3611610072430	3611610072447	3611610072454	3611610072461	3611610072478	3611610072485

Conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.


Facile à enfiler⁽¹⁾

Grâce à la forme étudiée du produit et au cou-de-pied élargi.

Construction brevetée⁽²⁾

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD



COMPOSITION

CHAUSSETTES
58% Polyamide
42 % Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
56% Polyamide
44 % Elasthanne
Silicone

RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 20 et 21)



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur

(1) Facile à enfiler pour 79% de porteurs. Etude menée par E. LeFloch auprès de 29 patients porteurs de classe 3. UIP 2009.

(2) Brevet EP2405782 délivré le 12/06/2013.



Adapté au pied
du patient
diabétique⁽¹⁾

Facile à enfiler⁽⁶⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho ⊕
		Mollet C	Mollet C
S	19 – 22	30 – 38	38 – 46
M	22 – 24	33 – 41	41 – 49
L	24 – 26	37 – 45	45 – 53
XL	26 – 29	40 – 48	48 – 56
XXL	29 – 32	43 – 51	51 – 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointures
Court	33 – 37	34 – 39
Normal	37 – 41	36 – 40
Long	41 – 45	38 – 42

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610069195	3611610069201	3611610069218	3611610069225	3611610069232
	NORMAL	3611610069249	3611610069256	3611610069263	3611610069270	3611610069287
	LONG	3611610069294	3611610069300	3611610069317	3611610069324	3611610069331

CHAUSSETTES MORPHO +

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610069348	3611610069355	3611610069362	3611610069379	3611610069386
	NORMAL	3611610069393	3611610069409	3611610069416	3611610069423	3611610069430
	LONG	3611610069447	3611610069454	3611610069461	3611610069478	3611610069485

Cette chaussette est adaptée aux particularités
du pied du patient diabétique⁽¹⁾.
Le port quotidien permet de réduire les œdèmes.

Efficacité : Contribue à réduire l'œdème⁽²⁾⁽³⁾.

Respirabilité : Limite la macération⁽⁴⁾.

Conformabilité :

Adaptation morphologique⁽⁵⁾ :
Prise en compte des particularités des pieds
du patient diabétique⁽¹⁾.

MODÈLE EXISTANT	
STANDARD	<input type="checkbox"/>
MORPHO ⊕	<input checked="" type="checkbox"/>

COMPOSITION

51% Viscose Tencel®
26% Polyamide
15% Elasthane
8% PTFE

(1) Réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : Construction zone pied en 3 zones / Pointe longue couvrant les zones sensibles / Absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / Fil à faible de coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon.

(2) Wu SC, et al. Safety and efficacy of mild compression (18-25 mm Hg) therapy in patients with diabetes and lower extremity edema. J Diabetes Sci Technol 2012;6(3):641-7.

(3) Compression cheville entre 20 et 30mmHg (Rapport IFTH octobre 2019 num 19-0150).

(4) Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % Rapport d'essai INTERTEK France 04/2021.

(5) Système de taillage avec 5 tailles et 3 hauteurs / 3 pointures. Couverture de taillage chaussette Femme = 89% ; chaussette Homme = 98%. Corrélation tour de cheville / tour de mollet sur la base de l'analyse des données anthropométriques IFTH 2012.

(6) Test à l'enfilage interne comparatif réalisé avec d'autres chaussettes de classe 3 sur 18 personnes - 07/2020.

HOMME

CLASSE 2

Retrouvez aussi
toute la gamme sur :
www.sigvaris.com

ou sur l'appli gratuite :
MySigvaris  



CLASSE 2 15 à 20 mmHg (20 à 27 hPa)

Essentiel

MICROFIBRE P. 80
(URBAN)

COTON P. 82
(INSTINCT COTON)

Styles

MARINIÈRE P. 86

COLORS P. 88
(URBAN COLORS)

Active

COTON BIO 55%⁽¹⁾ P. 92

LOISIRS P. 94

**CONFORT
FRAÎCHEUR⁽²⁾** P. 96
(ORIGIN LIN)

RÉSISTANT P. 98

Spécialiste

PIEDS SENSIBLES P. 100

INDICATIONS

Bas de compression médicale
entre 15,1 et 20 mmHg
(entre 20,1 et 27 hPa, classe 2)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

[1] A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme*

[2] Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.111.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

ESSENTIEL

Homme



Les **“Essentiel”** sont les alliés de vos patients au quotidien. Ils leur apportent un grand confort⁽¹⁾⁽²⁾ en toutes saisons.

(1) Confort global Essentiel Microfibre : Au moins 86% de satisfaction Essai Au Porter réalisé sur le modèle bas auto-fixants via Avenir Focus 30 testeurs - Octobre 2017.
(2) Confort chaussette Essentiel Coton : 94% de satisfaction- Essai Au Porter sur le modèle chaussette via Avenir Focus - 30 hommes - Février 2016.

ESSENTIEL

MICROFIBRE

(URBAN)



Très douce⁽¹⁾, cette gamme de produits fins⁽²⁾ et faciles à enfiler⁽³⁾ vous apporte un grand confort⁽⁴⁾ au quotidien.

Grande facilité d'enfilage⁽³⁾

Grand confort⁽⁴⁾ au porter

Texture particulièrement douce⁽¹⁾ : "effet seconde peau" de la Supermicrofibre NILIT^{®(5)}. Couture sur le dessus des orteils pour éviter toute gêne en bout de pied.

Très résistante

Texture très résistante⁽⁶⁾ sur les zones cheville, semelle, talon et pointe.



ÉPAISSEUR

FIN
SEMI-ÉPAIS
ÉPAIS

CHAUSSURES



Mocassins

MODÈLES EXISTANTS		
STANDARD	■	■
MORPHO	■	■
MORPHO	■	
PIED OUVERT	■	■

COMPOSITION

CHAUSSETTES
84 % Polyamide
16 % Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
82 % Polyamide
18 % Elasthanne
Silicone

(1) Douceur : note 7,9/10 - analyse sensorielle tactile - 13 panélistes - Mai 2017.

(2) Mesures d'épaisseur : 0,825 mm épaisseur cheville.

(3) Facilité d'enfilage global : Au moins 88% de satisfaction - Essai Au Porter réalisé sur le modèle chaussettes via Avenir Focus 33 hommes - Avril 2018.

(4) Confort global : Au moins 86% de satisfaction - Essai Au Porter réalisé sur le modèle bas auto-fixants via Avenir Focus 30 testeurs - Octobre 2017.

(5) Allégation du fabricant NILIT au sujet de la fibre. 80% de Supermicrofibre dans les chaussettes et 64% dans les bas auto-fixants.

(6) Résistance : test d'usure martindale en interne : 5/5 sur les zones talon, pointe, semelle et cheville.

ESSENTIEL MICROFIBRE (URBAN)

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS

HOMME CLASSE
2

MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho		Morpho		Taille	Cheville B	Standard		Morpho		
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Mollet C	Mollet C	Mollet C			Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	
Chaussettes	XS	17 - 19	28 - 35	21 - 28	-	-	-	Bas auto-fixants	S	19 - 22	31 - 38	48 - 61	28 - 35	38 - 48
	S	19 - 22	31 - 38	24 - 31	38 - 45	-	-		M	22 - 24	34 - 41	52 - 65	31 - 38	42 - 52
	M	22 - 24	34 - 41	27 - 34	41 - 48	-	-		L	24 - 26	36 - 43	57 - 70	33 - 40	47 - 57
	L	24 - 26	36 - 43	29 - 36	43 - 50	-	-		XL	26 - 29	39 - 46	61 - 74	36 - 43	51 - 61
	XL	26 - 29	39 - 46	32 - 39	46 - 53	-	-		XXL	29 - 32	42 - 49	63 - 76	-	-
	XXL	29 - 32	42 - 49	-	49 - 56	-	-		-	-	-	-	-	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47

Grande facilité d'enfilage⁽³⁾

Texture fine⁽²⁾

Grand confort⁽⁴⁾



CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	3611610055389	3611610055396	3611610055402	3611610055419	3611610055426	3611610055433
	LONG	3611610055440	3611610055457	3611610055464	3611610055471	3611610055488	3611610055495
Gris Anthracite	NORMAL	3611610055501	3611610055518	3611610055525	3611610055532	3611610055549	3611610055556
	LONG	3611610055563	3611610055570	3611610055587	3611610055594	3611610055600	3611610055617
Marine	NORMAL	3611610055624	3611610055631	3611610055648	3611610055655	3611610055662	3611610055679
	LONG	3611610055686	3611610055693	3611610055709	3611610055716	3611610055723	3611610055730
Noir	NORMAL	3611610055266	3611610055273	3611610055280	3611610055297	3611610055303	3611610055310
	LONG	3611610055327	3611610055334	3611610055341	3611610055358	3611610055365	3611610055372

CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	3611610055846	3611610055853	3611610055860	3611610055877	3611610055884	-
	LONG	3611610055891	3611610055907	3611610055914	3611610055921	3611610055938	-
Noir	NORMAL	3611610055747	3611610055754	3611610055761	3611610055778	3611610055785	-
	LONG	3611610055792	3611610055808	3611610055815	3611610055822	3611610055839	-

CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056041	3611610056058	3611610056065	3611610056072	3611610056089
	LONG	-	3611610056096	3611610056102	3611610056119	3611610056126	3611610056133
Noir	NORMAL	-	3611610055945	3611610055952	3611610055969	3611610055976	3611610055983
	LONG	-	3611610055990	3611610056003	3611610056010	3611610056027	3611610056034

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610056140	3611610056157	3611610056164	3611610056171	3611610056188	3611610056195
	LONG	3611610056201	3611610056218	3611610056225	3611610056232	3611610056249	3611610056256

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056362	3611610056379	3611610056386	3611610056393	3611610056409
	LONG	-	3611610056416	3611610056423	3611610056430	3611610056447	3611610056454
Noir	NORMAL	-	3611610056263	3611610056270	3611610056287	3611610056294	3611610056300
	LONG	-	3611610056317	3611610056324	3611610056331	3611610056348	3611610056355

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056546	3611610056553	3611610056560	3611610056577	-
	LONG	-	3611610056584	3611610056591	3611610056607	3611610056614	-
Noir	NORMAL	-	3611610056461	3611610056478	3611610056485	3611610056492	-
	LONG	-	3611610056508	3611610056515	3611610056522	3611610056539	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610056621	3611610056638	3611610056645	3611610056652	3611610056669
	LONG	-	3611610056676	3611610056683	3611610056690	3611610056706	3611610056713

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 22 et 23)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus court



Pied fermé plus long



Raccourcir la hauteur



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante
sauf modèles Morpho Mains



Raccourcir la hauteur



Transformer en bande OXINNOV
coloris Noir uniquement

ESSENTIEL

COTON

(INSTINCT COTON)



Les produits Essentiel Coton⁽¹⁾ sont des produits doux⁽²⁾, au look sobre développés pour les hommes amateurs de Coton.

Look masculin
Adapté à tous les styles.

Facile à porter⁽³⁾
Texture douce⁽²⁾



ÉPAISSEUR

FIN
SEMI-ÉPAIS
ÉPAIS

CHAUSSURES



Mocassins

MODÈLES EXISTANTS

STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIED OUVERT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPOSITION

CHAUSSETTES
32% Polyamide
25% Coton
22% Modal
21% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
38% Polyamide
24% Elasthanne
20% Coton
18% Modal
Silicone

(1) Chaussettes : 25% de coton - Bas auto-fixants: 20% de coton.

(2) Douceur : note 6-7/10 - analyse sensorielle tactile - 11 panélistes - Juin 2021.

(3) Chaussette facile à porter grâce à son confort et son look sobre : Confort global : 94% de satisfaction - Essai Au Porter sur le modèle chaussette via Avenir Focus auprès de 30 hommes - Février 2016 - Look sobre : 97% de satisfaction - Essai Au Porter sur le modèle chaussette via Avenir Focus - 30 hommes - Février 2016. Bas auto-fixants facile à porter : Satisfaction globale validée par 70% des testeurs - Essai Au Porter interne réalisé sur le modèle bas auto-fixants par Sigvaris - 10 hommes - 2011 - Look sobre : 97% de satisfaction - Essai Au Porter sur le modèle chaussette via Avenir Focus - 30 hommes - Février 2016.

ESSENTIEL COTON (INSTINCT COTON)

HOMME CLASSE
2

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS



Matière
Coton⁽¹⁾

Facile à
porter⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Taille	Cheville B	Standard	
		Mollet C				Cuisse M	
Chaussettes	S	19 - 22	32 - 39	Bas auto-fixants	S	19 - 22	32 - 39 46 - 58
	M	22 - 24	35 - 42		M	22 - 24	35 - 42 50 - 62
	L	24 - 26	38 - 45		L	24 - 26	38 - 45 54 - 66
	XL	26 - 29	41 - 48		XL	26 - 29	41 - 48 58 - 70
	XXL	29 - 32	44 - 51		XXL	29 - 32	44 - 51 62 - 74



Bande auto-fixante
SENSINNOV®

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610056829	3611610056836	3611610056843	3611610056850	3611610056867
	LONG	3611610056874	3611610056881	3611610056898	3611610056904	3611610056911
Granite	NORMAL	3611610057024	3611610057031	3611610057048	3611610057055	3611610057062
	LONG	3611610057079	3611610057086	3611610057093	3611610057109	3611610057116
Noir	NORMAL	3611610056720	3611610056737	3611610056744	3611610056751	3611610056768
	LONG	3611610056775	3611610056782	3611610056799	3611610056805	3611610056812

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610057222	3611610057239	3611610057246	3611610057253	3611610057260
	LONG	3611610057277	3611610057284	3611610057291	3611610057307	3611610057314
Noir	NORMAL	3611610057123	3611610057130	3611610057147	3611610057154	3611610057161
	LONG	3611610057178	3611610057185	3611610057192	3611610057208	3611610057215

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610057420	3611610057437	3611610057444	3611610057451	3611610057468
	LONG	3611610057475	3611610057482	3611610057499	3611610057505	3611610057512
Noir	NORMAL	3611610057321	3611610057338	3611610057345	3611610057352	3611610057369
	LONG	3611610057376	3611610057383	3611610057390	3611610057406	3611610057413

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610057628	3611610057635	3611610057642	3611610057659	-
	LONG	3611610057673	3611610057680	3611610057697	3611610057703	-

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 22 et 23)



Pied ouvert
disponible
uniquement en série



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur



STYLES

Homme



Les **“Styles”** sont des produits au look tendance adaptés aux tenues de vos patients, pour qu'ils puissent exprimer leur personnalité !

STYLES MARINIÈRE



Ultra tendance⁽¹⁾,
ces chaussettes marinière
à la pointe du style vous
apportent un grand confort⁽²⁾.

Ultra tendance⁽¹⁾ :
Un look marinière unique
sur le marché français
de la compression.

**Grand confort
au porter⁽²⁾ :**
Pointe de pied sans
couture pour éviter toute
gêne en bout de pied.

Résistante⁽³⁾ :
Texture semi épaisse⁽⁴⁾,
adaptée aux baskets
de ville.



ÉPAISSEUR



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

COMPOSITION

38% Polyamide
30% Polypropylène
21% Coton
10% Elasthanne
1% Polyester

(1) Ultra tendance : Au moins 91% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes Marinière H et F réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 63 participants (34F / 29H) - Janvier 2022.

(2) Grand confort : 97% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes Marinière réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 29 Hommes - Janvier 2022.

(3) Résistant : Test de résistance réalisé par Sigvaris - note zone cheville = 4/5 (résistant) / note zone semelle = 4/5 (résistant) - Juin 2018.

(4) Test d'épaisseur réalisé par Sigvaris : cheville note 3/5 - Novembre 2018.



Ultra tendance⁽¹⁾

Liseré bleu, blanc, rouge
Produit emblématique
Fabriqué en France

Motif marinière

unique sur le marché français
de la compression

Pointe de pied

sans couture

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Marine / Blanc	NORMAL	3611610067580	3611610067597	3611610067603	3611610067610	3611610067627
	LONG	3611610067634	3611610067641	3611610067658	3611610067665	3611610067672
Marine / Noir	NORMAL	3611610076544	3611610076537	3611610076520	3611610076513	3611610076506
	LONG	3611610076490	3611610076483	3611610076476	3611610076469	3611610076452

STYLES

COLORS

(URBAN COLORS)



Ultra confortables⁽¹⁾ et tendance, ces chaussettes casual sont tout particulièrement adaptées à vos baskets de ville⁽²⁾.

Ultra confortable⁽¹⁾

Semelle ergonomique⁽³⁾ avec fines bouclettes, pour un effet moelleux⁽⁴⁾. Pointe de pied sans couture pour éviter toute gêne en bout de pied. Texture semi épaisse⁽⁵⁾, agréable à porter avec des baskets de ville⁽²⁾.

Bicolore

Pointe, talon et revers colorés.

Très résistante⁽⁶⁾

Chaussette très résistante sur les zones talon, pointe, semelle et tige.



ÉPAISSEUR

FIN

SEMI-ÉPAIS

ÉPAIS

CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

COMPOSITION

38% Polyamide
36% Coton
15% Polypropylène
11% Elasthane

(1) Ultra confortable/Confort : 98% de satisfaction - Essai Au Porter chaussettes ColorsH réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 47 participants - Novembre 2021.

(2) Agréable à porter avec des basket selon 100% des testeurs - Essai Au Porter chaussettes Colors H réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 47 participants - Novembre 2021.

(3) Semelle conçue avec un designer.

(4) La semelle apporte un effet moelleux pour 91% des testeurs - Essai Au Porter chaussettes Colors H réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 47 participants - Novembre 2021.

(5) Test d'épaisseur réalisé par Sigvaris : note 3/5 zone cheville - juin 2021.

(6) Test de résistance réalisé par Sigvaris - Note résistance 5/5 en talon, pointe, semelle - juillet 2017.



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir / Aubergine	NORMAL	3611610058120	3611610058137	3611610058144	3611610058151	3611610058168
	LONG	3611610058175	3611610058182	3611610058199	3611610058205	3611610058212
Bleu / Gris clair	NORMAL	3611610058229	3611610058236	3611610058243	3611610058250	3611610058267
	LONG	3611610058274	3611610058281	3611610058298	3611610058304	3611610058311



UN PETIT PAS POUR VOS JAMBES,
UN GRAND PAS POUR VOTRE VIE.



SIGVARIS
GROUP

Découvrez nos chaussettes de contention
Sigvaris spécifiquement conçues pour
prendre soin des jambes des hommes.



*Sigvaris N°1 en ventes: 33,3% des ventes des bas médicaux de compression en chiffre d'affaires, source: GERS CAM fin décembre 2024 France. Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 1 et/ou 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2025 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert, France. Sigvaris and SIGVARIS GROUP are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

ACTIVE

Homme



Les **“Active”** : ces produits techniques sont spécialement conçus pour être portés dans des moments de loisirs et accompagner vos patients dans toutes leurs activités.

ACTIVE COTON BIO



Confort optimal⁽¹⁾

Texture avec 55% de coton biologique, très agréable à porter⁽⁵⁾. Zone pied élargie et pointe de pied sans couture.

Active Coton Bio 55%* est une gamme extrêmement confortable⁽¹⁾, et tout particulièrement facile à enfiler⁽²⁾. Développée à partir de fibres de coton biologique*, elle convient aux peaux sensibles⁽³⁾.

Grande facilité d'enfilage⁽²⁾

Convient aux peaux sensibles⁽³⁾



La culture de fibres de coton biologique contribue à réduire l'impact sur l'environnement⁽⁴⁾.

ÉPAISSEUR



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD



COMPOSITION

14% Elasthanne
27% Polyamide
56% Coton biologique
3% Polypropylène

* A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble des références chaussettes homme et femme.

(1) Confort global = 96% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

(2) Facilité d'enfilage = 94% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

(3) Patch test sur 33 sujets ayant la peau sensible. Résultats : bonne tolérance cutanée - DERMSCAN - décembre 2022.

(4) Rapport 2021 Textile/Exchange https://textileexchange.org/app/uploads/2021/07/Textile-Exchange_Organic-Cotton-Market-Report_2021.pdf.

(5) Agréable à porter = 94% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022.

ACTIVE COTON BIO 55%*

CHAUSSETTES

HOMME CLASSE
2



Texture contenant
55% de coton biologique*

Zone pied élargie

Pointe de pied
sans couture

Confort optimal⁽¹⁾

Grande facilité d'enfilage⁽²⁾

Convient aux peaux
sensibles⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610121107	3611610121114	3611610121121	3611610121138	3611610121145
	LONG	3611610121152	3611610121169	3611610121176	3611610121183	3611610121190
Noir	NORMAL	3611610121206	3611610121213	3611610121220	3611610121237	3611610121244
	LONG	3611610121251	3611610121268	3611610121275	3611610121282	3611610121299
Bleu Jeans	NORMAL	3611610129868	3611610129875	3611610129882	3611610129899	3611610129905
	LONG	3611610129912	3611610129929	3611610129936	3611610129943	3611610129950

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 22 et 23)



Pied ouvert
disponible
uniquement pour
Noir et Beige



Raccourcir
la hauteur

ACTIVE LOISIRS



Cette chaussette contenant de la viscose de bambou⁽¹⁾ vous apporte un maximum de confort⁽³⁾ pour être à l'aise lors de vos activités de loisirs.


Viscose de bambou⁽¹⁾

Très Doux⁽⁴⁾

Une sélection rigoureuse des fibres offrant une agréable douceur au porter.

Respirant⁽²⁾

Avec des zones spécifiquement développées pour maintenir les pieds au sec.

Confort⁽³⁾ et amorti⁽⁵⁾

Technique de tricotage qui apporte plus de moelleux pendant la marche.



ÉPAISSEUR



CHAUSSURES



Baskets



Chaussures de randonnée



Bottes de jardin

MODÈLE EXISTANT

STANDARD



COMPOSITION

54% Polyamide
32% Viscose de Bambou
11% Elasthane
3% Autre fibre

(1) 32% Viscose de Bambou.

(2) Respirant : indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d'essai INTERTEK France - Janvier 2020.

(3) Ultra confort pointe de pied : 97% de satisfaction - Essai Au Porter Active Loisirs réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes - Septembre 2020.

(4) Douceur : 7/10 - Analyse sensorielle Active Loisirs réalisée par Sigvaris - Janvier 2020

(5) Zones de protection et de renfort : Présence d'une zone de protection en bouclette au dessus du talon et sur la semelle.

(6) Moelleux semelle : Note 7-8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 11 experts - Janvier 2020.



Semelle moelleuse en bouclette⁽⁶⁾

Confort⁽³⁾ & amorti⁽⁵⁾ pendant la marche

Pointe sans couture

Confort⁽³⁾, pas de gêne en bout du pied



Dessus de pied aéré

Respirant⁽²⁾

Zones en bouclette renforcées par l'utilisation d'un Polyamide

Protection & renfort

Viscose de Bambou⁽¹⁾

Grande douceur⁽⁴⁾

Pointe de pied sans couture

Semelle bouclette

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Gris Anthracite	NORMAL	3611610070900	3611610070917	3611610070924	3611610070931	3611610070948
	LONG	3611610070955	3611610070962	3611610070979	3611610070986	3611610070993
Noir	NORMAL	3611610070801	3611610070818	3611610070825	3611610070832	3611610070849
	LONG	3611610070856	3611610070863	3611610070870	3611610070887	3611610070894

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 22 et 23)



Raccourcir la hauteur

ACTIVE

CONFORT FRAÎCHEUR* (ORIGIN LIN)



Ces chaussettes respirantes⁽¹⁾ contenant du lin⁽²⁾ apportent un effet rafraîchissant* en cas de températures élevées.

Fraîcheur*

Respirant⁽¹⁾

Contient du lin⁽²⁾

Testé sous contrôle dermatologique⁽³⁾



ÉPAISSEUR

FIN

SEMI-ÉPAIS

ÉPAIS

CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

COMPOSITION

46% Modal
28% Polyamide
14% Elasthanne
12% Lin

* Fraîcheur / Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023.

(1) Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d'essai INTERTEK France - 01/2020.

(2) Contient 12% de lin.

(3) Patch test EVIC, sous contrôle dermatologique - 112 personnes - Février 2014.

ACTIVE

CONFORT FRAÎCHEUR (ORIGIN LIN)

HOMME CLASSE
2

CHAUSSETTES



Contient du lin⁽²⁾

Printemps/été

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 39
M	22 - 24	35 - 42
L	24 - 26	38 - 45
XL	26 - 29	41 - 48
XXL	29 - 32	44 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Écru	NORMAL	3611610058502	3611610058519	3611610058526	3611610058533	3611610058540
	LONG	3611610058557	3611610058564	3611610058571	3611610058588	3611610058595
Noir	NORMAL	3611610058601	3611610058618	3611610058625	3611610058632	3611610058649
	LONG	3611610058656	3611610058663	3611610058670	3611610058687	3611610058694

RETOUCHES POSSIBLES
(détails pages 22 et 23)



Transformation
pied ouvert



Raccourcir
la hauteur

* Brevet FR3020568 - Sigvaris AG - Délivré le 28 mai 2021.

ACTIVE RÉSISTANT

Grande résistance⁽³⁾

Zones talons et pointes renforcées avec l'utilisation du fil Kermel^{®(5)}.

Ces chaussettes très résistantes⁽³⁾ ont été spécialement conçues pour protéger vos pieds dans les chaussures de sécurité⁽²⁾.

Très confortable⁽¹⁾

Pointe de pied sans couture.
Semelle bouclette apportant un effet moelleux.

Protection du pied⁽²⁾

Idéale pour porter avec des chaussures de sécurité selon 94% des testeurs⁽⁴⁾.



ÉPAISSEUR

FIN

SEMI-ÉPAIS

ÉPAIS

CHAUSSURES



Chaussures de sécurité



Chaussures de ski

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

COMPOSITION

75% Polyamide
14% Aramide Kermel[®]
11% Elasthanne

(1) Confort global : 96% de satisfaction. Essai Au Porter interne réalisé par Sigvaris - 50 testeurs - Avril 2024.

(2) Chaussette conçue spécifiquement pour les chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité.

(3) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d'usure Martindale, réalisé par Sigvaris - Octobre 2018.

(4) Idéale avec des chaussures de sécurité : 94 % de satisfaction - Essai Au Porter Chaussette Active Résistant réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 18 personnes portant des chaussures de sécurité - Décembre 2018.

(5) Kermel-HTA[®], la référence en terme de tissu extérieur pour vêtements d'intervention, qui combine protection, résistance et confort.

(6) Résistance : 100 % de satisfaction - Essai Au Porter Chaussette Active Résistant réalisé par Sigvaris via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 18 personnes portant des chaussures de sécurité - 4 mois de port - Décembre 2018.

100%

de satisfaction

sur la résistance⁽⁶⁾



Chaussure de sécurité⁽²⁾

Grande résistance⁽³⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Noir / Rouge	NORMAL	3611610063421	3611610063414	3611610063407	3611610063391
	LONG	3611610063384	3611610063377	3611610063360	3611610063353

SPÉCIALISTE

PIEDS SENSIBLES



Confort / Aisance⁽¹⁾

Une construction apportant aisance et confort tout au long de la journée.

Adaptation morphologique⁽³⁾


Taillage avec 3 hauteurs pour une meilleure précision.

Facilité d'enfilage⁽²⁾

Une facilité d'enfilage optimale.

Ces chaussettes apportent aisance et confort⁽¹⁾ tout au long de la journée, pour s'adapter aux fragilités et aux particularités morphologiques des pieds sensibles*.

Chaussette adaptée aux pieds des patients diabétiques et aux pieds déformés* (Hallux Valgus, Orteils en griffe...)



CHAUSSURES



Baskets

MODÈLE EXISTANT



STANDARD

COMPOSITION

58% Viscose Tencel®
20% Polyamide
12% Elasthanne
8% PTFE
2% Polypropylène

* Adapté au pied du patient diabétique = réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : construction zonepied en 3 zones / pointe longue couvrant les zones sensibles / absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / fil à faible coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon. Adapté aux pieds déformés / S'ajuste à chaque pied = rapport chaussette et pied sensible : étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(1) Confort : 98% de satisfaction - Essai au porter interne réalisé par Sigvaris - 22 femmes et 17 hommes - Novembre 2024.

(2) Facilité d'enfilage : 100% de satisfaction - Essai au porter interne réalisé par Sigvaris - 22 femmes et 17 hommes - Novembre 2024.

(3) Adaptation morphologique = système de taillage avec 5 tailles et 3 hauteurs / 3 plages de pointures. Couverture de taillage chaussette femme = 87% ; chaussette homme = 91%. Corrélation tour de cheville / tour de mollet données IFTH 2012.

(4) Pointe longue enveloppant les zones sensibles-8a-résultat compression et longueur de la pointe - étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(5) Extensible grâce aux matières utilisées et à la construction du produit - 6c-résultat allongement de la pointe - étude d'adaptabilité - Novembre 2024.

(6) Douceur : 8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par Sigvaris - 12 personnes - Juillet 2024.

(7) Etude coefficient de frottement sur chaussettes de compression en PTFE - Juin 2021.

SPÉCIALISTE PIEDS SENSIBLES

CHAUSSETTES

NOUVEAU



Facilité d'enfilage optimale⁽²⁾
Satisfaction 100%

Intelligence morphologique :
Construction en 3 zones :



Évite les surpressions et apporte plus d'aisance⁽¹⁾ et d'extensibilité⁽⁵⁾



Fil de TENCEL® (Viscose)
Apporte de la douceur⁽⁶⁾

Fil de PTFE
Évite les frottements⁽⁷⁾ sur les zones cutanées fragiles

Pointe longue et extensible^(4,5)
Englobe et protège les orteils.

Les chaussettes Spécialiste Pieds Sensibles s'adaptent aux particularités du patient avec des pieds déformés*

MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Court	37 - 41	38/42
Normal	41 - 45	40/44
Long	45 - 49	42/46

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610136507	3611610136514	3611610136521	3611610136538	3611610136545
	NORMAL	3611610136552	3611610136569	3611610136576	3611610136583	3611610136590
	LONG	3611610136606	3611610136613	3611610136620	3611610136637	3611610136644

HOMME

CLASSE 3

Retrouvez aussi
toute la gamme sur :
www.sigvaris.com

ou sur l'appli gratuite :
MySigvaris  



CLASSE 3 20 à 36 mmHg (27 à 48 hPa)

Essentiel

COTON P. 103
(INSTINCT COTON)

Spécialiste

EXPERT P. 104
DIABTX3 P. 105

INDICATIONS

Bas de compression médicale
entre 20,1 et 36 mmHg
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

ESSENTIEL COTON (INSTINCT COTON)

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS

HOMME CLASSE
3



MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Taille	Cheville B	Standard	
		Mollet C				Mollet C	Cuisse M
Chaussettes	S	19 - 22	32 - 39	Bas auto-fixants	S	19 - 22	32 - 39 46 - 58
	M	22 - 24	35 - 42		M	22 - 24	35 - 42 50 - 62
	L	24 - 26	38 - 45		L	24 - 26	38 - 45 54 - 66
	XL	26 - 29	41 - 48		XL	26 - 29	41 - 48 58 - 70
	XXL	29 - 32	44 - 51		XXL	29 - 32	44 - 51 62 - 74

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47



Bande auto-fixante
SENSINNOV®

ÉPAISSEUR

- FIN
- SEMI-ÉPAIS**
- ÉPAIS

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610057826	3611610057833	3611610057840	3611610057857	3611610057864
	LONG	3611610057871	3611610057888	3611610057895	3611610057901	3611610057918
Noir	NORMAL	3611610057727	3611610057734	3611610057741	3611610057758	3611610057765
	LONG	3611610057772	3611610057789	3611610057796	3611610057802	3611610057819

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Sable	NORMAL	3611610058021	3611610058038	3611610058045	3611610058052	3611610058069
	LONG	3611610058076	3611610058083	3611610058090	3611610058106	3611610058113
Noir	NORMAL	3611610057925	3611610057932	3611610057949	3611610057956	3611610057963
	LONG	3611610057970	3611610057987	3611610057994	3611610058007	3611610058014

Les produits Essentiel Coton⁽¹⁾ sont des produits doux⁽²⁾, au look sobre, développés pour les hommes amateurs de Coton.

Matière Coton⁽¹⁾

Look masculin : Adapté à tous les styles.

Texture douce⁽²⁾

MODÈLES EXISTANTS

	STANDARD	

COMPOSITION

CHAUSSETTES
31% Elasthanne
27% Polyamide
22% Coton
20% Modal

BAS AUTO-FIXANTS
36% Elasthanne
33% Polyamide
16% Coton
15% Modal
Silicone

RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 22 et 23)



Transformation
pied ouvert
sauf ajout tubulaire



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur

(1) Chaussettes : 25% de coton - Bas auto-fixants : 20% de coton.

(2) Douceur : note 6-7/10 - analyse sensorielle tactile - 11 panélistes - Juin 2021.



Bande auto-fixante
SENSINNOV®



MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
S	19 - 22	32 - 39	46 - 58
M	22 - 24	35 - 42	50 - 62
L	24 - 26	38 - 45	54 - 66
XL	26 - 29	41 - 48	58 - 70
XXL	29 - 32	44 - 51	62 - 74

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Chrome	NORMAL	3611610072713	3611610072720	3611610072737	3611610072744	3611610072751
	LONG	3611610072768	3611610072775	3611610072782	3611610072799	3611610072805
Noir	NORMAL	3611610072614	3611610072621	3611610072638	3611610072645	3611610072652
	LONG	3611610072669	3611610072676	3611610072683	3611610072690	3611610072706

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610073017	3611610073024	3611610073031	3611610073048	-
	LONG	3611610073055	3611610073062	3611610073079	3611610073086	-

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Chrome	NORMAL	3611610072911	3611610072928	3611610072935	3611610072942	3611610072959
	LONG	3611610072966	3611610072973	3611610072980	3611610072997	3611610073000
Noir	NORMAL	3611610072812	3611610072829	3611610072836	3611610072843	3611610072850
	LONG	3611610072867	3611610072874	3611610072881	3611610072898	3611610072904

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610073093	3611610073109	3611610073116	3611610073123	-
	LONG	3611610073130	3611610073147	3611610073154	3611610073161	-



Conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.

Facile à enfiler⁽¹⁾

Grâce à la forme étudiée du produit et au cou-de-pied élargi.

Construction brevetée⁽²⁾

MODÈLES EXISTANTS

		
STANDARD	■	■
PIED OUVERT	■	■

COMPOSITION

CHAUSSETTES
58% Polyamide
42 % Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
55% Polyamide
45 % Elasthanne
Silicone

RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 22 et 23)



Transformation
pied ouvert
Uniquement en XXL



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur

(1) Facile à enfiler pour 79% de porteurs. Etude menée par E. LeFloch auprès de 29 patients porteurs de classe 3. UIP 2009.

(2) Brevet EP2405782 délivré le 12/06/2013.

SPÉCIALISTE DIABTX3

HOMME CLASSE
3

CHAUSSETTES



Adapté au pied
du patient
diabétique⁽¹⁾

Facile à enfiler⁽⁶⁾

MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho +
		Mollet C	Mollet C
S	19 – 22	31 – 38	38 – 45
M	22 – 24	34 – 41	41 – 48
L	24 – 26	36 – 43	43 – 50
XL	26 – 29	39 – 46	46 – 53
XXL	29 – 32	42 – 49	49 – 56

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointures
Court	37 – 41	38 – 42
Normal	41 – 45	40 – 44
Long	45 – 49	42 – 47

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610069188	3611610069157	3611610069126	3611610069096	3611610069065
	NORMAL	3611610069034	3611610069003	3611610068976	3611610068945	3611610071655
	LONG	3611610071648	3611610071631	3611610071624	3611610071617	3611610071587

CHAUSSETTES MORPHO +

		S	M	L	XL	XXL
Noir	COURT	3611610069492	3611610069508	3611610069515	3611610069522	3611610069539
	NORMAL	3611610069546	3611610069553	3611610069560	3611610069577	3611610069584
	LONG	3611610069591	3611610069607	3611610069614	3611610069621	3611610069638

Cette chaussette est adaptée aux particularités
du pied du patient diabétique⁽¹⁾.

Le port quotidien permet de réduire les œdèmes.

Efficacité : Contribue à réduire l'œdème⁽²⁾⁽³⁾.

Respirabilité : Limite la macération⁽⁴⁾.

Conformabilité :

Adaptation morphologique⁽⁵⁾ :

Prise en compte des particularités des pieds du
patient diabétique⁽¹⁾.

**MODÈLES
EXISTANTS**



STANDARD



MORPHO **+**



COMPOSITION

CHAUSSETTES
51% Viscose Tencel®
26% Polyamide
15% Elasthane
8% PTFE

(1) Réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : Construction zone pied en 3 zones / Pointe longue couvrant les zones sensibles / Absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / Fil à faible coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon.

(2) Wu SC, et al. Safety and efficacy of mild compression (18-25 mm Hg) therapy in patients with diabetes and lower extremity edema. J Diabetes Sci Technol 2012;6(3):641-7.

(3) Compression cheville entre 20 et 30mmHg (Rapport IFTH octobre 2019 num 19-0150).

(4) Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (BS 7209) > 81 % Rapport d'essai INTERTEK France 04/2021.

(5) Système de taillage avec 5 tailles et 3 hauteurs / 3 pointures. Couverture de taillage chaussette Femme = 89%; chaussette Homme = 98%. Corrélation tour de cheville / tour de mollet sur la base de l'analyse des données anthropométriques IFTH 2012.

(6) Test à l'enfilage interne comparatif réalisé avec d'autres chaussettes de classe 3 sur 18 personnes - 07/2020.

DYNAVEN

CLASSES 2 & 3

Une gamme simple avec une dispensation par modèle.
Des produits de compression fonctionnels, fiables et abordables.



Tableau de tailleage P. 107

Femme

CHAUSSETTES

Transparent

Classe 2 P. 108

Semi-opaque

Classe 2 P. 109

Classe 3 P. 109

BAS AUTO-FIXANTS

Transparent

Classe 2 P. 110

Semi-opaque

Classe 2 P. 111

Classe 3 P. 111

COLLANT

Transparent

Classe 2 P. 110

Semi-opaque

Classe 2 P. 111

Homme

CHAUSSETTES

Classes 2 et 3 P. 112

BAS AUTO-FIXANTS


Classes 2 et 3 P. 112

Gamme non disponible au Luxembourg


TABLEAU DE TAILLAGE

FEMME


CHAUSSETTES



BAS AUTO-FIXANTS




COLLANT / COLLANT CONFORT




CHAUSSETTES

HOMME



BAS AUTO-FIXANTS



MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho
		Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	29 - 35	-
S	19 - 22	32 - 38	26 - 32
M	22 - 24	35 - 41	29 - 35
L	24 - 26	38 - 44	32 - 38
XL	26 - 29	41 - 47	35 - 41

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42



CLASSE 2

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059103	3611610059110	3611610059127	3611610059134	3611610059141
	LONG	3611610059158	3611610059165	3611610059172	3611610059189	3611610059196
Beige Bronzé	NORMAL	-	3611610059202	3611610059219	3611610059226	3611610059233
	LONG	-	3611610059240	3611610059257	3611610059264	3611610059271
Beige Foncé	NORMAL	-	3611610127185	3611610127192	3611610127208	3611610127215
	LONG	-	3611610127222	3611610127239	3611610127246	3611610127253
Noir	NORMAL	3611610059004	3611610059011	3611610059028	3611610059035	3611610059042
	LONG	3611610059059	3611610059066	3611610059073	3611610059080	3611610059097

CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	-	3611610059288	3611610059295	3611610059301	3611610059318
	LONG	-	3611610059325	3611610059332	3611610059349	3611610059356
Noir	NORMAL	-	3611610059363	3611610059370	3611610059387	3611610059394
	LONG	-	3611610059400	3611610059417	3611610059424	3611610059431

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059448	3611610059455	3611610059462	3611610059479	3611610059486
	LONG	3611610059493	3611610059509	3611610059516	3611610059523	3611610059530
Beige Foncé	NORMAL	-	3611610127260	3611610127277	3611610127284	3611610127291
	LONG	-	3611610127307	3611610127314	3611610127321	3611610127338

RETOUCHE POSSIBLE



Transformation
pied ouvert

COMPOSITION

CHAUSSETTES
77% Polyamide
22% Elasthane
1% Polyester

DYNAVEN SEMI-OPAQUE

FEMME CLASSES
23

CHAUSSETTES



MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho \ominus	Morpho \oplus
		Mollet C	Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	29 - 35	23 - 29	
S	19 - 22	32 - 38	24 - 32	38 - 46
M	22 - 24	35 - 41	27 - 35	41 - 49
L	24 - 26	38 - 44	30 - 38	44 - 52
XL	26 - 29	41 - 47	33 - 41	47 - 55
XXL	29 - 32	44 - 50	-	50 - 58

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	34/40
Long	≥ 40	36/42

CLASSE 2

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610060444	3611610060451	3611610060468	3611610060475	3611610060482	3611610060499
	LONG	3611610060505	3611610060512	3611610060529	3611610060536	3611610060543	3611610060550
Bleu Marine	NORMAL	-	3611610128502	3611610128519	3611610128526	3611610128533	-
	LONG	-	3611610128540	3611610128557	3611610128564	3611610128571	-
Noir	NORMAL	3611610060321	3611610060338	3611610060345	3611610060352	3611610060369	3611610060376
	LONG	3611610060383	3611610060390	3611610060406	3611610060413	3611610060420	3611610060437

CHAUSSETTES MORPHO \ominus

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610063575	3611610060642	3611610060659	3611610060666	3611610060673	-
	LONG	3611610063582	3611610060680	3611610060697	3611610060703	3611610060710	-

CHAUSSETTES MORPHO \oplus

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610128809	3611610128816	3611610128823	3611610128830	3611610128847
	LONG	-	3611610128854	3611610128861	3611610128878	3611610128885	3611610128892

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610060727	3611610060734	3611610060741	3611610060758	-
	LONG	-	3611610060765	3611610060772	3611610060789	3611610060796	-

CLASSE 3

CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610067283	3611610067290	3611610067306	3611610067313	3611610067320	-
	LONG	3611610067337	3611610067344	3611610067351	3611610067368	3611610067375	-
Noir	NORMAL	3611610067184	3611610067191	3611610067207	3611610067214	3611610067221	-
	LONG	3611610067238	3611610067245	3611610067252	3611610067269	3611610067276	-

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610068587	3611610068594	3611610068600	3611610068617	-
	LONG	-	3611610068624	3611610068631	3611610068648	3611610068655	-

RETOUCHE POSSIBLE



Transformation
pied ouvert

COMPOSITION

CLASSE 2
75% Polyamide
24% Elasthane
1% Polypropylène

CLASSE 3
73% Polyamide
26% Elasthane
1% Polypropylène

DYNAVEN TRANSPARENT

BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT / COLLANT CONFORT



MESURES

Taille	Cheville B	Standard				Morpho	
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Hanches confort	Mollet C	Cuisse M
XS*	17 - 19	29 - 35	44 - 58	-	-	-	-
S	19 - 22	32 - 38	47 - 61	≤ 105	100 - 130	26 - 32	40 - 47
M	22 - 24	35 - 41	50 - 64	≤ 115	107 - 140	29 - 35	43 - 50
L	24 - 26	38 - 44	53 - 68	≤ 125	114 - 150	32 - 38	46 - 53
XL	26 - 29	41 - 47	55 - 70	≤ 125	121 - 150	35 - 41	48 - 55

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

* Uniquement pour le modèle Bas auto-fixants.

CLASSE 2

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059646	3611610059653	3611610059660	3611610059677	3611610059684
	LONG	3611610059691	3611610059707	3611610059714	3611610059721	3611610059738
Beige Bronzé	NORMAL	-	3611610059745	3611610059752	3611610059769	3611610059776
	LONG	-	3611610059783	3611610059790	3611610059806	3611610059813
Beige Foncé	NORMAL	-	3611610127109	3611610127116	3611610127123	3611610127130
	LONG	-	3611610127147	3611610127154	3611610127161	3611610127178
Noir	NORMAL	3611610059547	3611610059554	3611610059561	3611610059578	3611610059585
	LONG	3611610059592	3611610059608	3611610059615	3611610059622	3611610059639

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	-	3611610059820	3611610059837	3611610059844	3611610059851
	LONG	-	3611610059868	3611610059875	3611610059882	3611610059899
Noir	NORMAL	-	3611610059905	3611610059912	3611610059929	3611610059936
	LONG	-	3611610059943	3611610059950	3611610059967	3611610059974

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059981	3611610059998	3611610060000	3611610060017	3611610060024
	LONG	3611610060031	3611610060048	3611610060055	3611610060062	3611610060079

COLLANT

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	-	3611610060086	3611610060093	3611610060109	3611610060116
	LONG	-	3611610060123	3611610060130	3611610060147	3611610060154
Beige Bronzé	NORMAL	-	3611610060161	3611610060178	3611610060185	3611610060192
	LONG	-	3611610060208	3611610060215	3611610060222	3611610060239
Beige Foncé	NORMAL	-	3611610127000	3611610127017	3611610127024	3611610127031
	LONG	-	3611610127048	3611610127055	3611610127062	3611610127079
Noir	NORMAL	-	3611610060246	3611610060253	3611610060260	3611610060277
	LONG	-	3611610060284	3611610060291	3611610060307	3611610060314

COLLANT CONFORT - CULOTTE ÉLARGIE (1)

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	-	3611610129608	3611610129615	3611610129622	3611610129639
	LONG	-	3611610129646	3611610129653	3611610129660	3611610129677
Noir	NORMAL	-	3611610129684	3611610129691	3611610129707	3611610129714
	LONG	-	3611610129721	3611610129738	3611610129745	3611610129752

RETOUCHE POSSIBLE



Transformation
pied ouvert

COMPOSITION

BAS AUTO-FIXANTS
70% Polyamide
30% Elasthanne
Silicone

COLLANT
72% Polyamide
27% Elasthanne
1% Coton

COLLANT CONFORT
68% Polyamide
32% Elasthanne

(1) Collant adapté aux femmes enceintes - Rapport mesure volume culotte réalisé par Sigvaris - Février 2025

DYNAVEN SEMI-OPAQUE

FEMME CLASSES
23

BAS AUTO-FIXANTS / COLLANT



MESURES

Taille	Cheville B	Standard			Morpho -		Morpho +	
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	29 - 35	44 - 58	-	23 - 29	34 - 44	-	-
S	19 - 22	32 - 38	47 - 61	≤ 105	24 - 32	37 - 47	38 - 46	61 - 69
M	22 - 24	35 - 41	50 - 64	≤ 115	27 - 35	40 - 50	41 - 49	64 - 72
L	24 - 26	38 - 44	53 - 68	≤ 125	30 - 38	43 - 53	44 - 52	68 - 76
XL	26 - 29	41 - 47	55 - 70	≤ 125	33 - 41	45 - 55	47 - 55	70 - 78
XXL	29 - 32	44 - 50	57 - 74	-	-	-	-	-

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	34/40
Long	≥ 75	36/42

CLASSE 2

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610060802	3611610060819	3611610060826	3611610060833	3611610060840	3611610060857
	LONG	3611610060864	3611610060871	3611610060888	3611610060895	3611610060901	3611610060918
Bleu Marine	NORMAL	-	3611610128588	3611610128595	3611610128601	3611610128618	-
	LONG	-	3611610128625	3611610128632	3611610128649	3611610128656	-
Noir	NORMAL	3611610060925	3611610060932	3611610060949	3611610060956	3611610060963	3611610060970
	LONG	3611610060987	3611610060994	3611610061007	3611610061014	3611610061021	3611610061038

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610063599	3611610061120	3611610061137	3611610061144	3611610061151	-
	LONG	3611610063605	3611610061168	3611610061175	3611610061182	3611610061199	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610061205	3611610061212	3611610061229	3611610061236	-
	LONG	-	3611610061243	3611610061250	3611610061267	3611610061274	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610061281	3611610061298	3611610061304	3611610061311	-
	LONG	-	3611610061328	3611610061335	3611610061342	3611610061359	-

COLLANT

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610061441	3611610061458	3611610061465	3611610061472	-
	LONG	-	3611610061489	3611610061496	3611610061502	3611610061519	-
Bleu Marine	NORMAL	-	3611610128663	3611610128670	3611610128687	3611610128694	-
	LONG	-	3611610128700	3611610128717	3611610128724	3611610128731	-
Noir	NORMAL	-	3611610061366	3611610061373	3611610061380	3611610061397	-
	LONG	-	3611610061403	3611610061410	3611610061427	3611610061434	-

CLASSE 3

BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610067481	3611610067498	3611610067504	3611610067511	3611610067528	-
	LONG	3611610067535	3611610067542	3611610067559	3611610067566	3611610067573	-
Noir	NORMAL	3611610067382	3611610067399	3611610067405	3611610067412	3611610067429	-
	LONG	3611610067436	3611610067443	3611610067450	3611610067467	3611610067474	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610068662	3611610068679	3611610068686	3611610068693	-
	LONG	-	3611610068709	3611610068716	3611610068723	3611610068730	-

RETOUCHES POSSIBLES



COMPOSITION

BAS AUTO-FIXANTS CLASSE 2	COLLANT CLASSE 2	BAS AUTO-FIXANTS CLASSE 3
69% Polyamide	76% Polyamide	69% Polyamide
26% Elasthanne	23% Elasthanne	28% Elasthanne
4% Polyester	1% Coton	2% Polyester
Silicone		Silicone

DYNAVEN FIN

CHAUSSETTES / BAS AUTO-FIXANTS

MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho		Morpho
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C
S	19 - 22	32 - 39	46 - 57	24 - 32	36 - 46	39 - 46
M	22 - 24	35 - 42	50 - 61	27 - 35	40 - 50	42 - 49
L	24 - 26	38 - 45	54 - 65	30 - 38	44 - 54	45 - 52
XL	26 - 29	41 - 48	58 - 69	33 - 41	48 - 58	48 - 55
XXL	29 - 32	44 - 51	-	-	-	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47



CLASSE 2

CHAUSSETTES

NOUVEAU



		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610133100	3611610133117	3611610133124	3611610133131	3611610133148
	LONG	3611610133155	3611610133162	3611610133179	3611610133186	3611610133193
Gris	NORMAL	3611610133506	3611610133513	3611610133520	3611610133537	3611610133544
	LONG	3611610133551	3611610133568	3611610133575	3611610133582	3611610133599
Bleu Marine	NORMAL	3611610133605	3611610133612	3611610133629	3611610133636	3611610133643
	LONG	3611610133650	3611610133667	3611610133674	3611610133681	3611610133698

CHAUSSETTES MORPHO

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610133704	3611610133711	3611610133728	3611610133735	-
	LONG	3611610133742	3611610133759	3611610133766	3611610133773	-



CHAUSSETTES MORPHO

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610133780	3611610133797	3611610133803	3611610133810	-
	LONG	3611610133827	3611610133834	3611610133841	3611610133858	-

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610133865	3611610133872	3611610133889	3611610133896	-
	LONG	3611610133902	3611610133919	3611610133926	3611610133933	-

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610133209	3611610133216	3611610133223	3611610133230	-
	LONG	3611610133247	3611610133254	3611610133261	3611610133278	-

BAS AUTO-FIXANTS MORPHO

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610134107	3611610134114	3611610134121	3611610134138	-
	LONG	3611610134145	3611610134152	3611610134169	3611610134176	-

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610134183	3611610134190	3611610134206	3611610134213	-
	LONG	3611610134220	3611610134237	3611610134244	3611610134251	-

* Les produits noirs de la gamme Dynaven Fin NEW bénéficient d'une teinture sans eau. La teinture des coloris gris et marine représentent 10% de la consommation d'eau de la gamme Dynaven Fin NEW. Soit une réduction de 90% de la consommation d'eau pour la gamme Dynaven Fin NEW.

CLASSE 3

CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610067009	3611610067016	3611610067023	3611610067030	3611610067047
	LONG	3611610067054	3611610067061	3611610067078	3611610067085	3611610067092

BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610067108	3611610067115	3611610067122	3611610067139	-
	LONG	3611610067146	3611610067153	3611610067160	3611610067177	-

RETOUCHES POSSIBLES



Transformation pied ouvert
Réduction bande auto-fixante

COMPOSITION

CHAUSSETTES CLASSE 2
82% Polyamide
18% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS CLASSE 2
78% Polyamide
22% Elasthanne
Silicone

CHAUSSETTES CLASSE 3
76% Polyamide
24% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS CLASSE 3
76% Polyamide
24% Elasthanne
Silicone





sigvaris

MEDICA

Bande anti-oedème
100% COTON

BANDE INELASTIQUE



BANDES - AT2 ACCESSOIRES

INDICATIONS

Bande anti-œdème MEDICA

- Œdème post-thrombotique.
- Œdème variqueux simple.
- Ulcère.
- Œdème non induré.
- Œdème post-traumatique.
- Œdème lymphatique.

Bande multi-étalonnée légère et forte DUPRAFLEX®

- Œdème veineux chronique.
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé.
- Ulcère ouvert.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde, en cas d'affection veineuse chronique associée (selon la gravité de l'affection veineuse).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après Thrombose Veineuse Profonde (TVP) proximale.
- Traitement du syndrome post-thrombotique après Thrombose Veineuse Profonde (TVP) (le traitement dépend des manifestations cliniques).
- Lymphoedème.

Bande multi-étalonnée forte DUPRAFLEX®

- Insuffisance Veineuse Chronique sévère.

CONTRE-INDICATIONS

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bandes délivrant une pression > 30 mmHg.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.
- Intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

Bande de compression à allongement court BIAFORM

INDICATIONS

Maladies veineuses chroniques :

- Prévention et traitement d'œdèmes veineux.
- Prévention et traitement d'altérations cutanées d'origine veineuse.
- Eczéma et pigmentation.
- Dermatoliposclérose et atrophie blanche.
- Thérapie de l'ulcère variqueux.
- Prévention de récurrence de l'ulcère variqueux.
- Varice.
- Phase initiale suite au traitement de varices.
- Insuffisance veineuse fonctionnelle (en cas d'obésité, de métiers en position assise ou debout).
- Malformations veineuses.

Maladies veineuses thrombo-emboliques :

- Thrombose veineuse superficielle.
- Thrombose veineuse profonde du bras et de la jambe.
- Syndrome post-thrombotique.
- Thromboprophylaxie chez les patients mobiles.

Œdèmes :

- Lymphoedèmes.
- Œdèmes survenant pendant la grossesse.
- Œdèmes post-traumatiques.
- Œdèmes post-opératoires.
- Œdèmes de reperfusion post opératoires.
- Œdèmes idiopathiques cycliques.
- Lipœdèmes à partir du stade II.
- États congestifs consécutifs à des immobilisations (syndrome congestif arthro-gène, parésies et parésies partielles des extrémités).
- Œdèmes d'origine médicamenteuse, en cas de conversion impossible.

Autres indications :

- Obésité associée à une insuffisance veineuse fonctionnelle.
- Dermatoses inflammatoires des jambes.
- États congestifs survenant pendant la grossesse.
- Lésions de l'appareil locomoteur.

CONTRE-INDICATIONS

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avancée (en cas de présence de l'un des paramètres suivants : IPS < 0,5, pression artérielle mesurée à la cheville < 60 mmHg, pression mesurée à l'orteil < 30 mmHg ou TcPO₂ < 20 mmHg mesurée sur le dos du pied).
- Insuffisance cardiaque décompensée (NYHA III + IV).
- Phlébite septique.
- Phlébite bleue.

CONTRE-INDICATIONS RELATIVES

- Dermatoses humides marquées.
- Intolérance au matériau de compression.
- Graves troubles de la sensibilité des extrémités.
- Neuropathie périphérique avancée (par ex. en cas de diabète sucré).
- Polyarthrite chronique primaire.

Bandes

Dupraflex® **P. 116**

Biaform **P. 117**

Medica Coton **P. 117**

Spécialiste

AT2 **P. 118**

Doff N'Donner **P. 119**

Sigvaris Fix **P. 120**

INDICATIONS

ANTI-THROMBOSE

Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

BANDES DE COMPRESSION

ALLONGEMENT LONG, COURT, ANTI-CÈDÈME

Dupraflex® multi-étalonnée BANDES DE COMPRESSION À ALLONGEMENT LONG

FABRICATION
100% FRANÇAISE

2

ATTACHES CROCHETS
INCLUSES PAR BOÎTE

Ces bandes peuvent être utilisées dans le traitement :

- Des **maladies veineuses** pour favoriser le retour du sang vers le cœur.
- Des **maladies lymphatiques** pour réduire l'œdème.

Pose facilitée

L'étalonnage permet de guider la mise en place pour obtenir la compression souhaitée de manière homogène.

2 modèles

Légère : Forces 1 et 2

Forte : Forces 3 et 4



LARGEUR :

Membre supérieur → **8 cm**

Membre inférieur → **10 cm**

LONGUEUR :

Demi-jambe / Avant-bras → **3 m**

Demi-jambe + Genou → **3,5 m**

Jambe complète / Bras complet → **4 m, 5 m**

COMPOSITION :

Bande légère :
95 % Polyamide,
4,5 % Elasthanne,
0,5 % Coton

Bande forte :
83,5 % Polyamide,
16 % Elasthanne,
0,5 % Coton

COLORIS :

Beige

Longueur	DUPRAFLEX Multi-étalonnée Légère (Forces 1 et 2)		DUPRAFLEX Multi-étalonnée Forte (Forces 3 et 4)	
	8 cm	10 cm	8 cm	10 cm
3 m	3611610074182	3611610074267	3611610074229	3611610074304
3,5 m	3611610074199	3611610074274	3611610074236	3611610074311
4 m	3611610074205	3611610074281	3611610074243	3611610074328
5 m	-	3611610074298	-	3611610074335

BANDES DE COMPRESSION

ALLONGEMENT LONG, COURT, ANTI-ŒDÈME

Biaform

BANDE DE COMPRESSION À ALLONGEMENT COURT

Permet de réduire les œdèmes.

Peut également être utilisée en tant que bandage de contention et de soulagement pour stabiliser les muscles, tendons, ligaments et articulations.

Pression de travail : forte

Pression au repos (chez patients mobiles) : faible

Peut être utilisée pour la thérapie de :

- Maladies veineuses chroniques ou thrombo-emboliques.
- Œdèmes (dont lymphœdèmes, œdèmes post-traumatiques ou post-opératoires).



Taille

5 m x 8 cm	4004221017867
5 m x 10 cm	4004221017874
5 m x 12 cm	4004221017881

COMPOSITION :

100 % Coton

COLORIS :

Beige

Medica Coton

BANDE ANTI-ŒDÈME

FABRICATION
100% FRANÇAISE

Cette bande peut être utilisée dans le traitement d' :

- Œdèmes (dont lymphœdèmes, œdèmes post-traumatiques ou post-thrombotiques).
- Ulcères.

Taille

4 m x 10 cm	3611610074175
--------------------	---------------

sigvaris



COMPOSITION :

100% Coton

COLORIS :

Blanc

Gamme de prévention de la thrombose veineuse en contexte médical ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique.

Répond aux recommandations HAS :

- Compression dégressive de classe 2.
- **5 tailles et 3 hauteurs.**

Confort au porter

- Bande auto-fixante SENSINNOV®.
- Construction spécifique favorisant le confort en position allongée.

Douceur

Texture douce⁽¹⁾ pour un contact agréable avec la peau.

Bistouri électrique

Ces produits peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation d'un bistouri électrique, conformément au respect de la notice du fabricant de ce dernier⁽²⁾.



Bande auto-fixante
SENSINNOV®

**Prévention
de la thrombose
veineuse**

Texture douce⁽¹⁾



MESURES

	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
1	17 - 20	29 - 36	45 - 60
2	20 - 23	32 - 39	48 - 63
3	23 - 26	36 - 43	54 - 69
4	26 - 29	40 - 47	58 - 73
5	29 - 32	44 - 51	62 - 77

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G
COURT	34 - 39	64 - 72
NORMAL	39 - 44	72 - 80
LONG	44 - 49	80 - 88

COMPOSITION

CHAUSSETTES
67% Polyamide
33% Elasthanne

BAS AUTO-FIXANTS
71% Polyamide
29% Elasthanne
Silicone

CHAUSSETTES PIED OUVERT MIXTE

		Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Blanc	COURT	3611610073178	3611610073185	3611610073192	3611610073208	3611610073215
	NORMAL	3611610073222	3611610073239	3611610073246	3611610073253	3611610073260
	LONG	3611610073277	3611610073284	3611610073291	3611610073307	3611610073314

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT MIXTE

		Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Blanc	COURT	3611610073321	3611610073338	3611610073345	3611610073352	3611610073369
	NORMAL	3611610073376	3611610073383	3611610073390	3611610073406	3611610073413
	LONG	3611610073420	3611610073437	3611610073444	3611610073451	3611610073468

RETOUCHE POSSIBLE



Transformation
bas cuisse

(1) Note douceur : 7/10 - analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 13 experts - 03/2019.
(2) Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale).

NOUVEAU

SET DOFF N'DONNER

POUR L'ENFILAGE



L'offre DOFF N'DONNER est une gamme complète qui permet de faciliter l'enfilage⁽¹⁾ et le retrait⁽²⁾ des chaussettes et bas de compression.

Le SET DOFF N'DONNER est composé des dispositifs suivants :



Les avantages principaux du SET DOFF N'DONNER



Facilite l'enfilage⁽¹⁾ et le retrait⁽²⁾ des chaussettes et bas de compression.



Facile à utiliser⁽³⁾.



Gain de temps⁽⁴⁾ en réduisant l'effort physique⁽⁵⁾.

A Le DOFF N'DONNER CÔNE est facile⁽³⁾ et pratique⁽⁶⁾ à utiliser. Il permet d'enrouler et de dérouler une chaussette ou un bas de compression sur le DOFF N'DONNER ROLLY.

B Le DOFF N'DONNER ROLLY est un dispositif souple qui permet de faire glisser une chaussette ou un bas de compression facilement⁽¹⁾ et qui demande moins d'efforts physiques⁽⁵⁾. Il sert également d'aide au retrait⁽²⁾.

Le SET DOFF N'DONNER est adapté aux modèles suivants :
- Chaussettes de compression (pointe ouverte ou fermée)
- Bas de compression (pointe ouverte ou fermée)

Découvrez en vidéo comment utiliser le SET DOFF N'DONNER !



DOFF N'DONNER ROLLY	7613378302572
DOFF N'DONNER CÔNE	7613378302589
DOFF N'DONNER SET	7613378302565

COMPOSITION

DOFF N'DONNER ROLLY
Elastomère thermoplastique.
Remplissage : 95% eau,
5% polyacrylamide, bactéricide

DOFF N'DONNER CÔNE
Tige : Polyéthylène
Base : Caoutchouc

* Brevet n°EP2512300 - Sigvaris AG - Délivré le 29 novembre 2017.

(1) Le Doff N'Donner Rolly facilite l'enfilage des produits pour 100% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (2) Le Doff N'Donner Rolly facilite le retrait des produits pour 89% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (3) Le Doff N'Donner Rolly est facile à utiliser pour 89% des répondants et le Doff N'Donner Cône est facile à utiliser pour 94% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (4) Le Doff N'Donner Rolly permet un gain de temps pour enfiler et retirer les produits pour 83% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (5) Le Doff N'Donner Rolly demande moins d'effort physique pour l'enfilage des produits pour 100% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (6) Le Doff N'Donner Cône est pratique pour 100% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024.

SIGVARIS FIX

POUR LA FIXATION DES BAS

Lotion adhésive

Permet de bien faire tenir les produits de compression médicale
sur les bras et les jambes.

Adaptée à un usage quotidien.

Ne contient **ni colorant, ni parfum**.

Facile à appliquer grâce à la bille "roll-on".

Se rince facilement à l'eau et **ne tache pas**.

FLACON

4011368073908

COMPOSITION

Eau
PVP
Glycerin
IPA
Decylene Glycol
Caprylyl Glycol
Phenylpropanol
Ethylhexylglycerol





UNE SOLUTION PLUS SIMPLE POUR ENFILER SA CONTENTION

Rendez-vous sur notre site web :



Le **SET DOFF N'DONNER (Rolly et Cône)** facilite l'enfilage ⁽²⁾ et le retrait ⁽³⁾ des produits de compression en toute autonomie.

- **Gain de temps** ⁽⁴⁾
- **Réduction des efforts physiques** ⁽⁵⁾
- **Brevet international** ⁽⁶⁾



*Sigvaris N°1 en ventes : 33,4 % des ventes des bas médicaux de compression en valeur, source CERS CAM fin novembre 2024 France. (1) Le Doff N'Donner Rolly est facile à utiliser pour 89% des répondants et le Doff N'Donner Cône pour 94% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (2) Le Doff N'Donner Rolly facilite l'enfilage des produits pour 100% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (3) Le Doff N'Donner Rolly facilite le retrait des produits pour 89% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (4) Le Doff N'Donner Rolly permet un gain de temps pour enfiler et retirer les produits pour 83% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (5) Le Doff N'Donner Rolly demande moins d'effort physique pour l'enfilage des produits pour 100% des répondants - Essai à l'enfilage interne réalisé par Sigvaris - 18 personnes - Novembre 2024. (6) Brevet n°EP2512300 - Sigvaris AG - Délivré le 29 novembre 2017. Les dispositifs d'aide à l'enfilage DOFF N'DONNER ROLLY et DOFF N'DONNER CÔNE sont des accessoires de dispositifs médicaux de classe de risque I (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés à faciliter l'enfilage et le retrait des produits de compression. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des accessoires qui aident à l'enfilage et au retrait des chaussettes, bas, collants et manchons de compression médicale par pré positionnement du produit sur les accessoires. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. SIGVARIS, SIGVARIS GROUP, DOFF N' DONNER and ROLLY are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. Décembre 2024 © Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland.



SOLUTIONS ANTI-FATIGUE

Delilah

P. 124

Venoped

P. 125

DELILAH

CHAUSSETTES ET COLLANT TRANSPARENTS

70D



ACTION JAMBES LÉGÈRES⁽¹⁾

Grâce à leur compression dégressive, les produits DELILAH by Sigvaris assure le bien-être des jambes en préservant leur vitalité et en les tonifiant⁽¹⁾.

Compression dégressive

Pour activer la circulation sanguine et tonifier vos jambes⁽¹⁾.

Maille transparente et satinée

Pour s'adapter à toutes les occasions.

Pointes et talons renforcés

Pour plus de solidité.

Ne peut se substituer à un produit de compression médicale.

CHAUSSETTES DE MAINTIEN


Pointure	35-37	38-39	40-41	42-44
Taille	1	2	3	4

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Beige	3611610009627	3611610009634	3611610009641	3611610009658
Beige Rosé	3611610022732	3611610022749	3611610022756	3611610022763
Noir	3611610010234	3611610010227	3611610010210	3611610009610

COLLANT DE MAINTIEN

		Poids (kg)															
		40-42	43-45	46-48	49-51	52-54	55-57	58-60	61-63	64-66	67-69	70-72	73-75	76-78	79-81	82-90	
Hauteur	150																
	150-152																
	153-155			1													
	156-158								2/3								
	159-161											3/4					
	162-164																
	165-167										3						
	168-170				1/2									4			
	171-173															5	
	174-176									2/3							
	177-179																
	> 180											3/4			4/5		

MODÈLES EXISTANTS



	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Beige	3611610009757	3611610009764	3611610009771	3611610009788	3611610009795
Beige Rosé	3611610022770	3611610022787	3611610022794	3611610022800	3611610022817
Noir	3611610009702	3611610009719	3611610009726	3611610009733	3611610009740

COMPOSITION

CHAUSSETTE
82% polyamide
18% élasthanne

COLLANT
80% polyamide
18% élasthanne
2% coton*

(1) Compression cheville DELILAH by Sigvaris Transparent : Entre 10 et 20 mmHg avec la méthode Hatra - Étude Comparative de l'efficacité de chaussettes de compression classe 1 sur la symptomatologie de la MV chronique débutante (J-P Benigni- S. Sadoun - F.A; Allaert- F. Vin) - Phlébologie 2003 (2).

(2) Compression cheville DELILAH by Sigvaris opaque : Entre 10 et 13 mmHg avec la méthode Hatra - Étude Comparative de l'efficacité de chaussettes de compression classe 1 sur la symptomatologie de la MV chronique débutante (J-P Benigni- S. Sadoun - F.A; Allaert- F. Vin) - Phlébologie 2003 (2).

(3) Confort DELILAH by Sigvaris opaque : Au moins 94% de satisfaction - Test Au Porter interne - 18 femmes - Juin 2018.

(4) Tenue du produit DELILAH by Sigvaris opaque : 89% de satisfaction - Test Au Porter interne - 18 femmes - Juin 2018.

(5) Résistance DELILAH by Sigvaris opaque : Note 5/5 - Test d'usure réalisé en interne - Avril 2018.



VENOPED

SEMELLES VEINO-STIMULANTES

ACTION JAMBES LÉGÈRES ⁽¹⁾

Vous ressentez des sensations de jambes lourdes ? Les semelles Venoped aident à activer le retour veineux lorsque vous marchez (travail, voyages, loisirs) et participent à soulager vos jambes⁽¹⁾.



STIMULATION DU RETOUR VEINEUX ⁽¹⁾

Les zones de reliefs stimulent la pompe veineuse plantaire lors de la marche pour favoriser le retour veineux.

CONFORT⁽²⁾

Couche inférieure antibactérienne contenant des actifs de charbon pour limiter les gênes liées à la transpiration.

EFFICACITÉ⁽¹⁾

Une taille par pointure pour assurer le bon positionnement des zones de reliefs.

STIMULATION DU RETOUR VEINEUX⁽¹⁾

CONFORT⁽²⁾

EFFICACITÉ⁽¹⁾



COMPOSITION

92% polyuréthane
8% polyester

COLORIS



Beige



Pointures disponibles du 36 au 47

Pointure	Longueur totale en cm (tolérance ± 2 mm)	
36	22,8	3611610070245
37	23,7	3611610070252
38	24,2	3611610070269
39	24,9	3611610070276
40	25,5	3611610070283
41	26,3	3611610070290
42	27,1	3611610070306
43	27,6	3611610070313
44	28,1	3611610070320
45	29	3611610070337
46	29,7	3611610070344
47	30,4	3611610070351

(1) Seiter H et al. Evaluation d'une nouvelle semelle veineuse. Angiologie 2001 ; Vol. 53, n°3, pp. 117 à 120.

(2) Résultats d'essais au porter internes réalisés sur 26 personnes. 85% sont satisfaites ou très satisfaites du confort après 10 jours d'utilisation.

NOTRE OFFRE LYMPHOLOGIE

Sigvaris Lymphologie P. 127

Dispositifs ajustables P. 128

Manchon Advance P. 130

Prise de mesures P. 131

La prise de mesures et le système de taillage des dispositifs ajustables et combinables sont spécifiques.

Pour plus de détails,
scannez ce code



INDICATIONS (Manchon Advance) :

Manchon de compression
entre 15,1 et 20 mmHg
(entre 20,1 et 27 hPa, classe II) :

- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien).

Manchon de compression
entre 20,1 et 36 mmHg
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III) :

- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur (en association au traitement antithrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué ou seul si celui-ci est contre-indiqué).
- Prévention du syndrome post thrombotique du membre supérieur.

CONTRE-INDICATIONS :

Artériopathies périphériques, microangiopathie diabétique évoluée, insuffisance cardiaque sévère, infections aiguës, intolérance au produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. Le port de mitaine n'est pas recommandé en cas d'acrosyndrome de type Raynaud ou acrocyanose, de syndrome neurologique canalair non traités. En cas de douleur, d'inconfort, d'apparition ou d'aggravation d'une sensation de gonflement retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INDICATIONS (Dispositifs Ajustables) :

- Cédème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Ulcère
- Lymphoedème
- Lipoedème
- Pour les dispositifs ajustables : Compression de 20 à 50 mmHg, réglable selon 3 niveaux. Sauf Compreboot Standard Foot : compression jusqu'à 40mmHg

CONTRE-INDICATIONS :

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique,
- Intolérance aux fibres utilisées
- Insuffisance cardiaque sévère (NYPHA III et IV)
- Neuropathie diabétique sévère avec perte sensorielle ou microangiopathie avec risque de nécrose cutanée (pour une compression > 30 mmHg)
- Compression d'un pontage artériel existant
- Allergie aux composants

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9
- Neuropathie périphérique évoluée
- Dermatose suintante ou eczématisée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (Dispositifs ajustables) :

- Des précautions particulières doivent être prises en cas d'utilisation des dispositifs de compression prévus dans le traitement de patients présentant les indications suivantes :
- En cas d'artériopathie oblitérante des membres supérieurs légère confirmée par mesure bilatérale de la pression systolique légère confirmée par mesure bilatérale de la pression systolique
- Patients avec une insuffisance cardiaque compensée (NYHA I et II) et un oedème veineux ou lymphatique
- Diabète sucré
- Maladies cutanées avec exsudations ou ulcères mixtes artério-veineux
- Les vêtements compressifs destinés à réduire l'inflammation, la douleur ou l'oedème dans l'érysipèle ou la cellulite doivent être utilisés en association avec un traitement antibactérien
- Les irritations cutanées chez les patients sensibles peuvent être évitées en combinant le traitement par compression avec un soin de peau approprié
- Ne pas porter directement les produits sur une plaie ou une peau lésée.
- Les décisions thérapeutiques doivent être prises au cas par cas et sous considération d'une évaluation soignée du rapport bénéfice/risque.
- En cas de douleur ou d'inconfort retirer le dispositif et consulter votre professionnel de santé
- Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi

SIGVARIS LYMPHOLOGIE

C'est le résultat d'un savoir-faire
et d'une expérience internationale
de plus de 10 ans pour la prise
en charge du lymphœdème.

SIGVARIS GROUP France vous propose un ensemble de solutions **précises, réglables** et **simples d'utilisation**, conçues pour faciliter l'autonomie des patients et l'adhésion au traitement.

- Des solutions **techniques** développées avec nos patients et nos experts,
- Des solutions **ergonomiques** faciles à mettre en place, conçues pour l'auto-utilisation,
- Des solutions **fonctionnelles** qui contribuent à réduire l'œdème, **autorisent le mouvement et sont réajustables en cours de journée.**

Les solutions

DISPOSITIFS DE COMPRESSION AJUSTABLES : COMPREFLEX



Ces dispositifs ont été conçus afin de favoriser l'autonomie des patients et ainsi contribuer à une meilleure adhésion au traitement.

Les "scratches" permettent de réajuster tout au long de la journée le niveau de pression en tenant compte de la variation de volume de l'œdème.



Les dispositifs Sigvaris Lymphologie sont adaptables aux différentes morphologies pour que chaque patient bénéficie de solutions de traitement individualisées.



Encore méconnue en France, cette pathologie impacte le quotidien et la qualité de vie des patients.

Retrouvez les témoignages d'Éléonore, atteinte d'un lymphœdème post gynécologique, et de Julie, atteinte d'un lymphœdème post cancer du sein.

Toutes les deux nous livrent leurs témoignages authentiques sur leur quotidien avec la maladie.



Pour toute dispensation d'un produit de la gamme Sigvaris Lymphologie, prenez contact avec nos experts !

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

Téléphone :

 **N°Cristal 0 969 395 466**

APPEL NON SURTAXE

8h30 - 12h30 / 14h - 18h - Du lundi au vendredi

DISPOSITIFS AJUSTABLES

COMPREFLEX

Simple d'utilisation

Pression ajustable

Matière douce et souple



Compreflex Standard Calf & Foot

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Circonférences	D	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	C	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	BI	24-34	29-39	34-44	39-49	44-55
	B	19-26	21-30	26-36	31-41	36-46
Longueur	LI	REGULAR: 30-33,9 cm		TALL: 34-42 cm		

COMPOSITION CALF

37% Polyamide
27% Mousse de polyuréthane
26% Coton
6% Élasthanne
4% Polyester

COMPOSITION FOOT

67% Néoprène
30% Polyamide
3% Élasthanne

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Noir	REGULAR	0745129284695	0745129284718	0745129284732	0745129284756	0745129284770
Noir	TALL	0745129284701	0745129284725	0745129284749	0745129284763	0745129284787



Compreflex Standard Calf

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Circonférences	D	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	C	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64
	BI	24-34	29-39	34-44	39-49	44-55
	B	19-26	21-30	26-36	31-41	36-46
Longueur	LI	REGULAR: 30-33,9 cm		TALL: 34-42 cm		

COMPOSITION CALF

37% Polyamide
27% Mousse de polyuréthane
26% Coton
6% Élasthanne
4% Polyester

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Noir	REGULAR	0745129283155	0745129283179	0745129283193	0745129283216	0745129283230
Noir	TALL	0745129283162	0745129283186	0745129283209	0745129283223	0745129283247



Compreflex Standard Knee

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Circonférences	E	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm	58-73 cm
	D	29-39 cm	34-44 cm	39-49 cm	44-65 cm

COMPOSITION

50% Polyamide
42% Mousse de polyuréthane
8% Élasthanne

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Noir	0745129283674	0745129283681	0745129283698	0745129283704



Compreflex Standard Thigh

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE
Circonférences	G	48-58 cm	56-66 cm	64-74 cm
	F	43-53 cm	51-61 cm	58-68 cm
	E	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm
Longueur	L2	REGULAR: 20-24.9 cm		TALL: 25-30 cm

COMPOSITION

45% Coton
28% Polyamide
14% Mousse de polyuréthane
9% Néoprène
4% Élasthanne

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

	COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE
CUISSÉ DROITE	Noir	REGULAR	0745129283438	0745129283452	0745129283476
	Noir	TALL	0745129283445	0745129283469	0745129283483
CUISSÉ GAUCHE	Noir	REGULAR	0745129283353	0745129283377	0745129283391
	Noir	TALL	0745129283360	0745129283384	0745129283407

Compreboot Standard Foot

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL		MEDIUM / LARGE		X-LARGE / XX-LARGE	
		REGULAR	LONG	REGULAR	LONG	REGULAR	LONG
Circonférences	Y	28-36	28-36	≤ 39	≤ 39	≤ 44	≤ 44
	A	22-26	22-26	≤ 30	≤ 30	≤ 33	≤ 33
Longueur	IAi	14-18	19-23	18-20	23-25	20-22	25-27

COMPOSITION

67% Néoprène
30% Polyamide
3% Élasthanne

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

	COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM / LARGE	XLARGE / XXLARGE
	Noir	REGULAR	0745129284190	0745129284213	0745129284237
	Noir	LONG	0745129284206	0745129284220	0745129284244

Coolflex Standard Calf

Simple d'utilisation

Pression ajustable

Matière aérée

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	SMALL MAX	MEDIUM / LARGE	MED / LRG MAX
Circonférences	D	28-39	35-50	34-50	45-64
	C	28-39	35-50	34-50	45-64
	BI	23-33	27-38	29-43	35-49
	B	16-26	16-26	23-33	23-33
Longueur	LI	REGULAR: 30-35.9 cm		TALL: 36-42 cm	

COMPOSITION

45% Polyester
25% Polyamide
20% Coton
7% Élasthanne
1% Acier inoxydable

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

	COLORIS	TAILLE	SMALL	SMALL MAX	MEDIUM / LARGE	MED / LRG MAX	XLARGE / XXLARGE
JAMBE DROITE	Noir	REGULAR	0745129284091	0745129284114	0745129284138	0745129284152	
	Noir	TALL		0745129284121	0745129284145	0745129284169	
JAMBE GAUCHE	Noir	REGULAR	0745129283995	0745129284015	0745129284039	0745129284053	
	Noir	TALL		0745129284022	0745129284046	0745129284060	

Produit de série très précis

Texture douce⁽¹⁾

Bande Oxinnov* : enduction grille

Prise de mesures simplifiée



COMPOSITION



CLASSE 2
AVEC ET SANS MITAINE
49% Polyamide
32% Modal
19% Elasthanne



CLASSE 3
AVEC ET SANS MITAINE
50% Polyamide
28% Modal
22% Elasthanne

COLORIS
DISPONIBLE



Naturel

CLASSE 2		COLORIS	LONGUEUR	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
 SANS MITAINE	MANCHON ⊖	Naturel	Normal	3611610028956	3611610028963	3611610028970	3611610028987
		Naturel	Long	3611610028994	3611610029007	3611610029014	3611610029021
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610028796	3611610028802	3611610028819	3611610028826
		Naturel	Long	3611610028833	3611610028840	3611610028857	3611610028864
	MANCHON ⊕	Naturel	Normal	3611610029113	3611610029120	3611610029137	3611610029144
		Naturel	Long	3611610029151	3611610029168	3611610029175	3611610029182
 AVEC MITAINE	MANCHON ⊖	Naturel	Normal	3611610031475	3611610031482	3611610031499	3611610031505
		Naturel	Long	3611610031512	3611610031529	3611610031536	3611610031543
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610031314	3611610031321	3611610031338	3611610031345
		Naturel	Long	3611610031352	3611610031369	3611610031376	3611610031383
	MANCHON ⊕	Naturel	Normal	3611610031635	3611610031642	3611610031659	3611610031666
		Naturel	Long	3611610031673	3611610031680	3611610031697	3611610031703

CLASSE 3		COLORIS	LONGUEUR	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
 SANS MITAINE	MANCHON ⊖	Naturel	Normal	3611610029434	3611610029441	3611610029458	3611610029465
		Naturel	Long	3611610029472	3611610029489	3611610029496	3611610029502
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610029274	3611610029281	3611610029298	3611610029304
		Naturel	Long	3611610029311	3611610029328	3611610029335	3611610029342
	MANCHON ⊕	Naturel	Normal	3611610029595	3611610029601	3611610029618	3611610029625
		Naturel	Long	3611610029632	3611610029649	3611610029656	3611610029663
 AVEC MITAINE	MANCHON ⊖	Naturel	Normal	3611610031956	3611610031963	3611610031970	3611610031987
		Naturel	Long	3611610031994	3611610032007	3611610032014	3611610032021
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610031796	3611610031802	3611610031819	3611610031826
		Naturel	Long	3611610031833	3611610031840	3611610031857	3611610031864
	MANCHON ⊕	Naturel	Normal	3611610032113	3611610032120	3611610032137	3611610032144
		Naturel	Long	3611610032151	3611610032168	3611610032175	3611610032182

RETOUCHES POSSIBLES



Remplacement
bande auto-fixante par
revers sans silicone



Raccourcir
la longueur

(1) Douceur : 6,8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 13 experts - Mars 2018. * Bande en silicone grille.

PRISE DE MESURES

MANCHON AVANCE

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

Réussir sa prise de mesures en quelques étapes clés



MANCHON AVANCE AVEC MITAINE
ÉTAPES 1 À 5




MANCHON AVANCE SANS MITAINE
ÉTAPES 2 À 5

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

	a	c	f-	f	f+
S	17-21 cm	14-16 cm	25-29 cm	29-33 cm	33-37 cm
M	18-22 cm	16-18 cm	26-30 cm	30-34 cm	34-38 cm
L	19,23 cm	18-20 cm	27-31 cm	31-35 cm	35-39 cm
XL	20-24 cm	20-22 cm	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm

	NORMAL	LONG
LONGUEUR	< 43 cm	> 43 cm



Le patient doit être debout, dos contre le mur (veillez à ce qu'il se tienne bien droit), bras en position naturelle.

CIRCONFÉRENCES

1



Mesurer la circonférence de la paume de la main (a)

2



Mesurer la circonférence du poignet (c)

3



Mesurer la circonférence du biceps (f)

LONGUEUR

4



Installer le mètre ruban au niveau de l'aisselle et marquer au stylo la face extérieure du bras (G)

5



La longueur c-G doit être prise du poignet (c) à la face extérieure du bras (G)

Révélez votre potentiel avec WrapAbility*



Soyez vous-même. Vivez pleinement.

sigvaris

* La compression autonome. Le modèle porte Compreflex Standard Thigh (sur la cuisse), Compreflex Standard Knee (sur le genou), Compreflex Standard Calf (sur le mollet) et Compreboot standard foot (sur le pied). Les dispositifs de compression ajustables pour les membres inférieurs Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS INC. Ils sont destinés au traitement des maladies lymphatiques et veineuses. Pour le bon usage, il convient de porter les produits de jour comme de nuit sauf indication contraire du médecin. Ils doivent toutefois être retirés une fois par jour pour nettoyer la peau et soigner les plaies si nécessaire. Ne pas utiliser les produits sur une plaie ouverte. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui exercent une pression qui améliore le retour lymphatique ou veineux, réduisant ainsi l'œdème. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications.

ORTHOPÉDIE

Cou

Aide aux choix P. 139
COLLUACTIVE P. 140
Collier cervical C1

Épaule et coude

Aide aux choix P. 143
EPIBAND P. 144
Bracelet de coude
UMERUSUPPORT P. 144
Bandage d'immobilisation d'épaule
EPIACTIVE P. 145
Coudière

Poignet et pouce

Aide aux choix P. 147
MANUACTIVE P. 148
Attelle de poignet
MANUSUPPORT P. 148
Attelle de poignet
RHIZOSUPPORT P. 149
Attelle de pouce
MANUPLUSUPPORT P. 149
Attelle de poignet et pouce

Dos et abdomen

Aide aux choix P. 151
ABDOSUPPORT P. 152
Ceinture abdominale
LUMBOSUPPORT P. 152
Ceinture lombaire
LUMBOSUPPORT EVO P. 153
Ceinture lombaire
LUMBOINTENSE P. 153
Ceinture lombaire

Genou

Aide aux choix P. 155
GENUBAND P. 156
Bandeau rotulien
GENUACTIVE STAB P. 156
Genouillère ligamentaire
GENUACTIVE PAD P. 157
Genouillère rotulienne
GENUINTENSE 0° P. 158
Attelle de genou
GENUINTENSE 20° P. 158
Attelle de genou

Cheville

Aide aux choix P. 161
MALLEOACTIVE PAD P. 162
*Chevillère proprioceptive avec
inserts de protection malléolaire*
MALLEOACTIVE BAND P. 162
*Chevillère proprioceptive avec
strapping additionnel*
MALLEOSUPPORT P. 163
Chevillère ligamentaire
MALLEOINTENSE P. 163
Attelle de cheville

mobilis

by SIGVARIS GROUP

LA GAMME D'ORTHÈSES FACILE À DÉLIVRER

Simplifiez-vous le quotidien

grâce à une gamme courte composée de **21 produits** offrant **3 niveaux de maintien** différents.

Son objectif : prévenir et soigner les pathologies traumatiques ou chroniques de vos patients afin qu'ils restent actifs tout au long de leur journée.




FACILE
À CONSEILLER,
À DÉLIVRER,
À PORTER

UN NOM DE PRODUIT MOBILIS SE COMPOSE DE DEUX PARTIES :

1 La région anatomique où l'orthèse est utilisée

	GAMME
COU	→ Collu
ÉPAULE	→ Umeru
COUDE	→ Epi
MAIN	→ Manu
POUCE	→ Rhizo
DOS	→ Lumbo
ABDOMEN	→ Abbo
GENOU	→ Genu
CHEVILLE	→ Malleo

2 Le niveau de maintien




Exemple 1 + 2 = **MALLEOSUPPORT**



PROPRIOCEPTION

Perception du mouvement et de la position du corps




EFFETS DE LA COMPRESSION

Réduction des gonflements, de la pression dans l'articulation et de la douleur

•
Amélioration de la mobilité

PROPRIÉTÉS DES ORTHÈSES




EFFET DE MASSAGE GRÂCE AU REMBOURRAGE

Réduction ciblée des gonflements

•
Amélioration de la circulation sanguine

•
Soutien du processus de guérison



STABILISATION DE L'ARTICULATION

Avec des éléments de soutien fixes et/ou grâce à l'amélioration de l'activité musculaire

UN PARTENARIAT AVEC LE DR LINH VU NGOC



Je suis médecin du sport et chef du service médical du CREPS Île-de-France responsable de la coordination des soins et du suivi de sportifs de haut-niveau au sein de l'établissement Centre de Ressource, d'Expertise et de Performances Sportives. Nous avons environ 300 athlètes qui s'entraînent sur le site avec 13 pôles sportifs dont 4 pôles France.

Étant centre de santé, nous recevons également du public sportif extérieur pour des soins de traumatologie liés aux activités physiques et sportives.

Au titre de notre partenariat je contribue à la formation des équipes Sigvaris ainsi qu'à la construction des gammes de produits Mobilis. ”



Médecin en chef du pôle santé
au CREPS Île-de-France

FOCUS SUR 4 PRODUITS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

mobilis
by SIGVARIS GROUP



MALLEOINTENSE

Attelle de cheville

- Anatomique grâce à ses coques qui épousent la morphologie
- Hygiénique grâce aux inserts en gel faciles à nettoyer
- Sangles de serrage repositionnables et découpables
- Sangle talonnière ajustable

Avec MALLEOINTENSE, vous disposez d'un produit polyvalent adapté à toutes les morphologies !



MANUSUPPORT

Attelle de poignet

- Facile à positionner avec son ouverture complète
- Confortable grâce à ses 3 sangles permettant d'individualiser le serrage en fonction des zones
- Produit ambidextre

Avec MANUSUPPORT découvrez un des produits les plus confortables de notre gamme grâce à son rembourrage.



UMERUSUPPORT

Gilet d'immobilisation

- Léger grâce à sa matière aérée et fine
- Réglable au niveau des épaules avec coussinets de confort
- Pratique avec son écharpe de bras qui s'ouvre entièrement afin de faciliter le passage du bras ainsi que l'intervention de soin sur l'avant-bras
- Confortable avec son écharpe de bras assez longue pour accueillir l'avant-bras, du coude au poignet

Avec UMERUSUPPORT découvrez un produit très technique aux nombreux bénéfices pour prendre en charge vos patients !



LUMBOINTENSE

Ceinture lombaire


- Bon maintien lombaire grâce à son plastron arrière fixe
- Utilisation aisée (surtout pour les personnes âgées) avec son système de serrage lacets disposant de passe-pouces
- Design morphologique (arrondie des sangles) : moins de gêne en position assise

Avec LUMBOINTENSE, faites bénéficier à vos patients d'un système de serrage assez unique sur le marché avec une immobilisation non élastique associée à un plastron fixe.



PRISES DE MESURES

COU



Mesure de la circonférence du tour de cou ainsi que de la hauteur, tête droite et regard vers l'horizon, de la trachée au menton



Mesure du tour de poitrine avec le bras à immobiliser

ÉPAULE ET COUDE




Mesure de la circonférence de l'avant-bras à une distance de 3 cm du coude (largeur de deux doigts)




Mesure de la circonférence du coude, en flexion de 30°

POIGNET ET POUCE




Mesure de la circonférence du poignet

DOS ET ABDOMEN




Mesure du tour de taille au niveau du nombril



Mesure du tour de taille au niveau du nombril

GENOU



Mesure de la circonférence du genou, en flexion de 30°




Mesure de la circonférence de la cuisse à 15 cm au-dessus du genou

CHEVILLE



Mesure de la circonférence de la cheville au-dessus de la malléole



Mesure de la taille



COU

COLLUACTIVE



LE SAVIEZ-VOUS ?



10 à 20%
DE LA
POPULATION

adulte est touchée par
des douleurs au cou⁽¹⁻²⁾.

1/4
DES PERSONNES
AYANT UN
EMPLOI DE
BUREAU

se plaignent de douleurs
dans le cou⁽³⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT



**COLLU
ACTIVE**

INDICATIONS

Entorse cervicale bénigne



Crise aiguë de cervicarthrose



Torticolis



Sevrage progressif après le port d'un collier rigide



NIVEAU DE MAINTIEN



Niveau de maintien
intermédiaire

(1-2) American College of Rheumatology, Patients and Public, Patient Education – Neck Pain, American College of Rheumatology. [Consulté le 24 février 2009].www.rheumatology.org

(3) Léna, P. (2013). Le cou, première victime de la vie au bureau. Le figaro santé.

Indications

- Torticolis aigu, dans le cadre d'un traitement de correction ; altérations dégénératives du rachis cervical.
- Spondylarthrose, état post-traumatique.
- Entorse cervicale, syndromes douloureux du rachis lombaire.
- Hernie de disques cervicaux, torticolis, désaccoutumance d'une immobilisation stricte (minerve ou collet cervical), poussée douloureuse en cas d'arthrose cervicale.
- Écartement des espaces intervertébraux et restauration d'une lordose cervicale réduite dans le cadre d'un traitement de correction, la position de la tête en rapport avec l'axe de la colonne vertébrale.

Points forts




Contrôle des mouvements

Caractéristiques

- Collier cervical souple C1 de soutien de la colonne cervicale.
- Dispose d'une découpe anatomique pour épouser la forme du cou et des épaules.

Composition

48% Polyuréthane, 28% Polyamide, 24% Elasthanne



	Hauteur collier	Tour de cou	
Taille S	8 cm	< 38 cm	5906699001753
Taille S	10 cm	< 38 cm	5906699074757
Taille S	12 cm	< 38 cm	5906699074788
Taille M	8 cm	38 - 43 cm	5906699074726
Taille M	10 cm	38 - 43 cm	5906699001807
Taille M	12 cm	38 - 43 cm	5906699074795
Taille L	8 cm	44 - 48 cm	5906699074733
Taille L	10 cm	44 - 48 cm	5906699074764
Taille L	12 cm	44 - 48 cm	5906699001852
Taille XL	8 cm	49 - 53 cm	5906699074740
Taille XL	10 cm	49 - 53 cm	5906699074771
Taille XL	12 cm	49 - 53 cm	5906699074801

mobilis
by SIGVARIS GROUP



MOBILIS : GAMME COMPLÈTE D'ORTHÈSES

Traitement des pathologies traumatiques ou chroniques
Faciles à porter - Pour rester actif tout au long de la journée

**SIGVARIS
GROUP**

* Continuez à bouger - Les produits de la gamme orthopédie Mobilis by SIGVARIS GROUP sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS S.A. Ils sont destinés à traiter les inflammations, traumatismes, lésions et douleurs chroniques ou aiguës du corps humain. Pour le bon usage, il convient de ne pas utiliser les produits sur une peau lésée, ou de les porter sur des vêtements, selon les gammes. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à compenser une fonction absente ou déficitaire, assister une structure articulaire ou musculaire, stabiliser un segment corporel pendant une phase de réadaptation ou de repos. À l'exception des produits EpiBand, EpiActive et GenuBand, produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Juillet 2023. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. SIGVARIS, SIGVARIS GROUP and MOBILIS are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014 St.Gallen / Switzerland, in many countries worldwide.

www.sigvaris.com

ÉPAULE ET COUDE

EPIACTIVE
EPIBAND
UMERUSUPPORT





**10 à 20%
DE LA
POPULATION**

déclare souffrir de l'épaule un jour donné⁽¹⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT

INDICATIONS	 EPI ACTIVE	 EPI BAND	 UMERU SUPPORT
Arthrose	○		
Irritation chronique	○		
Tendinopathie, épitrochléite aiguë ou chronique (golf elbow), épicondylite (tennis elbow)	○	○	
Post-opératoire	○		○
Post-traumatique	○		
Entorses et luxations			○
Fracture de la clavicule			○
Application correctrice (parésie ou de paralysie du plexus brachial)			○
Soulagement de la douleur			○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort

(1) T.Marc, T.Gaudin, J.Teissier, & F.Bonnel, (s.d.). Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS. Le muscle Nouveaux concepts. Anatomie - Biomécanique - Chirurgie - Rééducation - 2018.

EPIBAND

BRACELET DE COUDE




Niveau de maintien
intermédiaire



Indications

Coude du joueur de tennis / coude du golfeur (épicondylite).

Points forts



Caractéristiques

- Bracelet de coude réglable pour ajuster le niveau de compression.
- L'insert silicone intégré est localisé sur les points d'insertion des tendons.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

89% Polyamide, 11% Elasthanne



Mesure de la circonférence de l'avant-bras à une distance de 3 cm du coude (largeur de deux doigts)

Taille	20 - 35 cm	5906699002460
--------	------------	---------------

Pas de remboursement

UMERUSUPPORT

BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE



Niveau de maintien
fort

Indications

Immobilisation post-opératoire, entorses et luxations de l'épaule ou du coude, fracture de la clavicule, application corrective pour soutenir et immobiliser partiellement le membre supérieur en cas de parésie ou de paralysie du plexus brachial, soulagement de la douleur, par exemple épaule douloureuse après un accident vasculaire cérébral.

Points forts



Contrôle des
mouvements

Caractéristiques


- Gilet d'immobilisation/stabilisation de l'épaule.
- L'écharpe de bras permet de mettre l'épaule au repos. Elle peut être ouverte entièrement pour faciliter le passage du bras. Sa longueur permet le repos du poignet.
- La sangle additionnelle permet d'ajuster le serrage pour une immobilisation coude au corps.
- Utilisation bilatérale.

Composition

31% Polyamide, 28% Polyuréthane, 26% Polypropylène, 10% Polyester, 5% Elastodiène



Découvrez la vidéo de mise en place



Mesure du tour de poitrine avec le bras à immobiliser


Tailles S/M	91 cm - 120 cm	5906699002446
Tailles L/XL	> 120 cm	5906699002453



Indications

Arthrite et arthrose, épanchement et gonflement articulaire, irritation chronique, tendinopathie, post-opératoire, post-traumatique, coude du joueur de tennis / coude du golfeur (épicondylite).

Points forts



Compression

Effet massant


Proprioception

Caractéristiques

- Coudière avec inserts épicondiliens intégrés.
- La sangle élastique amovible est réglable en intensité pour ajuster le maintien.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

56% Elastomère thermoplastique, 32% Polyamide, 7% Elastodiène, 3% Elasthane, 2% Polyester



Mesure de la circonférence du coude en flexion de 30°

Taille XS	20 - 23 cm	5906699072364
Taille S	23 - 26 cm	5906699072371
Taille M	26 - 29 cm	5906699072388
Taille L	29 - 32 cm	5906699072395
Taille XL	32 - 35 cm	5906699072401

Pas de remboursement



Tricot

Il est élastique et compressif afin de jouer le rôle de rappel proprioceptif

Entre-coude

Le tricot est moins compressif pour apporter plus de confort et faciliter la flexion du coude

Deux Inserts silicones anatomiques

Ils permettent de créer un effet compressif et massant pour soulager l'articulation

Sangle de maintien

La sangle est élastique, amovible et repositionnable pour individualiser le maintien



POIGNET ET POUCE

MANUACTIVE
MANUSUPPORT
RHIZOSUPPORT
MANUPLUSUPPORT

LE SAVIEZ-VOUS ?



1/4






DES FEMMES ENCEINTES

130 000

sont touchées par le syndrome du canal carpien⁽¹⁾.

C'est le nombre de **FRACTURES DU POIGNET** par an, souvent dues à une chute⁽²⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT

INDICATIONS	 MANU ACTIVE	 MANU SUPPORT	 RHIZO SUPPORT	 MANUPLUS SUPPORT
Arthrite et arthrose	○	○		○
Irritation chronique / tendinite	○	○		○
Syndrome du canal carpien	○	○		○
Instabilité	○	○		○
Post-opératoire	○	○		○
Post-traumatique	○	○		○
Rhizarthrose			○	○
Lésion du ligament latéral de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce			○	
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort

(1) Dr Guéniot, C. (2009, février). Le poignet victime de la crise. Site internet Doctissimo : http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0308/dossier/sa_5162_canaL_carpien_poignet.html.

(2) Allodocteurs. (2016, octobre). Chutes : attention à la fracture du poignet. Site internet : https://www.allodocteurs.fr/maladies/os-et-articulations/fractures/chutesattention-a-la-fracture-du-poignet_114.html.

MANUACTIVE


ATELLE DE POIGNET



Indications

Arthrite et arthrose, irritation chronique / tendinite (tendovaginite), syndrome du canal carpien, instabilité, post-opératoire, post-traumatique.

Points forts



Caractéristiques

- Attelle avec inserts en gel autour du cubitus.
- La baleine palmaire permet de maintenir le poignet.
- La sangle élastique réglable en intensité permet d'ajuster le niveau de maintien.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Modèle spécifique main droite ou gauche.

Composition

56% Polyamide, 25% Elastomère thermoplastique, 9% Elastodiène, 5% Polyester, 5% Elasthanne



		Main gauche	Main droite
Taille XS	13 - 15 cm	5906699072166	5906699072173
Taille S	15 - 17 cm	5906699072180	5906699072197
Taille M	17 - 19 cm	5906699072203	5906699072210
Taille L	19 - 21 cm	5906699072227	5906699072234
Taille XL	21 - 23 cm	5906699072241	5906699072258

MANUSUPPORT


ATELLE DE POIGNET



Indications

Arthrite et arthrose, irritation chronique / tendinite (ténosynovite), syndrome du canal carpien, instabilité, post-opératoire, post-traumatique.

Points forts



Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation du poignet grâce à la baleine palmaire et aux deux renforts interne et externe.
- Les trois sangles auto-agrippantes permettent d'ajuster le serrage.
- Utilisation bilatérale.

Composition

92% Polyamide, 5% Elasthanne, 3% Coton



Tailles S/M	13 - 17 cm	5906699072265
Tailles L/XL	17 - 23 cm	5906699072272

RHIZOSUPPORT


ATTELLE DE POUCE



Indications

Rhizarthrose, lésion du ligament latéral de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (pouce du skieur).

Points forts




Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation du pouce grâce aux deux renforts interne et externe.
- La sangle auto-agrippante permet d'ajuster le serrage.
- Modèle ambidextre.

Composition

92% Polyamide, 8% Elasthanne



Mesure de la circonférence du poignet

Tailles S/M	13 - 17 cm	5906699072289
Tailles L/XL	17 - 23 cm	5906699072296

MANUPLUSSUPPORT


ATTELLE DE POIGNET ET POUCE



Indications

Arthrite et arthrose, irritation chronique / tendinite, syndrome du canal carpien, instabilité, post-opératoire, post-traumatique, rhizarthrose.

Points forts




Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation du poignet et pouce grâce à la baleine palmaire et au renfort externe.
- Les deux sangles auto-agrippantes disposent d'un serrage par laçage.
- Modèle spécifique main droite et gauche.

Composition

50% Polyester, 46% Polyamide, 4% Polyuréthane



Mesure de la circonférence du poignet

		Main gauche	Main droite
Taille XS	13 - 15 cm	5906699002323	5906699002330
Taille S	15 - 17 cm	5906699002347	5906699002354
Taille M	17 - 19 cm	5906699002361	5906699002378
Taille L	19 - 21 cm	5906699002385	5906699002392
Taille XL	21 - 23 cm	5906699002408	5906699002415

DOS ET ABDOMEN

ABDOSUPPORT
LUMBOSUPPORT
LUMBOSUPPORT EVO
LUMBOINTENSE



Rückenbandage
Back support
Ceinture lombaire
Cintura lombare

LUMBOSUPPORT EVO



mobilis
by SIGVARIS GROUP



LE SAVIEZ-VOUS ?



1500

C'est le nombre de fois où notre dos est sollicité par jour⁽¹⁾.

93%
DES FRANÇAIS

déclarent avoir déjà eu des problèmes de dos⁽²⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT

INDICATIONS	 ABDO SUPPORT	 LUMBO SUPPORT	 LUMBO SUPPORT EVO	 LUMBO INTENSE
Tension musculaire		○	○	○
Post-partum	○			
Hernie	○			
Douleurs dans le bas du dos (syndrome lombaire)		○	○	○
Dégénérescence		○	○	○
Faiblesse musculaire	○	○	○	○
Post-opératoire	○	○	○	○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien très fort

(1) Gendrier, M (2004). Gestes et mouvements justes. Guide de l'ergonomie pour tous. EDP sciences; p.131-132.

(2) Etude BVA, "Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie", réalisée par Internet en juin 2017 auprès d'un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus et d'un échantillon national représentatif de 400 médecins généralistes.

ABDOSUPPORT


CEINTURE ABDOMINALE



Indications

Post-opératoire, post-partum, hernie, faiblesse musculaire.

Points forts




Caractéristiques

- Ceinture de maintien abdominale grâce aux quatre baleines (deux postérieures, deux abdominales et deux ressorts en spirale à l'arrière).
- La ceinture bande élastique auto-agrippante permet d'obtenir une compression significative.
- Textile indémaillable, découpable sans risque d'effillement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.

Composition

64% Polyamide, 24% Polyester, 12% Polypropylène



Mesure du tour de taille au niveau du nombril

Hauteur ceinture

		18 cm	25 cm	32 cm
Taille XS	71 - 80 cm	5906699001579	5906699001630	5906699074672
Taille S	81 - 90 cm	5906699001586	5906699001647	5906699074689
Taille M	91 - 100 cm	5906699001593	5906699001654	5906699074696
Taille L	101 - 110 cm	5906699001609	5906699001661	5906699074702
Taille XL	111 - 120 cm	5906699001616	5906699001678	5906699074719
Taille XXL	121 - 140 cm	5906699001623	5906699001685	5906699001746

LUMBOSUPPORT

CEINTURE LOMBAIRE




PRODUIT EN FIN DE COMMERCIALISATION
DISPONIBLE JUSQU'À
ÉPUISEMENT DES STOCKS



Indications

Tension musculaire, douleurs dans le bas du dos (syndrome lombaire), dégénérescence et faiblesse musculaire, post-opératoire.

Points forts




Caractéristiques

- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures.
- Les quatre sangles élastiques de rappel auto-agrippantes permettent d'ajuster le serrage.
- À porter sur les vêtements.

Composition

54% Polyamide, 21% Elasthanne, 20% Polypropylène, 5% Polyester



Mesure du tour de taille au niveau du nombril

Hauteur ceinture

		21 cm	26 cm
Taille S	70 - 95 cm	5906699002217	5906699002545
Taille M	95 - 115 cm	5906699002224	5906699002552
Taille L	115 - 135 cm	5906699002231	5906699002569

LUMBOSUPPORT EVO


CEINTURE LOMBAIRE



Indications

Tension musculaire, douleurs dans le bas du dos (syndrome lombaire), dégénérescence et faiblesse musculaire, post-opératoire.

Points forts




Caractéristiques

- La ceinture est 2 en 1, elle peut être utilisée avec ou sans sangle additionnelle.
- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures.
- La double sangle élastique de rappel auto-agrippante est amovible pour permettre un serrage évolutif.
- À porter sur les vêtements.

Composition

44% Polyamide, 23% Polyester, 8% Viscose, 7% Elastodiène, 6% Ethylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de Vinyle, 4% Polyuréthane, 3% Elasthanne



Hauteur ceinture

		21 cm	26 cm
S	56 - 71 cm	5906699002163	5906699002118
M	68 - 84 cm	5906699002170	5906699002125
L	81 - 96 cm	5906699002187	5906699002132
XL	94 - 109 cm	5906699002194	5906699002149
XXL	107 - 122 cm	5906699002200	5906699002156

LUMBOINTENSE


CEINTURE LOMBAIRE



Indications

Tension musculaire, douleurs dans le bas du dos (syndrome lombaire), dégénérescence et faiblesse musculaire, post-opératoire.

Points forts





Caractéristiques

- Ceinture de stabilisation du rachis lombaire grâce aux quatre baleines postérieures.
- Le système de serrage par lacets est doté de passe-pouces afin de faciliter son utilisation par des personnes atteintes de faiblesse musculaire au niveau des mains.
- À porter sur les vêtements.

Composition

47% Polyamide, 27% Polyester, 2% Viscose, 4% Elastodiène, 6% Ethylène-acétate de vinyle, 5% Polychlorure de vinyle, 4% Polyuréthane, 2% Polypropylène, 3% Elasthanne



Hauteur ceinture

		21 cm	26 cm
Taille S	56 - 71 cm	5906699002064	5906699002019
Taille M	68 - 84 cm	5906699002071	5906699002026
Taille L	81 - 96 cm	5906699002088	5906699002033
Taille XL	94 - 109 cm	5906699002095	5906699002040
Taille XXL	107 - 122 cm	5906699002101	5906699002057



GENOU

GENUBAND

GENUACTIVE PAD

GENUACTIVE STAB

GENUINTENSE 0°

GENUINTENSE 20°

LE SAVIEZ-VOUS ?



30%
DES ARTHROSES

concernent
le genou⁽¹⁾.

1/3
DES BLESSURES
EN SKI

concernent le
genou⁽²⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT

					
INDICATIONS	GENU BAND	GENU ACTIVE PAD	GENU ACTIVE STAB	GENU INTENSE 0°	GENU INTENSE 20°
Douleurs à la rotule (chondropathie rotulienne)	○	○			
Syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien	○				
Arthrite et arthrose		○	○		
Épanchement et gonflement articulaire		○			
Fibromyalgie		○			
Post-opératoire		○			
Post-traumatique		○			
Traumatismes, instabilités et hyperlaxité ligamentaires			○		
Lésion des ménisques			○		
Polyarthrite				○	○
Entorses graves du genou				○	○
Luxation de la rotule				○	○
Pré-opératoire				○	○
Immobilisation post-opératoire et post-traumatique				○	○
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien très fort	 Niveau de maintien très fort

(1) Société Française de Rhumatologie, (2005). Dossier arthrose.

(2) L'accidentologie des sports d'hiver. Association des médecins de montagne. Hiver 2012-2013.

GENUBAND


BANDEAU ROTULIEN



Indications

Douleurs à la rotule (chondropathie rotulienne), syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien / genou du sauteur (tendinite rotulienne).

Points forts




Caractéristiques

- Bandage de genou réglable pour ajuster le niveau de compression.
- L'insert silicone intégré est localisé sur le tendon patellaire.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

89% Polyamide, 11% Elasthanne



Taille unique	30 - 55 cm	5906699002538
---------------	------------	---------------

Pas de remboursement

GENUACTIVE STAB


GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE



Indications

Arthrite et arthrose, traumatismes, instabilités et hyperlaxité ligamentaires, lésion des ménisques.

Points forts




Caractéristiques

- Genouillère de stabilisation grâce à un insert rotulien, des renforts latéraux articulés et deux sangles de serrage.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

70% Polyamide, 14% Elastomère thermoplastique, 9% Elastodiène, 2% Polyester, 2% Neoprene, 3% Elasthanne



Taille XS	30 - 34 cm	5906699074818
Taille S	34 - 38 cm	5906699074825
Taille M	38 - 42 cm	5906699074832
Taille L	42 - 46 cm	5906699074849
Taille XL	46 - 50 cm	5906699074856
Taille XXL	50 - 54 cm	5906699074863

GENUACTIVE PAD

GENOUILLÈRE ROTULIENNE



Niveau de maintien
intermédiaire


Découvrez la vidéo
de mise en place



Indications

Arthrite et arthrose, épanchement et gonflement articulaire, fibromyalgie, post-opératoire, post-traumatique, douleurs à la rotule (chondropathie rotulienne).

Points forts




Caractéristiques

- Genouillère stabilisatrice grâce aux ressorts latéraux et à l'insert silicone autour de la rotule.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

48% Polyamide, 23% Elastomère thermoplastique, 15% Elastodiène, 6% Polyester, 5% Elasthanne, 2% Polychlorure de vinyle, 1% Silicone



Mesure de la circonférence
du genou en flexion de 30°

Taille XS	30 - 34 cm	5906699002477
Taille S	34 - 38 cm	5906699002484
Taille M	38 - 42 cm	5906699002491
Taille L	42 - 46 cm	5906699002507
Taille XL	46 - 50 cm	5906699002514
Taille XXL	50 - 54 cm	5906699002521

Tricot anatomique et compressif
Il apporte un effet de soutien proprioceptif au patient afin de le rassurer lors de ses mouvements ou reprise sportive

Ressorts latéraux
Ils contribuent à la stabilisation de l'articulation

Insert silicone
Cet insert, de forme anatomique, apporte maintien et stabilité à la rotule



GENUINTENSE 0°

ATELLE DE GENOU



Indications

Polyarthrite, entorses graves du genou, luxation de la rotule, pré-opératoire, immobilisation post-opératoire et post-traumatique.

Points forts




Contrôle des mouvements

Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation du genou grâce aux trois baleines postérieures et aux deux renforts latéraux.
- Les bandes internes anti-glisse et les sangles auto-agrippantes permettent d'ajuster le serrage pour un bon maintien sur la jambe.
- Utilisation bilatérale.
- À porter sur les vêtements.

Composition

40% Polyamide, 25% Polyuréthane, 25% Polyester, 8% Polyéthylène, 2% Elastodiène



Mesure de la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou

	Longueur	Hauteur	
Taille S	37 - 43 cm	40 cm	5906699074870
Taille M	43 - 50 cm	48 cm	5906699074887
Taille L	50 - 56 cm	59 cm	5906699074894
Taille XL	56 - 62 cm	59 cm	5906699001968

GENUINTENSE 20°

ATELLE DE GENOU



Indications

Polyarthrite, entorses graves du genou, luxation de la rotule, pré-opératoire, immobilisation post-opératoire et post-traumatique.

Points forts




Contrôle des mouvements

Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation du genou grâce aux trois baleines postérieures et aux deux renforts latéraux.
- Les bandes internes anti-glisse et les sangles auto-agrippantes permettent d'ajuster le serrage pour un bon maintien sur la jambe.
- Utilisation bilatérale.
- À porter sur les vêtements.

Composition

40% Polyamide, 25% Polyuréthane, 25% Polyester, 8% Polyéthylène, 2% Elastodiène



Mesure de la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou

	Longueur	Hauteur	
Taille S	37 - 43 cm	40 cm	5906699074900
Taille M	43 - 50 cm	48 cm	5906699074917
Taille L	50 - 56 cm	59 cm	5906699074979
Taille XL	56 - 62 cm	59 cm	5906699002002

mobilis
by SIGVARIS GROUP

KEEP ON
MOVING*



MOBILIS : GAMME COMPLÈTE D'ORTHÈSES

Traitement des pathologies traumatiques ou chroniques
Faciles à porter - Pour rester actif tout au long de la journée

**SIGVARIS
GROUP**

* Continuez à bouger - Les produits de la gamme orthopédie Mobilis by SIGVARIS GROUP sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS S.A. Ils sont destinés à traiter les inflammations, traumatismes, lésions et douleurs chroniques ou aiguës du corps humain. Pour le bon usage, il convient de ne pas utiliser les produits sur une peau lésée, ou de les porter sur des vêtements, selon les gammes. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à compenser une fonction absente ou déficitaire, assister une structure articulaire ou musculaire, stabiliser un segment corporel pendant une phase de réadaptation ou de repos. À l'exception des produits EpiBand, EpiActive et GenuBand, produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Juillet 2023. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. SIGVARIS, SIGVARIS GROUP and MOBILIS are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014 St.Gallen / Switzerland, in many countries worldwide.

www.sigvaris.com

CHEVILLE

MALLEOACTIVE PAD
MALLEOACTIVE BAND
MALLEOSUPPORT
MALLEOINTENSE



LE SAVIEZ-VOUS ?



6000
PATIENTS

250
ENTORSES

consultent chaque jour un professionnel de santé pour une entorse de cheville⁽¹⁾.

diagnostiquées par heure⁽¹⁾.

DÉLIVREZ FACILEMENT

INDICATIONS	 MALLEO ACTIVE PAD	 MALLEO ACTIVE BAND	 MALLEO SUPPORT	 MALLEO INTENSE
Arthrite et arthrose	○	○	○	
Épanchement et gonflement articulaire	○			
Fibromyalgie	○		○	
Hyperlaxité		○		○
Instabilité chronique			○	○
Entorses légères ou modérées		○	○	
Entorses modérées ou graves			○	○
Lésion ligamentaire post-opératoire et post-traumatique			○	
NIVEAU DE MAINTIEN	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien intermédiaire	 Niveau de maintien fort	 Niveau de maintien très fort

(1) Ameli. (2018, avril). Reconnaître une entorse de la cheville. Site internet : <https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaître-entorse-cheville>

MALLEOACTIVE PAD


CHEVILLÈRE PROPRIOCEPTIVE
AVEC INSERTS DE PROTECTION MALLÉOLAIRE



Indications

Arthrite et arthrose, épanchement et gonflement articulaire, fibromyalgie.

Points forts



Caractéristiques

- Chevillère proprioceptive avec inserts silicone sous les malléoles.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Modèle spécifique cheville droite ou gauche.
- Livré avec une chaussette d'aide à l'enfilage.

Composition

48% Polyamide, 13% Elastodiène, 5% Polyester, 4% Elasthanne, 30% Silicone



		Cheville gauche	Cheville droite
Taille XS	18 - 20 cm	5906699002248	5906699002255
Taille S	20 - 23 cm	5906699002576	5906699002583
Taille M	23 - 25 cm	5906699002590	5906699002606
Taille L	25 - 27 cm	5906699002613	5906699002620
Taille XL	27 - 30 cm	5906699002637	5906699002644

MALLEOACTIVE BAND


CHEVILLÈRE PROPRIOCEPTIVE
AVEC STRAPPING ADDITIONNEL



Indications

Arthrite et arthrose, entorses légères ou modérées, hyperlaxité chronique.

Points forts



Caractéristiques

- La sangle élastique mise en place en forme de "strapping" est réglable en intensité afin de renforcer le maintien de la cheville.
- Le tricot de forme anatomique est compressif.
- Port possible dans une chaussure.
- Utilisation bilatérale possible.

Composition

62% Polyamide, 18% Elastodiène, 12% Viscose, 5% Polyester, 3% Elasthanne



Taille XS	18 - 20 cm	5906699002262
Taille S	20 - 23 cm	5906699002279
Taille M	23 - 25 cm	5906699002286
Taille L	25 - 27 cm	5906699002293
Taille XL	27 - 30 cm	5906699002309

MALLEOSUPPORT


CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE



Indications

Arthrite et arthrose, fibromyalgie, instabilité chronique, lésion ligamentaire post-opératoire et post-traumatique, entorses externes récentes de la cheville graves ou de gravité moyenne.

Points forts



Caractéristiques

- Attelle d'immobilisation/stabilisation de la cheville grâce aux deux renforts interne et externe.
- Les deux sangles auto-agrippantes permettent un effet "strapping".
- La fermeture par lacets permet d'ajuster le serrage.
- Utilisation bilatérale.

Composition

91% Polyamide, 5% Elasthane, 2% Polyester, 2% Coton



Mesure de la circonférence de la cheville au-dessus de la malléole

Taille S	19 - 22 cm	5906699071985
Taille M	22 - 26 cm	5906699071992
Taille L	26 - 30 cm	5906699072005

MALLEOINTENSE

ATTELLE DE CHEVILLE



Indications

Entorses modérées ou graves, hyperlaxité et instabilité chroniques.

Points forts



Contrôle des mouvements

Caractéristiques


- Orthèse d'immobilisation/stabilisation de la cheville grâce aux deux coques anatomiques rigides.
- Les deux coussins en gel permettent d'adapter les coques à la morphologie pour plus de confort.
- Les inserts en gels sont faciles à nettoyer notamment en cas de transpiration, d'application de crème...
- Les deux sangles auto-agrippantes et la sangle talonnière permettent d'ajuster le serrage.
- Utilisation bilatérale.

Composition

50% Gel, 22% Polychlorure de vinyle, 20% Polypropylène, 7% Polyamide, 1% Néoprène



Découvrez la vidéo de mise en place



Mesure de la taille

Taille unique	≥ 150 cm	5906699002316
---------------	----------	---------------

VIGILANCE

La **vigilance** a pour objectif de surveiller les incidents et risques d'incidents graves liés à l'utilisation des dispositifs médicaux.

Dans son souci d'exigence en matière de qualité et de reproductibilité, SIGVARIS GROUP assure un suivi précis de ses produits mis à disposition sur le marché.

En cas d'incident ou risque d'incident grave lié à l'utilisation d'un produit SIGVARIS GROUP, merci de vous adresser au service clients au 03 89 70 24 24 ou d'envoyer votre notification à l'adresse mail suivante materiovigilance@sigvaris.com

Un questionnaire "professionnel de santé" vous sera alors envoyé afin que vous puissiez préciser la nature de l'incident ainsi que toutes les informations qui seront utiles à son analyse par notre correspondant de vigilance, qui le cas échéant déclarera l'incident à l'Agence Nationale de Santé du Médicament.

Merci de renvoyer le questionnaire complété à l'adresse mail materiovigilance@sigvaris.com ainsi que le produit mis en cause, dans sa boîte, dans la mesure du possible.

COMPRESSION MÉDICALE LE TAILLAGE HOMME

ESSENTIEL MICROFIBRE

CHAUSSETTES

	Cheville B	Standard Mollet C	Morpho - Mollet C	Morpho + Mollet C
XS	17 - 19	28 - 35	21 - 28	-
S	19 - 22	31 - 38	24 - 31	38 - 45
M	22 - 24	34 - 41	27 - 34	41 - 48
L	24 - 26	36 - 43	29 - 36	43 - 50
XL	26 - 29	39 - 46	32 - 39	46 - 53
XXL	29 - 32	42 - 49	-	49 - 56

BAS AUTO-FIXANTS

	Cheville B	Standard		Morpho -	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	28 - 35	-	-	-
S	19 - 22	31 - 38	48 - 61	28 - 35	38 - 48
M	22 - 24	34 - 41	52 - 65	31 - 38	42 - 52
L	24 - 26	36 - 43	57 - 70	33 - 40	47 - 57
XL	26 - 29	39 - 46	61 - 74	36 - 43	51 - 61
XXL	29 - 32	42 - 49	63 - 76	-	-

ESSENTIEL COTON

	Cheville B	Mollet C	B.A.F. Cuisse M
S	19 - 22	32 - 39	46 - 58
M	22 - 24	35 - 42	50 - 62
L	24 - 26	38 - 45	54 - 66
XL	26 - 29	41 - 48	58 - 70
XXL	29 - 32	44 - 51	62 - 74

STYLES COLORS - MARINIÈRE

CHAUSSETTES

	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

POUR CHAUSSETTES ET BAS AUTO-FIXANTS

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/47



Retrouvez notre mode d'emploi détaillé en page 14.

COMPRESSION MÉDICALE

LE TAILLAGE FEMME

ESSENTIEL

SEMI-
TRANSPARENT

STYLES

TRANSPARENT -
OPAQUE

CHAUSSETTES

	Cheville B	Standard Mollet C	Morpho ⊖ Mollet C	Morpho ⊕ Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

BAS AUTO-FIXANTS

	Cheville B	Standard		Morpho ⊖		Morpho ⊕	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

COLLANT, COLLANT CONFORT

	Cheville B	Standard			Morpho ⊕			
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Hanches	Hanches Confort
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	34 - 42	58 - 68	≤ 108	100 - 130
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	37 - 45	62 - 72	≤ 118	107 - 140
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	41 - 49	67 - 77	≤ 128	114 - 150
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	44 - 52	69 - 79	≤ 138	121 - 150
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	47 - 55	75 - 85	≤ 138	-

POUR CHAUSSETTES, BAS AUTO-FIXANTS ET COLLANT

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	34/40
Long	≥ 40	≥ 75	36/42

PRISE DE MESURES

Prendre ou reprendre systématiquement les mesures pour 100% de vos patients même pour un renouvellement.

Hanches
au niveau des crêtes iliaques (à l'endroit le plus large)

Cuisse
à l'endroit le plus large

Mollet
à l'endroit le plus large

Cheville
3 cm au-dessus de la malléole, à l'endroit le plus fin

Hauteur jambe
du sol à l'entrejambe

Hauteur 1/2 jambe
du sol à la tête du péroné ou 2 doigts en dessous du genou

Retrouvez notre mode d'emploi détaillé en page 14.

sigvaris

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

L'été, tout est permis avec la contention Sigvaris !



Sigvaris, un effet rafraîchissant*
pour des jambes légères à chaque instant.**

Chaussettes Active Confort Fraîcheur*** ● ●



Service clients Métropole :
Tél. 03 89 70 24 24

Service clients Outre-mer :
Tél. 03 89 70 24 72



361496



www.sigvaris.com

* Bas de compression médicale Sigvaris et Dynaven, fabriqués en France. ** Sigvaris N°1 en ventes : 38,2% des volumes des bas médicaux de compression, source GERS CAM fin avril 2025 France. *** Fraîcheur/Effet rafraîchissant : par un phénomène de refroidissement évaporatif selon les résultats du rapport d'essai 23.1.11.0006, fait selon la spécification d'essai DIN SPEC 60015 par le laboratoire Hohenstein - Mai 2023. Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris et Dynaven, les manchons de compression médicale Advance, les bandes de compression multi étalonnées Dupralflex légères et fortes, la bande anti-œdème Medica, les solutions anti-fatigue Sigvaris et by Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS SAS. Les dispositifs de compression ajustables pour les membres inférieurs Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS INC. Les dispositifs d'aide à l'enfilage DOFF N'DONNER ROLLY et DOFF N'DONNER CÔNE fabriqués par SIGVARIS AG et la colle hypoallergénique Sigvaris Fix fabriquée par Ultrana GmbH sont des accessoires de dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745). Les bandes de compression à allongement court Biaform sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par KOB GmbH. Les produits de la gamme orthopédie Mobilis by SIGVARIS GROUP sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS S.A. Les chaussettes, bas, et collants de classe de compression 1, 2, et 3, les dispositifs de compression ajustables pour les membres inférieurs Sigvaris, les bandes Dupralflex, Medica et Biaform sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Les chaussettes et bas de compression médicale Sigvaris Anti-thrombose sont destinés à la prévention de la thrombose veineuse. Ils contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Les chaussettes, bas, et collants de classe de compression 3, les manchons de compression médicale Advance, les dispositifs de compression ajustables pour les membres inférieurs Sigvaris, les bandes Dupralflex, Medica et Biaform sont destinés au traitement de base des maladies lymphatiques. Ils exercent une pression qui améliore le retour lymphatique, réduisant ainsi l'œdème. Les semelles sont destinées à stimuler le retour veineux à partir de la voûte plantaire grâce à ses zones de relief. Les autres solutions anti-fatigue sont destinées à soulager les jambes en activant la circulation veineuse par compression. Les dispositifs d'aide à l'enfilage DOFF N'DONNER ROLLY et DOFF N'DONNER CÔNE sont destinés à faciliter l'enfilage des produits de compression médicale par pré positionnement du produit sur l'accessoire ou en faisant glisser le produit sur l'accessoire. La colle hypoallergénique Sigvaris Fix est destinée à fixer les produits de compression médicale en s'appliquant directement sur la peau. Pour le bon usage, il convient d'enfiler, de poser ou de porter les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche sauf pour les dispositifs anti-thrombose qu'il convient de porter de jour comme de nuit dans le cadre de la prévention de la thrombose veineuse profonde. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. A l'exception des bandes Medica Cotton et Biaform, des solutions anti-fatigues, des manchons, des accessoires et des produits lymphologie, produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les produits de la gamme orthopédie Mobilis by SIGVARIS GROUP sont destinés à traiter les inflammations, traumatismes, lésions et douleurs chroniques ou aiguës du corps humain. Pour le bon usage, il convient de ne pas utiliser les produits sur une peau lésée, ou de les porter sur des vêtements, selon les gammes. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à compenser une fonction absente ou déficitaire, assister une structure articulaire ou musculaire, stabiliser un segment corporel pendant une phase de réadaptation ou de repos. A l'exception des produits EpiBand, EpiActive et GenuBand, produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. 361496. Septembre 2025. © Copyright by SIGVARIS SAS, Saint-Just Saint-Rambert, France. Dynaven, Sigvaris, Mobilis et SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.